

lionelo
care

User manual
Instrukcja obsługi
Bedienungsanleitung
Инструкция по эксплуатации
Manuale d'uso
Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario
Handleiding
Naudojimo instrukcija
Návod k obsluze

Használati utasítás
Manual utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöopas
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija

Fidi Free Lumi

Breast pump

Laktator

Muttermilchpumpe

Молокоотсос

Tiralatte

Tire-lait

Sacaleches

Borstkolf

Pienktraukis

Odsávačka mateřského mléka

Mellszívó

Pompă de sân

Bröstpump

Brystpumpe

Brystpumpe


Rintapumppu

Bomba Tira-Leite






Θήλαστρο

Rinnapump

Krūts sūkņis



www.lionelo.com




8


9

10



A







B



C







1




2



3




4




7


1





2



3



8



Dear Customer!

If you have any questions or comments about the product you purchased, please feel free to contact us by email at: **help@lionelo.com**

Manufacturer:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

IMPORTANT INFORMATION

Please read these instructions before operating the product to familiarise yourself with its functions and use it as intended.

Failure to observe safety instructions and use contrary to instructions may result in damage to your health.

Keep these operating instructions for future reference.

1. This device may be used by children aged 8 or older and persons with reduced physical, sensory or mental abilities, as well as by persons without relevant knowledge and experience in the use of the device if they are supervised or have been previously instructed in the safe use of the device and the risks involved.
2. This device is not a toy. Do not allow children to play with it. Keep the device out of the reach of children. Cleaning and maintenance must not be performed by children without adult supervision.
3. Do not repair or modify the device. These actions may only be undertaken by an authorised service centre. Use only original spare parts.
4. Do not operate the device if you have noticed any damage. This applies to both the device itself and its accessories, e.g. the USB cable.
5. Do not use the device if it begins to malfunction, has been dropped or submerged in water, becomes excessively hot, or if discolouration, bulging or other abnormal phenomena occur. Contact the manufacturer's authorised service centre.
6. Never leave the device connected to a power socket unattended.

7. The device is not resistant to high temperatures. Use the device away from heat sources, high temperatures, hot surfaces, direct sunlight, sources of spark, open flames, oils and sharp edges.
8. Do not use chemicals to clean the device. Do not wash the main motor unit with water.
9. Switch off the device after each use.
10. Do not immerse the entire device in water or other liquids. Do not use near water.
11. Do not misuse the device.
12. Never handle the device or touch the plug with wet or damp hands. Make sure all breast pump parts are dry before assembly.
13. Before cleaning or moving the device, switch it off and disconnect it from the power source.
14. Before and after each use, wash and disinfect all parts that will come into contact with the body and breast milk.
15. Thoroughly dry each component before use and storage.
16. For hygienic reasons, the device should be used by one person.
17. If using the breast pump causes discomfort or pain, stop using it immediately.
18. Do not use the device throughout your pregnancy.
19. Do not use the device when tired or while sleeping.
20. Special care is required when using the device near children.
21. Do not use the device while lying down or during strenuous exercise or activities that may cause injury.
22. If breast milk does not appear for more than 5 minutes while using the device, stop using the breast pump and consult your doctor.
23. If you have an implanted pacemaker or other electrical device, it is recommended that you consult your doctor before using the device.
24. If the device is used at the maximum permissible ambient temperature of 30°C for 30 minutes, the silicone insert may reach a temperature of 45°C.
25. It is recommended to replace the components that come into contact with breast milk approximately every 3 to 6 months,

depending on usage frequency, and whenever the device has not been used for an extended period.

26. Do not expose the device and its batteries to extreme temperatures. The permissible temperature range in which the battery can be charged is 5°C to 35°C.
27. When the battery is fully charged, immediately unplug the device from the power socket.
28. Do not use breast milk from bottles or containers that have signs of damage on them.
29. The batteries in this device are not replaceable.
30. Be cautious of the risk of short-circuiting the USB-C socket on the pump or battery pack caused by metal objects or liquids.
31. If an electrical product comes into contact with water or other liquids, avoid touching it. If possible, unplug it from the socket, switch it off, and contact the manufacturer.
32. Do not use the device while driving.
33. This device is intended for indoor use only.

Diagram of the device (Fig. A)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Silicone funnel with nipple tunnel | 7. Milk outlet opening |
| 2. Connector | 8. USB cable |
| 3. Silicone membrane | 9. Bra clasp |
| 4. Suction valve | 10. Funnels with diameters of 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, and 24 mm |
| 5. Main body | |
| 6. Milk container | |

Diagram of the main body (Fig. B)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. On/off switch | 4. Reducing the intensity level |
| 2. Pause/start button | 5. Switching between operating modes |
| 3. Increasing the intensity level | |

Diagram of the display (Fig. C)

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Mode intensity level indicator | 4. Breast pumping mode |
| 2. Operating time indicator | 5. Massage mode |
| 3. Battery level indicator | 6. Operating time unit |

Breast pump modes

1. Massage mode – 9 levels. Massage simulates the initial sucking phase of the baby during breastfeeding.
2. Breast pumping mode – 9 levels. This mode mimics the deeper sucking phase that occurs during breastfeeding.

Assembly of the breast pump

NOTE

Ensure that all parts of the device that come into contact with breast milk are thoroughly washed and disinfected. To prevent damage to the device, ensure that all parts are completely dry.

Wash your hands before assembling the device. Avoid direct contact with the inner surfaces and parts of the device that come into contact with breast milk or the body.

1. Insert the silicone membrane into the milk container (Fig. 1).
2. Attach the suction valve (4, Fig. A) to the connector (2, Fig. A). Ensure the suction valve is fully inserted and correctly oriented (1, Fig. 2).
3. Attach the connector to the silicone membrane in the milk container (Fig. 2). Make sure the connector is pressed down securely.
4. Insert the silicone funnel (1, Fig. A) into the milk container. Attach the silicone funnel to the milk outlet opening (Fig. 3) on the milk container. With both hands, press the nipple tunnel (1, Fig. A) firmly against the connector and align the edges of the funnel collar with the edges of the milk container (6, Fig. A) to create a complete seal. Make sure the funnel collar and nipple tunnel are securely attached.
5. Connect the main body to the milk container (Fig. 4). Ensure that the body is fitted correctly.
6. Firmly press the breast pump against the breast. Make sure the selected funnel fits properly, with the nipple centred within the nipple tunnel (1, Fig. A). Position the breast pump in the bra (Fig. 5).

7. For stiff or inflexible bras, use the included bra clasp. To do this, unhook the bra strap, then attach the clasp and adjust the length according to your preference (Fig. 6).

Milk expression should not be painful. If the breast pump causes discomfort or pain, stop using it immediately.

Ensure that the device fits snugly against the breast, with no gaps between the breast and the silicone funnel. An improper fit will affect the volume of breast milk expressed.

The device can be used with a standard nursing bra and can be worn while sitting or standing. Ensure the device remains securely in place throughout its operation. Otherwise, the operation of the device may be disrupted. Do not lean while using the device.

Directions for use

NOTE

Charge the device for 2 hours before first use.

Wash your hands before use. Ensure that all parts of the breast pump are assembled according to the instructions and that the device is properly fitted to your body.

Avoid using an intensity level that causes discomfort or pain.

1. To turn on the device, press and hold the on/off switch (1, Fig. 7). The device will power on in the last mode used during the previous session.
2. To change operating modes when the device is in use, press the mode switch button (2, Fig. 7).
3. The current operating level of the device is indicated by the mode intensity level indicator (1, Fig. C). Use the decrease and increase intensity buttons (3, Fig. 7) to adjust the mode intensity level between 1 and 9.
4. Press the pause/start button (2, Fig. B) to stop the device (pause mode). Press the button again to resume operation (4, Fig. 7). If the operation is paused for an extended period, the device will automatically turn off after 3 minutes.
5. To activate the backlight and check the amount of breast milk collected, press and hold the pause/start button (4, Fig. 7). Press and hold the button again to turn off the backlight.
6. To turn off the device, briefly press the on/off button (1, Fig. B).

The device will turn off automatically after 30 minutes of operation and lack of activity.

The device has a memory function. When an operating mode is turned off or changed, the device automatically retains the intensity level from the previous use. The time indicator (2, Fig. C) shows the duration of the current use of the device. When the device is in pause mode, the current use time will remain displayed until operation resumes or the device is turned off. To begin a new breast pumping session, turn the device off and then back on by pressing the on/off switch. To find the suitable intensity level for a specific mode, gradually increase it until you feel mild discomfort (not pain!), then reduce the level by one.

Milk transfer

1. While the device is operating, lean forward gently to ensure that all milk from the nipple tunnel drains into the container (1, Fig. 8). Turn off the device.
2. Gently remove the device from the bra and disconnect the main body (2, Fig. 8).
3. Position the milk container so that the rounded part is facing downwards. Next, use the milk outlet opening (7, Fig. A) to pour the milk into the bottle or container designated for storage (3, Fig. 8).

NOTE

Do not use the device to store breast milk. Do not store the device in the refrigerator.

Storing and heating milk

Storage

1. At room temperature (16–25°C), breast milk can be stored for up to 4 hours, or up to 6 hours under exceptionally clean collection conditions.
2. In the refrigerator (4°C), breast milk can be stored for up to 3 days, or up to 5 days under exceptionally clean collection conditions.
3. In the freezer (-18°C), breast milk can be stored for up to 6 months, or up to 9 months under exceptionally clean collection conditions.
4. Do not store breast milk on the refrigerator door.

Defrosting and reheating

1. Freeze milk in food-grade plastic bottles or milk storage bags.
2. To freeze milk, fill the container $\frac{3}{4}$ full, as milk expands in volume when frozen.
3. To preserve the nutritional value of breast milk, defrost it naturally in the fridge (up to 24 hours) or at room temperature (up to 2 hours). You can also defrost breast milk under warm running water at a maximum temperature of 37°C. Breast milk should then be used immediately after defrosting.
4. Before feeding the baby, shake the container with the milk gently to mix it evenly.

NOTE

Always check the temperature of breast milk before feeding.

Do not defrost frozen milk in the microwave or boiling water to avoid nutritional loss and scalding your baby.

Never re-freeze milk that has already been defrosted and store it either at room temperature or in the refrigerator.

Do not use breast milk stored in packages that show signs of damage.

Charging

1. Connect the USB-C cable plug to the power socket on the side of the main body of the device (Fig. 9), and plug the other end with the USB connector into a USB adapter (not included).
1. During charging, the battery level indicator flashes (3, Fig. C). When the flashing stops, it indicates that the device is fully charged.

NOTE

Charge the device for 2 hours before first use.

To ensure the battery's longevity, store the device in a cool location, charge it before the battery fully depletes, and make sure to fully charge it prior to storage.

Charge the device using a 5V DC 1A adapter.

Dismantling the device

1. After detaching the main body, open the milk container from the bottom by gently pulling on the silicone funnel (1, Fig. 10).

2. Detach the silicone funnel from the device by pulling it away, then remove the assembled connector (2, Fig. 10) from the container.
3. Detach the suction valve from the breast pump tee (3, Fig. 10).

Cleaning and disinfection

NOTE

Do not clean or disinfect the main body or the power cord of the device. These parts do not come into contact with food.

Immediately after use, wash all parts that come into contact with the body and breast milk separately to prevent milk residues from drying out and to prevent bacterial growth. Do not wash any parts of the device in the dishwasher.

Before first use

Before using the device for the first time, wash with detergent and then sterilise with boiling water all its parts that will come into contact with breast milk (milk container, tee, valve, and funnels), except the main body. Follow the cleaning and disinfection instructions below.

After each use

1. After use, disassemble the main body and wipe it clean with a soft, damp cloth (1, Fig. 11).
2. After each use, disassemble the device into its individual parts and rinse with warm water all separated parts in contact with the body and with breast milk to remove food residues.
3. Wash all separated parts in warm water with a mild detergent and then rinse thoroughly under clean running water.
4. To disinfect, place all parts in boiling water for at least 10 minutes. Make sure that all parts are immersed in the water and none is directly touching the bottom of the pot.
5. Leave all device parts to dry on a clean towel or paper towel.
6. Store the device parts in a clean bag, container, or other clean location until the next use. If the parts are still wet, do not store them in a sealed container.

NOTE

Do not wash the main body under running water, and do not use harsh cleaners or abrasive materials for cleaning. This could lead to a malfunction of the display. Clean parts that have been in contact with the body once a day and after each use. Be careful not to damage the device when cleaning it.

Do not use sharp tools to clean the silicone parts, as this may result in damage. Be careful not to damage the suction valve during cleaning. If it is damaged, the device will not function properly.

Remove the suction valve from the device carefully. Rinse it with clean water during the cleaning process. Do not insert your finger or any objects into it, as this may cause damage.

Do not use disinfectants to clean the device.

If, after sterilisation in water, you notice a white deposit on parts of the device, this may indicate that the water used is hard. Wipe off the residue using a clean towel and leave the parts to dry on their own.

Troubleshooting

Problem	Solution
The device does not turn on.	• The battery may have depleted or entered the protective mode due to extended storage. Connect the device to the power adapter to activate the battery. • Charge the battery fully before the first use of the device and after prolonged storage.
The running time is not counted down while the pause/start button is pressed.	• Contact an authorised service centre.
The breast pump stopped expressing milk (main body not functioning) after pressing the pause/start button.	• Ensure the device is turned on. • Contact an authorised service centre.

Problem	Solution
Insufficient suction or no suction	• Ensure that all parts of the device are clean, dry, and correctly and securely assembled. Pay particular attention to the correct orientation when installing the suction valve. • Ensure the connector is securely positioned in the container. • Ensure that the silicone funnel of the device fits securely against the breast. • If the suction power does not improve, contact an authorised service centre. • Inspect the device for any cracks or cavities in its components.
Pain or discomfort	• Adjust the intensity level or change the operating mode. • Adjust the position or alignment of the breasts. • If you experience persistent pain or discomfort, consult your doctor.

The photos are for reference only; the actual appearance of products may differ from the photos.

PL

Drogi Kliencie!

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami: **help@lionelo.com**

Producent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi produktu, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem.

Niestosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa oraz użycie niezgodne z instrukcją może spowodować uszczerbek na zdrowiu.

Zatrzymaj tę instrukcję do wglądu w przyszłości.

1. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownej wiedzy i doświadczenia w użytkowaniu urządzenia, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i ryzyka z tym związanego.
2. To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj, aby dzieci nim się bawiły. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Czyszczenie oraz konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
3. Nie należy naprawiać ani dokonywać modyfikacji urządzenia. Czynności te może wykonać tylko autoryzowany serwis. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
4. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zauważyłeś jakiegokolwiek uszkodzenia. Dotyczy to zarówno samego urządzenia, jak i jego akcesoriów, np. przewodu USB.
5. Nie używaj urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, zostało upuszczone lub zanurzone w wodzie, nadmiernie nagrzewa się, pojawią się odbarwienia, wybrzuszenia oraz gdy wystąpią inne nietypowe zjawiska. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
6. Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do gniazda zasilania bez nadzoru.
7. Urządzenie nie jest odporne na wysokie temperatury. Używaj urządzenia z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, olei oraz ostrych krawędzi.

8. Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Nie myj wodą głównego urządzenia z silnikiem.
9. Po każdym użyciu wyłącz urządzenie.
10. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub w innych cieczach. Nie używaj w pobliżu wody.
11. Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
12. Nie używaj urządzenia i nie dotykaj zasilacza, mając mokre lub wilgotne ręce. Upewnij się, że wszystkie elementy laktatora są suche przed złożeniem urządzenia.
13. Przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia, wyłącz je i odłącz od źródła zasilania.
14. Przed oraz po każdym użyciu należy umyć i zdezynfekować wszystkie elementy, które będą przylegać do ciała oraz wejść w bezpośredni kontakt z mlekiem.
15. Dokładnie wysusz każdy element przed użyciem i przechowywaniem.
16. Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane przez jedną osobę.
17. Jeżeli użytkowanie laktatora powoduje dyskomfort lub ból, natychmiast przestań używać urządzenia.
18. Nie używaj urządzenia przez cały okres ciąży.
19. Nie używaj urządzenia w przypadku zmęczenia lub podczas snu.
20. Szczególna ostrożność wymagana jest w przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci.
21. Nie należy używać urządzenia leżąc ani w trakcie wykonywania wyczerpujących ćwiczeń fizycznych lub aktywności mogących spowodować obrażenia.
22. Jeśli podczas używania urządzenia mleko z piersi nie pojawia się przez dłużej niż 5 minut, przestań używać laktatora i skonsultuj się z lekarzem.
23. Jeśli posiadasz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie elektryczne, zalecana jest konsultacja z lekarzem przed użyciem urządzenia.
24. W przypadku korzystania z urządzenia w najwyższej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (30°C) przez 30 minut, wkładka silikonowa może osiągnąć temperaturę 45°C.

25. Zaleca się wymianę elementów mających styczność z mlekiem co ok. 3-6 miesięcy, w zależności od częstotliwości korzystania z urządzenia, oraz w przypadku nieużywania urządzenia przez długi czas.
26. Nie wystawiaj urządzenia i jego baterii na działanie skrajnych temperatur. Dopuszczalny przedział temperatur, w którym można ładować baterię to 5°C - 35°C.
27. Po pełnym naładowaniu baterii niezwłocznie odłącz urządzenie od gniazda zasilania.
28. Nie używaj mleka z butelek lub pojemników, które mają na sobie ślady uszkodzenia.
29. Baterie użyte w tym urządzeniu są niewymienne.
30. Należy pamiętać o ryzyku zwarcia gniazda USB-C pompy lub akumulatora przez metalowe przedmioty lub płyny.
31. Jeżeli produkt elektryczny miał kontakt z wodą lub innymi płynami, nie dotykaj go i jeśli to możliwe odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego, wyłącz je i skontaktuj się z producentem.
32. Nie używaj urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu.
33. To urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnętrznego.

Schemat urządzenia (rys. A)

- | | |
|--|--|
| 1. Lejek silikonowy z tunelem
brodawki sutkowej | 6. Pojemnik na mleko |
| 2. Łącznik | 7. Otwór do przelania pokarmu |
| 3. Membrana silikonowa | 8. Przewód USB |
| 4. Zawór ssący | 9. Zapinka do biustonosza |
| 5. Korpus główny | 10. <i>Lejki o średnicy 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm i 24 mm</i> |

Schemat korpusu głównego (rys. B)

- | | |
|---|--|
| 1. Włącznik / wyłącznik | 4. Zmniejszenie poziomu
intensywności |
| 2. Przycisk pauzy / startu | 5. Przełączanie trybu pracy |
| 3. Zwiększenie poziomu
intensywności | |

Schemat wyświetlacza (rys. C)

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Wskaźnik poziomu intensywności trybu | 4. Tryb odciągania pokarmu |
| 2. Wskaźnik czasu pracy | 5. Tryb masażu |
| 3. Wskaźnik poziomu baterii | 6. Jednostka czasu pracy |

Tryby laktatora

1. Tryb masażu – 9 poziomów. Masaż symuluje początkową fazę ssania dziecka podczas karmienia piersią.
2. Tryb odciągania pokarmu – 9 poziomów. Ten tryb symuluje głębszą fazę ssania dziecka podczas karmienia piersią.

Montaż laktatora

UWAGA

Upewnij się, że wszystkie części urządzenia mające kontakt z mlekiem są umyte i zdezynfekowane. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wszystkie jego części muszą być zupełnie suche.

Umyj ręce przed montażem. Unikaj dotykania dłońmi wewnętrznych powierzchni urządzenia i jego części, mających kontakt z mlekiem i ciałem.

1. Włóż silikonową membranę do pojemnika na mleko (rys. 1).
2. Zamontuj zawór ssący (4, rys. A) na łączniku (2, rys. A). Upewnij się, że zawór jest włożony do końca i zwrócony w odpowiednim kierunku (1, rys. 2).
3. Zamontuj łącznik na silikonowej membranie w pojemniku na mleko (rys. 2). Upewnij się, że łącznik został maksymalnie dociśnięty.
4. Zamontuj lejek silikonowy (1, rys. A) w pojemniku na mleko. Dopasuj lejek silikonowy do otworu do przelewania pokarmu (rys. 3) na pojemniku na mleko. Dociśnij obiema dłońmi tunel brodawki sutkowej (1, rys. A) do łącznika oraz krawędzie kołnierza lejka do krawędzi pojemnika na mleko (6, rys. A) tak, aby zapewnić całkowite uszczelnienie. Upewnij się, że kołnierz lejka i tunel brodawki sutkowej są prawidłowo zaczepione.
5. Połącz korpus główny z pojemnikiem na mleko (rys. 4). Upewnij się, że korpus jest zamontowany prawidłowo.
6. Dociśnij laktator szczelnie do piersi. Upewnij się, że wybrany lejek jest dobrze dopasowany, a brodawka sutkowa znajduje się w tunelu

brodawki sutkowej (1, rys. A) i jest wyśrodkowana. Umieść urządzenie w biustonoszu (rys. 5).

7. W przypadku sztywnego i mało elastycznego biustonosza, użyj dołączonej do zestawu zapinki do biustonosza. W tym celu rozepnij ramiączko biustonosza, a następnie przymocuj zapinkę i dostosuj długość zgodnie z preferencją (rys. 6).

Pobieranie pokarmu nie powinno być bolesne. Jeżeli użytkowanie laktatora powoduje dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań używania urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest dobrze dopasowane do piersi, a pomiędzy piersią, a lekkim silikonowym nie ma wolnej przestrzeni. Złe dopasowanie będzie mieć wpływ na ilość odciągniętego pokarmu.

Urządzenie może być noszone w standardowym biustonoszu do karmienia, zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Należy uważać, aby pozycja urządzenia nie uległa zmianie w czasie jego pracy. Może to spowodować przerwanie pracy urządzenia. Nie należy pochylać się w czasie korzystania z urządzenia.

Sposób użycia

UWAGA

Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 2 godziny.

Przed użyciem umyj ręce. Upewnij się, że wszystkie części laktatora zostały poprawnie zamontowane zgodnie z instrukcją montażu, a samo urządzenie jest prawidłowo dopasowane do ciała.

Nie używaj zbyt dużego poziomu intensywności, wywołującego dyskomfort lub ból.

1. Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj włącznik / wyłącznik (1, rys. 7). Urządzenie włączy się w ostatnim trybie, w którym pracowało w poprzedniej sesji.
2. Aby zmienić tryb pracy w trakcie użytkowania, naciśnij przycisk przełączenia trybu pracy (2, rys. 7).
3. Wskaźnik poziomu intensywności trybu (1, rys. C) wyświetla aktualny poziom pracy urządzenia. Naciśnij przyciski zmniejszenia i zwiększenia poziomu intensywności (3, rys. 7), aby przełączać poziom intensywności trybu w przedziale od 1 do 9.
4. Naciśnij przycisk pauzy / startu (2, rys. B), aby zatrzymać pracę urządzenia (tryb pauzy). Naciśnij ponownie, aby wznowić pracę (4, rys. 7).

W przypadku dłuższego utrzymania pauzy pracy urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minutach.

5. Aby włączyć podświetlenie w celu sprawdzenia poziomu zebranego mleka naciśnij i przytrzymaj przycisk pauzy / startu (4, rys. 7). Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć podświetlenie.
6. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij krótko włącznik / wyłącznik (1, rys. B). Urządzenie wyłączy się automatycznie po 30 minutach pracy i braku podejmowania działania.

Produkt posiada funkcję pamięci. Po wyłączeniu lub zmianie trybu urządzenie automatycznie pamięta poziom intensywności danego trybu z poprzedniego użytkowania.

Wskaźnik czasu (2, rys. C) wyświetla aktualny czas użytkowania urządzenia. W przypadku zatrzymania pracy urządzenia (tryb pauzy), aktualny czas użytkowania będzie wyświetlany do momentu wznowienia pracy lub wyłączenia urządzenia. Jeżeli chcesz zacząć nową sesję odciągania pokarmu, wyłącz i włącz urządzenie poprzez naciśnięcie włącznika / wyłącznika.

Aby dopasować odpowiedni poziom intensywności danego trybu, zwiększaj go do momentu delikatnego dyskomfortu (nie bólu!), następnie zmniejsz poziom o jeden.

Przelewanie mleka

1. W trakcie pracy urządzenia przechyl się delikatnie w przód, aby upewnić się, że całe mleko z tunelu brodawki sutkowej spłynęło do pojemnika (1, rys. 8). Wyłącz urządzenie.
2. Delikatnie wyjmij urządzenie ze stanika i odłącz od niego korpus główny (2, rys. 8).
3. Przechyl pojemnik na mleko tak, aby jego zaokrąglona część znajdowała się na dole. Następnie, używając otworu do przelania pokarmu (7, rys. A), przelej mleko do butelki lub pojemnika, w którym będzie ono przechowywane (3, rys. 8).

UWAGA

Nie używaj urządzenia do przechowywania mleka. Nie przechowuj urządzenia w lodówce.

Przechowywanie i podgrzewanie mleka

Przechowywanie

1. W temperaturze pokojowej (16-25°C) mleko może być przechowywane do 4 godzin (do 6 godzin w przypadku bardzo czystych warunków pobierania).
2. W lodówce (4°C) mleko może być przechowywane do 3 dni (do 5 dni w przypadku bardzo czystych warunków pobierania).
3. W zamrażarce (-18°C) mleko może być przechowywane do 6 miesięcy (do 9 miesięcy w przypadku bardzo czystych warunków pobierania).
4. Nie przechowuj mleka na drzwiach lodówki.

Rozmrażanie i podgrzewanie

1. Mleko zamrażaj w plastikowych butelkach przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub workach do przechowywania mleka.
2. Aby zamrozić mleko, wypełnij pojemnik w $\frac{3}{4}$ objętości, ponieważ przy zamrożeniu mleko rozszerza swą objętość.
3. Aby zachować wartości odżywcze mleka, rozmrażaj je naturalnie w lodówce (do 24 godzin) lub w temperaturze pokojowej (do 2 godzin). Możesz również rozmrażać mleko pod ciepłą bieżącą wodą o maksymalnej temperaturze 37°C. Mleko należy wówczas wykorzystać od razu po rozmrożeniu.
4. Przed karmieniem wstrząśnij delikatnie pojemnikiem z mlekiem, aby je równomiernie wymieszać.

UWAGA

Przed podaniem mleka zawsze sprawdzaj jego temperaturę.

Nie rozmrażaj zamrożonego mleka w mikrofalówce lub wrzącej wodzie, aby uniknąć utraty wartości odżywczych oraz oparzenia twojego dziecka.

Nigdy nie zamrażaj ponownie już raz rozmrożonego mleka oraz nie przechowuj go ani w temperaturze pokojowej ani w lodówce.

Nie używaj mleka pochodzącego z opakowań noszących ślady uszkodzenia.

Ładowanie

1. Podłącz wtyczkę przewodu USB-C do gniazda zasilania urządzenia znajdującego się na boku korpusu głównego (rys. 9), a drugi koniec z wtyczką USB do adaptera USB (nie jest on częścią zestawu).
2. W trakcie ładowania wskaźnik poziomu baterii miga (3, rys. C). Gdy przestanie on migać, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.

UWAGA

Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przed 2 godziny.

Aby zachować długą żywotność baterii przechowuj urządzenie w chłodnym miejscu, naładuj je zanim bateria wyczerpie się do zera oraz w pełni naładuj urządzenie przed jego magazynowaniem.

Do ładowania należy użyć adapter 5V DC 1A.

Demontaż urządzenia

1. Po usunięciu korpusu głównego otwórz od dołu pojemnik na mleko poprzez pociągnięcie za lejek silikonowy (1, rys. 10).
2. Pociągając za lejek silikonowy oddziel go od urządzenia, a następnie wyciągnij z pojemnika zmontowany łącznik (2, rys. 10).
3. Oddziel zawór ssący od trójnika laktatora (3, rys. 10).

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia

UWAGA

Nie należy czyścić ani dezynfekować korpusu głównego ani przewodu zasilającego urządzenie. Te części nie mają kontaktu z pokarmem.

Wszystkie części mające kontakt z ciałem i mlekiem myj oddzielone od siebie zaraz po użyciu, aby uniknąć wysychania pozostałości pokarmu i zapobiec rozwojowi bakterii. Nie należy myć żadnych elementów urządzenia w zmywarce.

Przed pierwszym użyciem

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy umyj środkiem czyszczącym, a następnie wysterylizuj wrzącą wodą wszystkie jego części, które będą miały kontakt z mlekiem (pojemnik na mleko, trójnik, zawór, oraz lejki), oprócz korpusu głównego. Należy postępować zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji zawartą poniżej.

Po każdym użyciu

1. Po użyciu zdemontuj korpus główny i wyczyść go wilgotną i miękką szmatką (1, rys. 11).
2. Po każdym użyciu rozłóż urządzenie na poszczególne części i przemyj ciepłą wodą wszystkie oddzielone części mające kontakt z ciałem i z mlekiem, aby usunąć pozostałości pokarmu.
3. Myj wszystkie oddzielone części w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem, a następnie wypłucz dokładnie pod bieżącą czystą wodą.
4. W celu zdezynfekowania, włóż wszystkie elementy do gotującej się wody na co najmniej 10 minut. Upewnij się, że wszystkie elementy są zanurzone w wodzie i żaden nie dotyka bezpośrednio dna naczynia.
5. Wszystkie części urządzenia pozostaw do wyschnięcia na czystym ręczniku lub ręczniku papierowym.
6. Do następnego użycia przechowuj części urządzenia w czystej torbie, pojemniku lub innym czystym miejscu. Jeżeli części są nadal wilgotne, nie przechowuj ich w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA

Nie myj korpusu głównego pod bieżącą wodą, a do jego czyszczenia nie używaj środków czyszczących ani tkanin ściernych. Może to skutkować zaburzeniem pracy wyświetlacza.

Raz dziennie i po każdym użyciu wyczyść części, które miały kontakt z ciałem. Uważaj, aby nie uszkodzić urządzenia w trakcie jego czyszczenia.

Do czyszczenia silikonowych elementów nie używać ostrych narzędzi, ponieważ może to skutkować ich uszkodzeniem.

Należy uważać, aby przy czyszczeniu nie uszkodzić zaworu ssącego. Jeżeli ulegnie on uszkodzeniu, urządzenie nie będzie działać prawidłowo.

Zawór ssący należy zdejmować z urządzenia ostrożnie. Przy jego czyszczeniu przemyć w czystej wodzie. Nie wkładaj do niego palca i jakichkolwiek obiektów, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem.

Nie używaj środków dezynfekujących do czyszczenia urządzenia.

Jeżeli po sterylizacji w wodzie zauważysz biały osad na częściach urządzenia może oznaczać to, że użyta woda jest twarda. Wytrzyj osad używając czystego ręcznika i pozostaw części do samoistnego wyschnięcia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	- Bateria urządzenia mogła się rozładować lub wejść w stan ochronny wywołany długim przechowywaniem. Należy podłączyć urządzenie do adaptera, aby aktywować baterię. - Należy w pełni naładować baterię przed pierwszym użyciem urządzenia oraz po jego długoterminowym przechowywaniu.
Czas pracy nie jest odliczany po naciśnięciu przycisku pauzy / startu	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Urządzenie przestało odciągać pokarm (korpus główny nie pracuje) po naciśnięciu przycisku pauzy / startu	- Upewnij się, że urządzenie jest włączone. - Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem urządzenia.
Niewystarczająca siła lub brak ssania	- Sprawdź czy wszystkie części urządzenia są czyste, suche, prawidłowo i do końca zamontowane. Szczególnie należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek zamontowania zaworu ssącego. - Sprawdź, czy łącznik został prawidłowo osadzony w pojemniku. - Sprawdź czy lejek silikonowy urządzenia przylega dokładnie do piersi. - Jeżeli siła ssania nie uległa poprawie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem urządzenia. - Sprawdź czy na częściach urządzenia nie widać pęknięć i ubytków.
Ból lub dyskomfort	- Dostosuj poziom intensywności lub zmień tryb pracy. - Zmień pozycję lub ułożenie piersi. - W przypadku nieprzemijającego bólu lub dyskomfortu, skonsultuj się z lekarzem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

DE

Sehr geehrte(r) Kunde(in)!

Wenn Sie Kommentare oder Fragen zum gekauften Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter folgender E-Mail: **help@lionelo.com**

Hersteller:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Produkts, um sich mit seinen Funktionen vertraut zu machen und es bestimmungsgemäß zu verwenden.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und eine nicht anweisungsgemäße Verwendung können zu Gesundheitsschäden führen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder zuvor in den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen Risiken eingewiesen wurden.
2. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie keine Kinder damit spielen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

3. Reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht. Diese Tätigkeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundenservice durchgeführt werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Schaden festgestellt haben. Dies gilt sowohl für das Gerät selbst als auch für sein Zubehör, wie z.B. das USB-Kabel.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in Wasser getaucht wurde, wenn es übermäßig heiß wird, wenn es Verfärbungen, Ausbeulungen oder andere anormale Erscheinungen aufweist. Wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum des Herstellers.
6. Lassen Sie ein Gerät, das an eine Steckdose angeschlossen ist, niemals unbeaufsichtigt.
7. Das Gerät ist nicht hitzebeständig. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen, hohen Temperaturen, heißen Oberflächen, direkter Sonneneinstrahlung, Funken und offenen Flammen, Ölen und scharfen Kanten.
8. Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung des Geräts. Waschen Sie den Hauptmotor nicht mit Wasser ab.
9. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
10. Tauchen Sie das ganze Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie es niemals in der Nähe von Wasser.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen seiner Bestimmung.
12. Benutzen Sie das Gerät oder berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen oder feuchten Händen. Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Muttermilchpumpe trocken sind, bevor Sie das Gerät zusammenbauen.
13. Bevor Sie das Gerät reinigen oder bewegen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromquelle.
14. Waschen und desinfizieren Sie vor und nach jedem Gebrauch alle Teile, die am Körper haften und direkt mit der Milch in Kontakt kommen.
15. Trocknen Sie jedes Teil vor dem Gebrauch gründlich ab.
16. Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person benutzt werden.

17. Wenn die Verwendung der Muttermilchpumpe Unbehagen oder Schmerzen verursacht, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht während einer Schwangerschaft.
19. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder schlafen.
20. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht im Liegen oder während anstrengender Übungen oder Aktivitäten, die zu Verletzungen führen könnten.
22. Wenn die Muttermilch während der Verwendung des Geräts länger als 5 Minuten ausbleibt, sollten Sie die Muttermilchpumpe nicht weiter verwenden und Ihren Arzt aufsuchen.
23. Wenn Sie einen implantierten Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches Gerät haben, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie das Gerät verwenden.
24. Wenn das Gerät 30 Minuten lang bei der höchsten zulässigen Umgebungstemperatur (30°C) verwendet wird, kann der Silikoneinsatz eine Temperatur von 45°C erreichen.
25. Es empfiehlt sich, die Teile, die mit der Milch in Berührung kommen, alle ca. 3-6 Monate auszutauschen, je nachdem, wie oft das Gerät benutzt wird, und wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
26. Setzen Sie das Gerät und seine Batterien keinen extremen Temperaturen aus. Der zulässige Temperaturbereich für das Laden der Batterie beträgt 5°C - 35°C.
27. Sobald die Batterie vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Gerät sofort von der Netzsteckdose.
28. Verwenden Sie keine Milch aus Flaschen oder Behältern, die Anzeichen von Beschädigungen aufweisen.
29. Die Batterien in diesem Gerät sind nicht austauschbar.
30. Beachten Sie die Gefahr, dass Metallgegenstände oder Flüssigkeiten den USB-C-Anschluss der Pumpe oder des Akkus kurzschließen.

31. Wenn ein elektrisches Produkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist, berühren Sie es nicht und trennen Sie das Gerät nach Möglichkeit von der Steckdose, schalten Sie es aus und wenden Sie sich an den Hersteller.
32. Benutzen Sie das Gerät nicht während der Fahrt.
33. Dieses Gerät ist nur für den internen Gebrauch bestimmt.

Gerätebeschreibung (Abb. A)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Silikontrichter mit Nippeltunnel | 7. Milchausgießöffnung |
| 2. Verbindungsstück | 8. USB-Kabel |
| 3. Silikonmembran | 9. BH-Verschluss |
| 4. Ansaugventil | 10. Trichter mit Durchmessern von 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm und 24 mm |
| 5. Hauptteil | |
| 6. Milchbehälter | |

Schema des Hauptkörpers (Abb. B)

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. EIN-/AUS-Taste | 4. Verringerung der Intensität |
| 2. Pause/Start-Taste | 5. Umschalten der Modi |
| 3. Erhöhung der Intensität | |

Schema des Displays (Abb. C)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Anzeige der Intensität des Modus | 4. Modus: Abpumpen der Muttermilch |
| 2. Betriebszeitanzeige | 5. Massage-Modus |
| 3. Batterieanzeige | 6. Arbeitszeiteinheit |

Modus der Muttermilchpumpe

1. Massagemodus - 9 Stufen. Die Massage simuliert die erste Saugphase des Babys während des Stillens.
2. Abpumpen der Muttermilch - 9 Stufen. Dieser Modus simuliert die tiefere Saugphase des Babys während des Stillens.

Zusammenbau der Milchpumpe

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Geräts, die mit der Milch in Berührung kommen, sauber und desinfiziert sind. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, müssen alle Teile des Geräts vollständig trocken sein.

Waschen Sie sich vor der Montage die Hände. Vermeiden Sie es, die Innenflächen des Geräts und seine Teile, die mit Milch in Berührung kommen, und Ihren Körper mit den Händen zu berühren.

1. Setzen Sie die Silikonmembran in den Milchbehälter ein (Abb. 1).
2. Montieren Sie das Ansaugventil (4, Abb. A) am Verbindungsstück (2, Abb. A). Stellen Sie sicher, dass das Ventil vollständig eingesetzt ist und in die richtige Richtung zeigt (1, Abb. 2).
3. Montieren Sie das Verbindungsstück an die Silikonmembran im Milchbehälter (Abb. 2). Stellen Sie sicher, dass der Stecker bis zum Anschlag gedrückt wird.
4. Montieren Sie den Silikontrichter (1, Abb. A) im Milchbehälter. Setzen Sie den Silikontrichter auf die Milchausgießöffnung (Abb. 3) am Milchbehälter. Drücken Sie mit beiden Händen den Nippeltunnel (1, Abb. A) gegen das Verbindungsstück und die Kanten des Trichterflansches gegen den Rand des Milchbehälters (6, Abb. A), um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass der Trichterflansch und der Nippeltunnel richtig eingerastet sind.
5. Verbinden Sie den Hauptteil mit dem Milchbehälter (Abb. 4). Vergewissern Sie sich, dass die der Hauptteil korrekt montiert ist.
6. Drücken Sie die Milchpumpe fest an die Brust. Stellen Sie sicher, dass der gewählte Trichter gut passt und dass der Nippel im Nippeltunnel (1, Abb. A) sitzt und zentriert ist. Legen Sie das Gerät in den BH (Abb. 5).
7. Für steife und unflexible BHs verwenden Sie den mitgelieferten BH-Clip. Lösen Sie dazu den BH-Träger, befestigen Sie dann den Clip und stellen Sie die Länge nach Ihren Wünschen ein (Abbildung 6).

Die Milchaufnahme sollte nicht schmerzhaft sein. Wenn die Verwendung der Milchpumpe Beschwerden oder Schmerzen verursacht, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät gut an der Brust anliegt und dass zwischen der Brust und dem Silikontrichter kein Zwischenraum vorhanden ist. Ein schlechter Sitz wirkt sich auf die abgepumpte Milchmenge aus.

Das Gerät kann mit einem handelsüblichen Still-BH sowohl im Sitzen als auch im Stehen getragen werden. Achten Sie darauf, dass sich die Position des Gerätes während des Betriebs nicht verändert. Dies kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr funktioniert. Beugen Sie sich nicht, während Sie das Gerät benutzen.

Verwendung

HINWEIS

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.

Waschen Sie sich vor dem Gebrauch die Hände. Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Milchpumpe gemäß der Montageanleitung korrekt zusammengebaut wurden und dass das Gerät selbst richtig an Ihren Körper angepasst ist.

Verwenden Sie keine zu hohe Intensität, die Unbehagen oder Schmerzen verursachen könnte.

1. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den Ein/Aus-Schalter (1, Abb. 7) gedrückt. Das Gerät schaltet sich im letzten Modus ein, in dem es sich in der vorherigen Sitzung befand.
2. Um den Betriebsmodus während des Gebrauchs zu ändern, drücken Sie die Taste für den Moduswechsel (2, Abb. 7).
3. Die Betriebsintensitätsanzeige (1, Abb. C) zeigt die aktuelle Betriebsstufe des Geräts an. Drücken Sie die Tasten zum Verringern und Erhöhen der Intensität (3, Abb. 7), um die Intensitätsstufen des Modus zwischen 1 und 9 zu wechseln.
4. Drücken Sie die Pause/Start-Taste (2, Abb. B), um das Gerät anzuhalten (Pausenmodus). Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb wieder aufzunehmen (4, Abb. 7). Im Falle einer längeren Haltepause schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten automatisch aus.
5. Um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, um den Füllstand der aufgefangenen Milch zu überprüfen, halten Sie die Pause/Start-Taste (4, Abb. 7) gedrückt. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste (1, Abb. B).

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn es 30 Minuten lang nicht benutzt wurde und keine weiteren Aktivitäten vorgenommen wurden.

Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion. Beim Ausschalten oder Wechseln des Modus merkt sich das Gerät automatisch die Intensitätsstufe eines bestimmten Modus aus der vorherigen Verwendung.

Die Zeitanzeige (2, Abb. C) zeigt die aktuelle Nutzungszeit des Geräts an. Wenn das Gerät angehalten wird (Pausenmodus), wird die aktuelle Nutzungszeit angezeigt, bis das Gerät wieder aufgenommen oder ausgeschaltet wird. Wenn Sie einen neuen Pumpvorgang beginnen möchten, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aus und wieder ein.

Um die geeignete Intensitätsstufe eines bestimmten Modus einzustellen, erhöhen Sie die Stufe, bis Sie ein leichtes Unbehagen (keinen Schmerz!) verspüren, und verringern Sie dann die Stufe um eine Stufe.

Umfüllen von Milch

1. Beugen Sie sich beim laufenden Gerät leicht vor, um sicherzustellen, dass die gesamte Milch aus dem Nippeltunnel in den Behälter (1, Abb. 8) geflossen ist. Das Gerät ausschalten.
2. Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem BH heraus und trennen Sie den Hauptteil (2, Abb. 8).
3. Kippen Sie den Milchbehälter so, dass der runde Teil unten liegt. Füllen Sie dann die Milch durch die Milchausgießöffnung (7, Abb. A) in die Flasche oder den Behälter, in dem sie aufbewahrt werden soll (3, Abb. 8).

HINWEIS

Verwenden Sie das Gerät nicht zur Aufbewahrung von Milch. Bewahren Sie das Gerät nicht im Kühlschrank auf.

Aufbewahren und Erhitzen von Milch

Aufbewahrung

1. Bei Raumtemperatur (16-25°C) kann die Milch bis zu 4 Stunden aufbewahrt werden (bis zu 6 Stunden unter sehr sauberen Entnahmebedingungen).
2. Im Kühlschrank (4°C) kann die Milch bis zu 3 Tage aufbewahrt werden (bis zu 5 Tage bei sehr sauberen Entnahmebedingungen).

3. Im Gefrierschrank (-18°C) kann die Milch bis zu 6 Monate aufbewahrt werden (bis zu 9 Monate unter sehr sauberen Entnahmebedingungen).
4. Bewahren Sie Milch nicht in der Kühltür auf.

Auftauen und Erhitzen

1. Frieren Sie Milch in lebensmittelechten Plastikflaschen oder Milchaufbewahrungsbeuteln ein.
2. Wenn Sie die Milch einfrieren möchten, füllen Sie den Behälter zu $\frac{3}{4}$, da die Milch beim Einfrieren an Volumen zunimmt.
3. Um den Nährwert der Milch zu erhalten, tauen Sie sie auf natürliche Weise im Kühlschrank (bis zu 24 Stunden) oder bei Raumtemperatur (bis zu 2 Stunden) auf. Sie können die Milch auch unter fließendem warmen Wasser mit einer Höchsttemperatur von 37°C auftauen. Die Milch sollte dann sofort nach dem Auftauen verwendet werden.
4. Schütteln Sie den Milchbehälter vor dem Füttern vorsichtig, um die Milch gleichmäßig zu mischen.

HINWEIS

Prüfen Sie immer die Temperatur der Milch, bevor Sie sie füttern.

Tauen Sie gefrorene Milch nicht in der Mikrowelle oder in kochendem Wasser auf, um einen Nährwertverlust und Verbrennungen bei Ihrem Baby zu vermeiden. Frieren Sie bereits aufgetaute Milch niemals wieder ein und lagern Sie sie entweder bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank.

Verwenden Sie keine Milch aus Verpackungen, die Anzeichen von Beschädigungen aufweisen.

LADEN

1. Verbinden Sie den Stecker des USB-C-Kabels mit dem Stromanschluss des Geräts an der Seite des Hauptteils (Abb. 9) und das andere Ende mit dem USB-Stecker mit dem USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige (3, Abb. C). Wenn die Anzeige aufhört zu blinken, bedeutet dies, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

HINWEIS

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, bewahren Sie das Gerät an einem kühlen Ort auf, laden Sie es auf, bevor der Akku leer ist, und laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es lagern.

Verwenden Sie zum Aufladen einen 5V DC 1A Adapter.

Demontage des Geräts

1. Nach dem Entfernen des Hauptteils öffnen Sie den Milchbehälter von unten durch Ziehen am Silikontrichter (1, Abb. 10).
2. Ziehen Sie den Silikontrichter vom Gerät ab und ziehen Sie dann das montierte Verbindungsstück (2, Abb. 10) aus dem Behälter.
3. Trennen Sie das Ansaugventil vom T-Stück der Milchpumpe (3, Abb. 10).

Reinigung und Desinfektion des Geräts

HINWEIS

Reinigen oder desinfizieren Sie das Gehäuse oder das Netzkabel des Geräts nicht. Diese Teile kommen nicht mit der Milch in Berührung.

Waschen Sie alle Teile, die mit dem Körper und der Milch in Berührung kommen, sofort nach dem Gebrauch separat, um das Austrocknen von Lebensmittelrückständen zu vermeiden und das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Waschen Sie keine Teile des Geräts in der Spülmaschine.

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, waschen Sie es mit einem Reinigungsmittel und sterilisieren Sie anschließend mit kochendem Wasser alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen (Milchbehälter, T-Stück, Ventil und Trichter), mit Ausnahme des Hauptteils. Befolgen Sie die nachstehenden Bedienungsanleitungen zur Reinigung und Desinfektion.

Nach jeder Anwendung

1. Nach dem Gebrauch demontieren Sie den Hauptteil und reinigen ihn mit einem feuchten, weichen Tuch (1, Abb. 11).

2. Demontieren Sie das Gerät nach jedem Gebrauch in Einzelteile und spülen Sie alle Einzelteile, die mit dem Körper und der Milch in Berührung kommen, mit kaltem Wasser ab, um Milchreste zu entfernen.
3. Waschen Sie alle abgetrennten Teile in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und spülen Sie sie anschließend gründlich unter fließendem Wasser ab.
4. Legen Sie zum Desinfizieren alle Gegenstände für mindestens 10 Minuten in kochendes Wasser. Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten in Wasser getaucht sind und keine direkt den Boden des Gefäßes berührt.
5. Lassen Sie alle Teile des Geräts auf einem sauberen Handtuch oder Papiertuch trocknen.
6. Bewahren Sie die Geräteteile bis zur nächsten Verwendung in einer sauberen Tasche, einem Behälter oder an einem anderen sauberen Ort auf. Wenn die Teile noch feucht sind, bewahren Sie sie nicht in einem verschlossenen Behälter auf.

HINWEIS

Waschen Sie den Hauptteil nicht unter fließendem Wasser und verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, um es zu reinigen. Dies kann zu Störungen der Anzeige führen.

Reinigen Sie die Teile, die mit dem Körper in Berührung gekommen sind, einmal am Tag und nach jedem Gebrauch. Achten Sie darauf, das Gerät beim Reinigen nicht zu beschädigen.

Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, um die Silikonteile zu reinigen, da diese dadurch beschädigt werden können.

Achten Sie darauf, dass das Ansaugventil bei der Reinigung nicht beschädigt wird. Wenn es beschädigt wird, funktioniert das Gerät nicht richtig.

Nehmen Sie das Ansaugventil vorsichtig vom Gerät ab. Spülen Sie es bei der Reinigung mit klarem Wasser ab. Stecken Sie nicht Ihren Finger oder andere Gegenstände hinein, da dies zu Schäden führen kann.

Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel zur Reinigung des Geräts.

Wenn Sie nach der Sterilisation im Wasser einen weißen Rückstand auf Teilen des Geräts bemerken, kann dies darauf hinweisen, dass das verwendete Wasser

hart ist. Wischen Sie die Rückstände mit einem sauberen Handtuch ab und lassen Sie die Teile von selbst trocknen.

Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	• Der Akku des Geräts ist möglicherweise entladen oder befindet sich aufgrund langer Lagerung in einem Schutzzustand. Schließen Sie das Gerät an den Adapter an, um den Akku zu aktivieren • Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen und nach längerer Lagerung.
Die Betriebszeit des Geräts zählt nach dem Drücken der Pause/Start-Taste nicht herunter	• Wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum.
Das Gerät hat nach dem Drücken der Pause/Start-Taste aufgehört zu pumpen (Hauptteil funktioniert nicht)	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät aus ist. • Wenden Sie sich an das autorisierte Servicezentrum des Herstellers.
Unzureichende oder fehlende Absaugung	• Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geräts sauber, trocken, korrekt und vollständig montiert sind. Es ist besonders auf die richtige Einbaurichtung des Ansaugventils zu achten. • Überprüfen Sie, ob das Verbindungsstück richtig im Behälter sitzt. • Vergewissern Sie sich, dass der Silikontrichter des Geräts gut an der Brust anliegt. • Wenn sich die Saugleistung nicht verbessert hat, wenden Sie sich an das autorisierte Servicecenter des Herstellers. • Prüfen Sie die Teile des Geräts auf Risse und Mängel.

Fehler	Lösung
Schmerz oder Unbehagen	• Passen Sie die Intensität an oder wechseln Sie den Modus. • Ändern Sie die Position oder Lage der Brust. • Bei anhaltenden Schmerzen oder Unwohlsein konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen.

RU

Уважаемый Клиент!

Если у вас есть комментарии или вопросы по поводу приобретенного товара, свяжитесь с нами: **help@lionelo.com**

Производитель:

ТОО «BrandLine Group»

ул. А. Кренглевского 1, 61-248 Познань, Польша

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием продукта, чтобы ознакомиться с его функциями и использовать его по назначению.

Несоблюдение инструкций по безопасности и использование не в соответствии с инструкцией может привести к нанесению вреда здоровью.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Устройством могут пользоваться дети в возрасте не менее 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, не обладающие соответствующими знаниями и опытом использования

устройства, при условии контроля за их работой или если они были предварительно проинструктированы о безопасном использовании устройства и связанных с ним рисках.

2. Это устройство не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним. Храните устройство в недоступном для детей месте. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
3. Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство. Данные действия может выполнять только авторизованный сервисный центр. Используйте только оригинальные запасные части.
4. Не включайте устройство, если заметили какие-либо повреждения. Это касается как самого устройства, так и его аксессуаров, например USB-кабеля.
5. Не используйте устройство, если оно начало работать со сбоями, подверглось падению или погружению в воду, стало чрезмерно горячим, произошло изменение цвета, вздутие или другие необычные явления. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
6. Никогда не оставляйте устройство, включенное в розетку, без присмотра.
7. Устройство не устойчиво к высоким температурам. Используйте устройство вдали от источников тепла, высоких температур, горячих поверхностей, прямых солнечных лучей, источников искр, открытого огня, масла и острых кромок.
8. Не используйте химикаты для чистки устройства. Не мойте основной блок двигателя водой.
9. Выключайте устройство после каждого использования.
10. Не погружайте все устройство в воду или другие жидкости. Не используйте вблизи воды.
11. Не используйте устройство не по назначению.
12. Не используйте устройство и не прикасайтесь к источнику питания мокрыми или влажными руками. Перед сборкой устройства убедитесь, что все части молокоотсоса сухие.

13. Перед чисткой или перемещением устройства выключите его и отсоедините от источника питания.
14. До и после каждого использования мойте и дезинфицируйте все элементы, которые будут прикреплены к корпусу и будут непосредственно контактировать с молоком.
15. Тщательно высушите каждый предмет перед использованием и хранением.
16. Из соображений гигиены устройством должен пользоваться один человек.
17. Если использование молокоотсоса вызывает дискомфорт или боль, немедленно прекратите использование устройства.
18. Не используйте прибор на протяжении всей беременности.
19. Не используйте устройство, если вы устали или спите.
20. Особая осторожность необходима при использовании устройства рядом с детьми.
21. Не используйте устройство лежа, во время напряженных физических упражнений или действий, которые могут привести к травме.
22. Если во время использования устройства грудное молоко не поступает более 5 минут, прекратите использование молокоотсоса и обратитесь к врачу.
23. Если у вас есть кардиостимулятор или другое электрическое устройство, перед использованием устройства рекомендуется проконсультироваться с врачом.
24. Если устройство используется при самой высокой температуре окружающей среды (30°C) в течение 30 минут, температура силиконовой вставки может достичь 45°C.
25. Заменять элементы, контактирующие с молоком, рекомендуется примерно раз в 3-6 месяцев, в зависимости от частоты использования аппарата, а также при длительном неиспользовании аппарата.
26. Не подвергайте устройство и его аккумуляторы воздействию экстремальных температур. Допустимый диапазон температур, при котором можно заряжать аккумулятор, составляет 5–35 °C.

27. Как только аккумулятор полностью зарядится, немедленно отключите устройство от розетки.
28. Не используйте молоко из бутылочек или контейнеров, имеющих признаки повреждения.
29. Батарейки, используемые в этом устройстве, не подлежат замене.
30. 30. Помните о риске короткого замыкания порта USB-C помпы или аккумулятора из-за металлических предметов или жидкостей.
31. Если электроизделие попало в контакт с водой или другими жидкостями, не прикасайтесь к нему и по возможности отключите прибор от электрической розетки, выключите его и обратитесь к производителю.
32. Не используйте устройство во время вождения.
33. Данное устройство предназначено только для внутреннего использования.

Схема устройства (рис. А)

- | | |
|---|---|
| 1. Силиконовая воронка с сосковым туннелем. | 7. Отверстие для переливания еды |
| 2. Разъем | 8. USB-кабель |
| 3. Силиконовая мембрана | 9. Застежка бюстгалтера |
| 4. Всасывающий клапан | 10. Воронки диаметром 15 мм, 17 мм, 19 мм, 21 мм и 24 мм. |
| 5. Основная часть | |
| 6. Контейнер для молока | |

Схема основного корпуса (рис. В)

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Переключатель включения/выключения. | 4. Уменьшение уровня интенсивности |
| 2. Кнопка паузы/старта. | 5. Переключение режима работы |
| 3. Повышение уровня интенсивности | |

Схема дисплея (рис. С)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Индикатор уровня интенсивности режима | 3. Индикатор уровня заряда батареи. |
| 2. Индикатор рабочего времени | 4. Режим экспрессии |
| | 5. Режим массажа |
| | 6. Единица рабочего времени |

Режимы молокоотсоса

1. Режим массажа – 9 уровней. Массаж имитирует начальную фазу сосания ребенка во время грудного вскармливания.
2. Режим экспрессии – 9 уровней. Этот режим имитирует фазу более глубокого сосания ребенка во время грудного вскармливания.

Установка молокоотсоса

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что все части устройства, контактирующие с молоком, вымыты и продезинфицированы. Во избежание повреждения устройства все детали должны быть полностью сухими.

Перед сборкой вымойте руки. Не прикасайтесь руками к внутренним поверхностям устройства и его частям, контактирующим с молоком и вашим телом.

1. Вставьте силиконовую мембрану в контейнер для молока (рис. 1).
2. Установите всасывающий клапан (4, рис. А) на разъем (2, рис. А). Убедитесь, что клапан полностью вставлен и обращен в правильном направлении (1, рис. 2).
3. Установите разъем на силиконовую мембрану в контейнере для молока (рис. 2). Убедитесь, что разъем нажат до упора.
4. Установите силиконовую воронку (1, рис. А) в емкость для молока. Установите силиконовую воронку на отверстие для слива молока (рис. 3) на контейнере для молока. Обеими руками прижмите туннель соска (1, рис. А) к соединителю, а края фланца воронки к краю контейнера для молока (6, рис. А), чтобы обеспечить полную герметичность. Убедитесь, что воротник сосков и туннель сосков правильно закреплены.

5. Соедините основной корпус с контейнером для молока (рис. 4). Убедитесь, что корпус установлен правильно.
6. Плотно прижмите молокоотсос к груди. Убедитесь, что выбранная воронка для груди хорошо прилегает, а сосок расположен в туннеле для сосков (1, рис. А) и по центру. Поместите устройство в бюстгальтер (рис. 5).
7. В случае жесткого и негибкого бюстгальтера используйте застежку для бюстгальтера, входящую в комплект. Для этого расстегните бретельку бюстгальтера, затем прикрепите застежку и отрегулируйте длину по своему усмотрению (рис. 6).

Сбор пищи не должен быть болезненным. Если использование молокоотсоса вызывает дискомфорт или боль, немедленно прекратите использование устройства.

Убедитесь, что устройство хорошо прилегает к груди и что между грудью и силиконовой воронкой нет зазора. Плохое прилегание повлияет на количество сцеживаемого молока.

Устройство можно носить со стандартным бюстгальтером для кормления как в положении сидя, так и стоя. Будьте осторожны, чтобы положение устройства не менялось во время работы. Это может привести к тому, что устройство перестанет работать. Не наклоняйтесь во время использования устройства.

Инструкция использования

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием зарядите устройство в течение 2 часов. Мойте руки перед использованием. Убедитесь, что все детали молокоотсоса правильно собраны в соответствии с инструкцией по сборке, а само устройство правильно подогнано к телу.

Не используйте слишком высокий уровень интенсивности, который может вызвать дискомфорт или боль.

1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (1, рис. 7). Устройство включится в последнем режиме, в котором оно работало в предыдущем сеансе.
2. Для изменения режима работы во время использования нажмите кнопку переключения режима работы (2, рис. 7).

3. Индикатор уровня интенсивности режима (1, рис. В) отображает текущий уровень работы устройства. Нажимайте кнопки уменьшения и увеличения уровня интенсивности (3, рис. 7) для переключения между уровнями интенсивности режима от 1 до 9.
4. Нажмите кнопку паузы/старта (2, рис. В), чтобы остановить устройство (режим паузы). Нажмите еще раз, чтобы возобновить работу (4, Рис. 7). Если пауза в работе сохраняется в течение более длительного периода времени, устройство автоматически выключится через 3 минуты.
5. Чтобы включить подсветку и проверить уровень собранного молока, нажмите и удерживайте кнопку «пауза/старт» (4, рис. 7). Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы выключить подсветку.
6. Чтобы выключить устройство, кратковременно нажмите кнопку включения/выключения (1, рис. В).

Устройство автоматически выключится после 30 минут работы без каких-либо действий.

Изделие имеет функцию памяти. Когда вы выключаете или меняете режим, устройство автоматически запоминает уровень интенсивности данного режима из предыдущего использования.

Индикатор времени (2, рис. В) отображает текущее время работы устройства. Если устройство перестанет работать (режим паузы), текущее время использования будет отображаться до тех пор, пока работа не будет возобновлена или устройство не будет выключено. Если вы хотите начать новый сеанс сцеживания, выключите и включите устройство, нажав переключатель включения/выключения.

Чтобы настроить уровень интенсивности для данного режима, увеличивайте его до тех пор, пока не почувствуете легкий дискомфорт (не боль!), а затем уменьшите уровень на единицу.

Наливание молока

1. Во время работы аппарата слегка наклоните его вперед, чтобы убедиться, что все молоко из соскового туннеля вытекло в емкость (1, рис. 8). Выключите устройство.
2. Аккуратно снимите устройство с бюстгальтера и отсоедините от него основной корпус (2, рис. 8).

3. Наклоните емкость для молока так, чтобы закругленная часть оказалась внизу. Затем, используя сливное отверстие (7, рис. А), перелейте молоко в бутылку или контейнер, где оно будет храниться (3, рис. 8).

ВНИМАНИЕ

Не используйте устройство для хранения молока. Не храните устройство в холодильнике.

Хранение и подогрев молока

1. При комнатной температуре (16-25°C) молоко может храниться до 4 часов (до 6 часов при очень чистых условиях сбора).
2. Молоко можно хранить в холодильнике (4°C) до 3 дней (до 5 дней в случае очень чистых условий сбора).
3. Молоко можно хранить в морозильной камере (-18°C) до 6 месяцев (до 9 месяцев в случае очень чистых условий сбора).
4. Не храните молоко на дверце холодильника.

Разморозка и разогрев

1. Замораживайте молоко в пищевых пластиковых бутылках или пакетах для хранения молока.
2. Чтобы заморозить молоко, заполните контейнер на $\frac{3}{4}$, поскольку молоко при замораживании расширяется.
3. Чтобы сохранить пищевую ценность молока, размораживайте его естественным путем в холодильнике (до 24 часов) или при комнатной температуре (до 2 часов). Вы также можете разморозить молоко под теплой проточной водой при температуре не выше 37°C. Молоко следует использовать сразу после размораживания.
4. Перед кормлением осторожно встряхните емкость с молоком, чтобы оно равномерно перемешалось.

ВНИМАНИЕ

Всегда проверяйте температуру молока перед подачей его ребенку.

Не размораживайте замороженное молоко в микроволновой печи или в кипящей воде, чтобы не потерять его пищевую ценность и не обжечь ребенка.

Никогда не замораживайте повторно размороженное молоко и никогда не храните его при комнатной температуре или в холодильнике.

Не используйте молоко из упаковки с признаками повреждения.

Зарядка

1. Подключите вилку кабеля USB-C к розетке питания устройства, расположенной сбоку на основном корпусе (рис. 9), а другой конец с вилкой USB – к USB-переходнику (не входит в комплект).
2. Во время зарядки мигает индикатор уровня заряда батареи (3, рис. B). Когда он перестанет мигать, устройство полностью заряжено.

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием зарядите устройство в течение 2 часов. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, храните устройство в прохладном месте, заряжайте его до того, как аккумулятор разрядится до нуля, и полностью заряжайте устройство перед хранением. Для зарядки используйте адаптер постоянного тока 5 В, 1 А.

Разборка устройства

1. Сняв основной корпус, откройте контейнер для молока снизу, потянув за силиконовую воронку (1, рис. 10).
2. Потяните силиконовую воронку, чтобы отделить ее от устройства, а затем извлеките собранный разъем из контейнера (2, рис. 10).
3. Отделите всасывающий клапан от тройника молокоотсоса (3, рис. 10).

Очистка и дезинфекция устройства

ВНИМАНИЕ

Не чистите и не дезинфицируйте основной корпус или шнур питания устройства. Эти части не контактируют с пищевыми продуктами.

Мойте все части, соприкасающиеся с телом и молоком, отдельно друг от друга сразу после использования, чтобы избежать высыхания остатков пищи и предотвращения роста бактерий. Не мойте детали устройства в посудомоечной машине.

Перед первым использованием

Перед первым использованием устройства промойте его чистящим средством, а затем простерилизуйте кипятком все его части, которые будут контактировать с молоком (контейнер для молока, тройник, клапан и воронки), кроме основного корпуса. Пожалуйста, следуйте инструкциям по очистке и дезинфекции, приведенным ниже.

После каждого использования

1. После использования разберите основной корпус и очистите его влажной мягкой тканью (1, рис. 11).
2. После каждого использования разбирайте устройство на отдельные части и промывайте все отдельные части, контактирующие с телом и молоком, теплой водой для удаления остатков пищи.
3. Вымойте все отделенные части в теплой воде с мягким моющим средством, а затем тщательно промойте под чистой проточной водой.
4. Для дезинфекции поместите все предметы в кипящую воду минимум на 10 минут. Убедитесь, что все предметы погружены в воду и ни один из них не касается непосредственно дна кастрюли.
5. Дайте всем частям устройства высохнуть на чистом или бумажном полотенце.
6. Храните детали устройства в чистом пакете, контейнере или другом чистом месте до следующего использования. Если детали все еще влажные, не храните их в плотно закрытом контейнере.

ВНИМАНИЕ

Не мойте основной корпус под проточной водой и не используйте для его чистки чистящие средства или абразивные ткани. Это может привести к нарушению работы дисплея.

Очищайте части, соприкасающиеся с телом, один раз в день и после каждого использования. Будьте осторожны, чтобы не повредить устройство при чистке. Не используйте острые инструменты для чистки силиконовых элементов, так как это может привести к их повреждению.

Будьте осторожны, чтобы не повредить всасывающий клапан при чистке. Если он поврежден, устройство не будет работать должным образом.

Всасывающий клапан следует осторожно снять с устройства. При чистке промойте его в чистой воде. Не вставляйте в него палец или какие-либо предметы, так как это может привести к повреждению.

Не используйте дезинфицирующие средства для очистки устройства.

Если после стерилизации воды вы заметили белый налет на деталях устройства, это может означать, что используемая вода жесткая. Вытрите остатки чистым полотенцем и дайте деталям высохнуть самостоятельно.

Поиск неисправностей

Проблема	Решение
Устройство не включается	• Аккумулятор вашего устройства мог разрядиться или перейти в защитное состояние из-за длительного хранения. Для активации аккумулятора необходимо подключить устройство к адаптеру. • Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием устройства и после длительного хранения.
Время работы не отсчитывается при нажатии кнопки паузы/старта.	• Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Устройство прекратило сцеживать молоко (основной корпус не работает) после нажатия кнопки паузы/старта.	• Убедитесь, что ваше устройство включено. • Обратитесь в авторизованный сервисный центр устройства.

Проблема	Решение
Недостаточная сила или отсутствие всасывания	• Проверьте, все ли части устройства чистые, сухие, правильно и полностью собраны. Особое внимание следует уделить правильному направлению установки всасывающего клапана. • Убедитесь, что разъем правильно установлен в контейнере. • Проверьте, плотно ли силиконовая воронка устройства прилегает к груди. • Если мощность всасывания не улучшилась, обратитесь в авторизованный сервисный центр устройства. • Проверьте детали устройства на наличие трещин и дефектов.
Боль или дискомфорт	• Отрегулируйте уровень интенсивности или измените режим работы. • Измените положение или положение груди. • Если боль или дискомфорт не исчезнут, обратитесь к врачу.

Фотографии предназначены только для иллюстрации, реальный внешний вид продукции может отличаться от представленного на фотографиях.

IT

Gentili Clienti!

In caso di osservazioni o domande sul prodotto acquistato, Vi preghiamo di contattarci all'indirizzo: **help@lionelo.com**

Produttore:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Si prega di leggere questo manuale prima di procedere all'utilizzo del prodotto, per familiarizzare con le sue caratteristiche e utilizzarlo in modo conforme alla destinazione d'uso.

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e un utilizzo non conforme alle istruzioni può essere causa di lesioni.

Conservare il presente manuale per la consultazione in futuro.

1. Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di non inferiore a 8 anni e da persone con ridotta idoneità fisica, sensoriale o mentale, nonché da persone prive di conoscenze ed esperienza adeguate all'uso del dispositivo, qualora l'utilizzo del dispositivo sia supervisionato o queste siano state precedentemente istruite in merito all'utilizzo sicuro del dispositivo e ai rischi ad esso associati.
2. Questo dispositivo non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con esso. Conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non deve essere eseguita da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Non riparare o modificare il dispositivo. Queste operazioni possono essere svolte solo da un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare esclusivamente i ricambi originali.
4. Non accendere il dispositivo se sono stati riscontrati dei danni. Questo si applica sia al dispositivo, che agli accessori come ad es. il cavo USB.
5. Non utilizzare il dispositivo in caso di malfunzionamento, se è stato lasciato cadere o immerso in acqua, se si riscalda eccessivamente, in caso di scolorimento, rigonfiamenti e quando si verificano altri fenomeni insoliti. Contattare un centro di assistenza autorizzato del produttore.
6. Non lasciare mai incustodito il dispositivo collegato a una presa elettrica.
7. Il dispositivo non è resistente alle temperature elevate. Utilizzare il dispositivo lontano da sorgenti di calore, temperature elevate, superfici calde, luce solare diretta, fonti di scintille, fiamme libere, oli e spigoli vivi.

8. Non utilizzare prodotti chimici per pulire il dispositivo. Non lavare con acqua il dispositivo principale dotato di motore.
9. Spegnerlo il dispositivo dopo ogni utilizzo.
10. Non immergere mai l'intero dispositivo in acqua o altri liquidi. Non utilizzare in prossimità di acqua.
11. Non utilizzare il dispositivo in modo non conforme alla destinazione d'uso.
12. Non utilizzare il dispositivo o toccare l'alimentatore con le mani bagnate o umide. Prima di assemblare il tiralatte, accertarsi che tutti i suoi componenti siano asciutti.
13. Prima di pulire o trasportare il dispositivo, spegnerlo e scollegarlo dalla sorgente di alimentazione.
14. Prima e dopo ogni utilizzo, lavare e disinfettare tutti gli elementi a contatto con il corpo e che entrano in contatto diretto con il latte.
15. Asciugare accuratamente ogni elemento prima di usare e riporre il dispositivo.
16. Per motivi igienici, il dispositivo deve essere utilizzato da una sola persona.
17. Se l'uso del tiralatte provoca disagio o dolore, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.
18. Non utilizzare il dispositivo durante la gravidanza.
19. Non utilizzare il dispositivo in caso di affaticamento o durante il sonno.
20. È necessario prestare particolare attenzione se si utilizza il dispositivo in presenza di bambini.
21. Non utilizzare il dispositivo in posizione sdraiata o durante esercizi fisici impegnativi o attività che potrebbero provocare lesioni.
22. Se durante l'utilizzo del dispositivo, il latte materno non appare per più di 5 minuti, interrompere l'uso del tiralatte e consultare un medico.
23. In caso un pacemaker impiantato o di un altro dispositivo elettrico, si raccomanda di consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.
24. In caso di utilizzo dell'apparecchio alla massima temperatura ambiente consentita (30°C) per 30 minuti, l'inserito in silicone potrebbe raggiungere la temperatura di 45°C.

25. Si raccomanda di sostituire i componenti a contatto con il latte ogni 3-6 mesi circa, a seconda della frequenza di utilizzo e se il dispositivo non viene utilizzata per lungo tempo.
26. Non esporre il dispositivo e la batteria a temperature estreme. L'intervallo di temperatura consentito per la ricarica della batteria è compreso tra 5°C e 35°C.
27. Una volta che la batteria è completamente carica, scollegare immediatamente il dispositivo dalla presa di corrente.
28. Non utilizzare latte proveniente da bottiglie o contenitori che presentano segni di danneggiamento.
29. Le batterie di questo dispositivo non sono sostituibili.
30. Ricordarsi del rischio di cortocircuito della presa USB-C della pompa o dell'accumulatore da oggetti in metallo o liquidi.
31. In caso di contatto con acqua o altri liquidi dal prodotto elettrico, non toccarlo e, se possibile, scollegare il dispositivo dalla presa elettrica, spegnerlo e contattare il produttore.
32. Non utilizzare il dispositivo mentre si guida un veicolo.
33. Questo apparecchio destinato solo all'uso esterno.

SCHEMA DEL DISPOSITIVO (fig. A)

- | | |
|---|--|
| 1. Coppa in silicone con condotto del capezzolo | 7. Apertura di versamento latte |
| 2. Connettore | 8. Cavo USB |
| 3. Membrana in silicone | 9. Estensore per reggiseno |
| 4. Valvola di aspirazione | 10. Coppe con diametro di 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm e 24 mm |
| 5. Corpo principale | |
| 6. Corpo principale | |

Schema del corpo principale (fig. B)

- | | |
|---|--|
| 1. Interruttore di accensione / spegnimento | 4. Riduzione del livello di intensità |
| 2. Pulsante pausa / start | 5. Cambiamento della modalità di funzionamento |
| 3. Aumento del livello di intensità | |

Schema del display (fig. C)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Indicatore del livello di intensità della modalità | 4. Modalità tiralatte |
| 2. Indicatore del tempo di funzionamento | 5. Modalità massaggio |
| 3. Indicatore del livello di carica della batteria | 6. Unità del tempo di funzionamento |

Modalità tiralatte

1. Modalità di massaggio – 9 livelli. Il massaggio simula la fase iniziale di suzione del bambino durante l'allattamento.
2. Modalità di estrazione – 9 livelli. Questa modalità simula la fase di suzione più profonda del bambino durante l'allattamento.

Montaggio del tiralatte

ATTENZIONE

Assicurarsi che tutte le parti del dispositivo a contatto con il latte siano lavate e disinfettate. Per evitare di danneggiare il dispositivo, tutti i suoi componenti devono essere completamente asciutti.

Lavare le mani prima del montaggio. Evitare di toccare con le mani le superfici interne dell'apparecchio e dei suoi componenti che entrano in contatto con il latte e il corpo.

1. Inserire la membrana in silicone nel contenitore per il latte (fig. 1).
2. Montare la valvola di aspirazione (4, fig. AO sul connettore (2, fig. A). Assicurarsi che la valvola sia inserita fino al fondo e rivolta nella direzione corretta (1, fig. 2).
3. Montare il connettore sulla membrana in silicone nel contenitore per il latte (fig. 2). Assicurarsi che il connettore sia pressato al massimo.
4. Montare la coppa in silicone (1, fig. A) nel contenitore per il latte. Adattare la coppa in silicone all'apertura di versamento del latte (fig. 3) del contenitore per il latte. Premere con entrambe le mani il tunnel del capezzolo (1, fig. A) contro il connettore e i bordi del collare della coppa contro i bordi del contenitore per il latte (6, fig. A) per garantire

una tenuta ottimale. Assicurarsi che il collare della coppa e il tunnel del capezzolo siano inseriti correttamente.

5. Collegare il corpo principale al contenitore per il latte (fig. 4). Assicurarsi che il corpo principale sia montato correttamente.
6. Premere il tiralatte contro il seno. Assicurarsi che la coppa selezionata si adatti bene e che il capezzolo si trovi nel tunnel del capezzolo (1, fig. A) e sia centrato. Inserire il dispositivo nel reggiseno (fig. 5).
7. In caso di reggiseno rigidi e poco elastici, utilizzare l'estensore per reggiseno in dotazione. A tal fine, sganciare la spallina del reggiseno, quindi applicare l'estensore e regolare la lunghezza in base alle proprie preferenze (fig. 6).

L'estrazione del latte non deve provocare dolore. Se l'uso del tiralatte causa disagio o dolore, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.

Assicurarsi che l'apparecchio sia ben adattato al seno e tra il seno e la coppa non ci sia spazio libero. La scarsa aderenza influisce sulla quantità di latte materno estratto.

Il dispositivo può essere indossato con un normale reggiseno da allattamento, sia da seduti che in piedi. Prestare attenzione che la posizione dell'apparecchio non sia modificata durante il suo funzionamento. Ciò potrebbe interrompere il funzionamento dell'apparecchio. Non piegarsi durante l'uso dell'apparecchio.

Modalità d'uso

ATTENZIONE

Prima del primo utilizzo caricare l'apparecchio per 2 ore.

Lavare le mani prima dell'uso. Assicurarsi che tutti i componenti del tiralatte siano correttamente montati secondo le istruzioni per l'uso e l'apparecchio aderisca bene al corpo.

Non usare il livello elevato di intensità che potrebbe provocare disagio o dolore.

1. Per accendere l'apparecchio premere e tenere premuto il pulsante on / off (1, fig. 7). L'apparecchio si accende in modalità dell'ultima sessione.
2. Per modificare la modalità di funzionamento durante l'uso, premere il pulsante di commutazione della modalità di funzionamento (2, fig. 7)
3. L'indicatore dell'intensità della modalità (1, fig. C) visualizza il livello di funzionamento corrente del dispositivo. Premere il pulsante di

diminuzione o di aumento del livello di intensità (3, fig. 7) per cambiare i livelli di intensità della modalità nell'intervallo da 1 a 9.

4. Premere il pulsante di pausa / avvio (2, fig. B) per interrompere il funzionamento (modalità pausa). Premere di nuovo per riprendere il funzionamento (4, fig. 7). In caso di pausa di una pausa prolungata, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.
5. Per accendere la retroilluminazione e controllare il livello di latte estratto, premere e tenere premuto il pulsante di pausa / avvio (4, fig. 7). Premere di nuovo e tenere premuto il pulsante per spegnere la retroilluminazione.
6. Per spegnere l'apparecchio, premere brevemente l'interruttore on / off (1, fig. B).

Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento e assenza di azioni.

Il prodotto è dotato di una funzione di memoria. Dopo lo spegnimento o la modifica della modalità, il dispositivo ricorda automaticamente il livello di intensità della modalità utilizzata precedentemente.

L'indicatore del tempo (2, fig. C) visualizza il tempo di utilizzo corrente del dispositivo. Se il funzionamento del dispositivo viene interrotto (modalità di pausa), verrà visualizzato il tempo di utilizzo corrente fino alla ripresa del funzionamento o allo spegnimento del dispositivo. Per iniziare una nuova sessione di estrazione del latte, spegnere e accendere l'apparecchio premendo il pulsante on /off.

Per adattare il livello di intensità di una modalità, aumentarlo fino a sentire un leggero disagio (non dolore!), quindi diminuire il livello di uno.

Travasò del latte

1. Mentre l'apparecchio è in funzione, sporgersi leggermente in avanti per assicurarsi che tutto il latte dal tunnel del capezzolo sia travasato nel contenitore (1, fig. 8). Spegnerò il dispositivo.
2. Rimuovere delicatamente l'apparecchio dal reggiseno e scollegarne il corpo principale (2, fig. 8).
3. Inclinare il contenitore per il latte in modo che la parte arrotondata sia in basso. Quindi, utilizzando l'apertura per il travaso del latte (7, fig. A), versare il latte nella bottiglia o nel contenitore in cui verrà conservato (3, fig. 8).

ATTENZIONE

Non usare l'apparecchio per conservarvi il latte. Non conservare il dispositivo in frigorifero.

Conservazione e riscaldamento del latte

Conservazione

1. A temperatura ambiente (16-25°C), il latte può essere conservato fino a 4 ore (fino a 6 ore in condizioni di estrazione molto sterili).
2. In frigorifero (4°C), il latte può essere conservato fino a 3 giorni (fino a 5 giorni in caso di condizioni di estrazione molto sterili).
3. Nel congelatore (-18°C), il latte può essere conservato fino a 6 mesi (fino a 9 mesi in condizioni di estrazione molto sterili).
4. Non conservare il latte sulla porta del frigorifero.

Scongelamento e riscaldamento

1. Congelare il latte estratto in bottiglie di plastica alimentare o in sacche per la conservazione del latte.
2. Per congelare il latte, riempire il contenitore a $\frac{3}{4}$ della capacità, poiché una volta congelato il latte aumenterà di volume.
3. Per preservare il valore nutrizionale del latte, scongelarlo in modo naturale in frigorifero (fino a 24 ore) o a temperatura ambiente (fino a 2 ore). È anche possibile scongelare il latte sotto l'acqua corrente calda, a una temperatura massima di 37°C. Il latte va utilizzato appena scongelato.
4. Prima di somministrare il latte, agitare delicatamente il contenitore del latte per mescolarlo uniformemente.

ATTENZIONE

Prima di somministrare il latte, controllare sempre la sua temperatura.

Non scongelare il latte congelato nel forno a microonde o in acqua bollente per evitare la perdita di valore nutrizionale e il rischio di ustioni al bambino.

Non ricongelare mai il latte una volta scongelato e non conservarlo a temperatura ambiente o in frigorifero.

Non usare il latte dai contenitori che riportano segni di danneggiamento.

Ricarica

1. Collegare la spina del cavo USB-C alla presa di alimentazione del dispositivo sul lato del corpo principale (fig. 9) e collegare l'altra estremità con la spina USB all'adattatore USB (non incluso in dotazione).
2. Durante la ricarica, il livello di carica della batteria lampeggia (3, fig. C). Quando cessa di lampeggiare, significa che il dispositivo è completamente carico.

ATTENZIONE

Prima del primo utilizzo caricare l'apparecchio per 2 ore.

Per mantenere una lunga durata della batteria, conservare l'apparecchio in un luogo fresco, ricaricarlo prima che la batteria si esaurisca completamente e ricaricare l'apparecchio al massimo prima di ritirarlo.

Usare l'adattatore 5v DC 1A per la ricarica.

Smontaggio dell'apparecchio

1. Dopo aver rimosso il corpo principale, aprire dal basso il contenitore per il latte tirando per la coppa in silicone (1, fig. 10).
2. Tirando la coppa in silicone separarla dall'apparecchio, quindi estrarre il connettore montato dal contenitore (2, fig. 10).
3. Separare la valvola di aspirazione dal collettore a 3 vise del tiralatte (3, fig. 10).

Pulizia e disinfezione del dispositivo

ATTENZIONE

Non pulire o disinfettare il corpo principale o il cavo di alimentazione dell'apparecchio. Queste parti non entrano in contatto con gli alimenti.

Lavare separatamente tutte le parti a contatto con il corpo e il latte subito dopo l'uso per evitare che i residui di latte si secchino e prevenire la crescita batterica.

Non lavare nessuna parte del dispositivo in lavastoviglie.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, lavare con detergente e poi sterilizzare con acqua bollente tutte le parti che entrano in contatto con il latte

(contenitore del latte, collettore, valvola e coppe), oltre al corpo principale. Seguire le istruzioni di lavaggio e disinfezione riportate di seguito.

Dopo ogni utilizzo

1. Dopo ogni utilizzo smontare il corpo principale e pulirlo con un panno morbido e umido (1, fig. 11).
2. Dopo ogni utilizzo smontare l'apparecchio in singoli componenti e sciacquare con acqua fredda tutti gli elementi che possono entrare in contatto con il corpo e il latte per rimuovere i residui di latte.
3. Lavare tutti componenti separati in acqua tiepida con un detergente delicato, quindi risciacquare abbondantemente sotto l'acqua corrente pulita.
4. Per disinfettare, mettere tutti i componenti in acqua bollente per almeno 10 minuti. Assicurarsi che tutti i componenti siano immersi nell'acqua e non tocchino direttamente il fondo del recipiente.
5. Lasciare asciugare tutte le parti del dispositivo su un asciugamano pulito o su carta asciugatutto.
6. Conservare i componenti del dispositivo in un sacchetto pulito, in un contenitore o in un altro luogo pulito fino al prossimo utilizzo. Se i componenti sono ancora umidi, non conservarli in un contenitore sigillato.

ATTENZIONE

Non lavare il corpo principale con acqua corrente e non usare agenti o materiali abrasivi per la sua pulizia. Potrebbe interferire in modo negativo con il funzionamento del display.

Una volta al giorno e dopo ogni utilizzo, pulire le parti che sono state a contatto con il corpo. Fare attenzione a non danneggiare il dispositivo durante la pulizia. Non utilizzare utensili affilati per pulire le parti in silicone, poiché ciò potrebbe danneggiarle.

Prestare attenzione per non danneggiare la valvola di aspirazione durante operazioni di pulizia. Qualora questa venga danneggiata, il dispositivo non funzionerà correttamente.

La valvola di aspirazione deve essere rimossa con cautela dal dispositivo. Pulirla nell'acqua pulita. Non inserire al suo interno le dita o alcun oggetto in quanto potrebbe danneggiare la valvola.

Non utilizzare disinfettanti per pulire il dispositivo.

Un residuo bianco sulle parti del dispositivo dopo la sterilizzazione in acqua può indicare che l'acqua utilizzata è dura. Rimuovere il residuo con un panno pulito e lasciare che le parti si asciughino in autonomia.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non si accende	• La batteria del dispositivo potrebbe essersi scaricata o essere entrata in protezione a causa di una conservazione prolungata. È necessario collegare il dispositivo all'adattatore per attivare la batteria. • Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta e dopo una conservazione prolungata.
Il tempo di funzionamento non viene contato dopo aver premuto pausa / start.	• Contattare il centro di assistenza autorizzato del produttore.
L'apparecchio non estrae il latte (il corpo principale non funziona) dopo aver premuto il pulsante pausa / start	• Assicurarsi che il dispositivo sia acceso. • Contattare il centro di assistenza autorizzato del produttore.
Potenza insufficiente o aspirazione assente	• Verificare che tutte le parti del dispositivo siano pulite, asciutte e installate correttamente e completamente. Prestare particolare attenzione alla direzione corretta di montaggio della valvola di aspirazione. • Controllare che il connettore sia correttamente inserito nel contenitore. • Verificare che la coppetta in silicone del dispositivo aderisca perfettamente al seno. • Se la potenza di aspirazione non sia migliorata, contattare il centro di assistenza autorizzato del produttore. • Controllare che le parti dell'apparecchio non presentino rotture o difetti.

Problema	Soluzione
Dolore o disagio	• Regolare il livello di intensità o cambiare la modalità di funzionamento. • Cambiare la propria posizione o la posizione del seno. • In caso di dolore o disagio persistente, consultare un medico.

Le immagini hanno carattere illustrativo, l'aspetto reale dei prodotti può differire da quello presentato nelle fotografie.

FR

Cher client !

Si vous avez des commentaires ou des questions sur le produit que vous avez acheté, veuillez nous contacter : **help@lionelo.com**

Fabricant :

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Pologne

INFORMATIONS IMPORTANTES

Veillez lire ce manuel avant d'utiliser le produit pour vous familiariser avec ses fonctions et l'utiliser comme prévu.

Le non-respect des consignes de sécurité et l'utilisation conforme aux instructions peuvent entraîner des dommages pour la santé.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

1. Ce dispositif peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ainsi que par des personnes n'ayant aucune connaissance ou expérience pertinente de l'utilisation du dispositif, si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur son utilisation sécurisée et les risques associés.

2. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec. Garder l'appareil hors de portée des enfants. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
3. Ne pas réparer ou modifier l'appareil. Cela ne peut être fait que par un centre de services agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées d'origine.
4. Ne pas faire fonctionner l'appareil en cas de dommages. Cela s'applique aussi bien à l'appareil lui-même qu'à ses accessoires, tels que le câble USB.
5. Ne pas utiliser l'appareil s'il commence à mal fonctionner, s'il est tombé ou a été immergé dans l'eau, s'il devient excessivement chaud, s'il se décolore, se gonfle ou si d'autres phénomènes inhabituels se produisent. Contactez le centre de service agréé du fabricant.
6. Ne jamais laisser un appareil branché à une prise de courant sans surveillance.
7. L'appareil n'est pas résistant aux températures élevées. Utiliser l'appareil loin des sources de chaleur, des températures élevées, des surfaces chaudes, de la lumière directe du soleil, des sources d'étincelles, des flammes nues, des huiles et des arêtes vives.
8. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Ne pas laver l'unité principale du moteur avec de l'eau.
9. Après chaque utilisation, éteignez l'appareil.
10. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne pas l'utiliser près de l'eau.
11. Ne pas utiliser l'appareil d'une manière incorrecte.
12. Ne pas utiliser l'appareil et ne pas toucher l'alimentation électrique avec des mains mouillées ou humides. Avant d'assembler votre tire-lait, assurez-vous que tous les éléments sont secs.
13. Avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil, il faut l'éteindre et le débrancher de la source d'alimentation.
14. Avant et après chaque utilisation, laver et désinfecter toutes les parties qui vont adhérer au corps et entrer en contact direct avec le lait.

15. Sécher soigneusement chaque élément avant de l'utiliser et de le conserver.
16. Pour des raisons d'hygiène, le dispositif doit être utilisé par une seule personne.
17. Si l'utilisation du tire-lait provoque une gêne ou une douleur, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
18. Ne pas utiliser l'appareil pendant la grossesse.
19. Ne pas utiliser l'appareil en cas de fatigue ou de sommeil.
20. Une prudence particulière est requise lors de l'utilisation de l'appareil en présence d'enfants.
21. N'utilisez pas l'appareil, si vous êtes en position allongée ou pendant un entraînement intense ou des activités physiques susceptibles de causer des dommages.
22. Si le lait maternel n'apparaît pas pendant plus de 5 minutes pendant l'utilisation du dispositif, arrêter d'utiliser le tire-lait et consulter un médecin.
23. Si vous avez un stimulateur cardiaque implanté ou un autre dispositif électrique, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
24. Si l'appareil est utilisé à la température ambiante maximale admissible (30°C) pendant 30 minutes, son insert en silicone peut atteindre les 45°C.
25. Il est recommandé de remplacer des éléments entrant en contact avec le lait tous les 3 - 6 mois, en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil, et si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
26. Ne pas exposer l'appareil et sa batterie à des températures extrêmes. La batterie peut être chargée dans une plage de température admissible de 5°C à 35°C.
27. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez immédiatement l'appareil de sa source d'alimentation.
28. Ne pas utiliser de biberons ou de récipients qui sont abîmés.
29. Les batteries de cet appareil sont non remplaçables.
30. Soyez conscient du risque de court-circuit de la prise USB-C de la pompe ou de la batterie par des objets métalliques ou des liquides.

31. Si un produit électrique a été en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, ne le touchez pas et, si possible, débranchez l'appareil de la prise électrique, éteignez-le et contactez le fabricant.
32. N'utilisez pas l'appareil en conduisant.
33. Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

Schéma de l'appareil (fig. A)

- | | |
|--|---|
| 1. Entonnoir en silicone avec tunnel pour mamelons | 7. Ouverture pour verser le lait |
| 2. Connecteur | 8. Câble USB |
| 3. Diaphragme en silicone | 9. Sangle d'ajustement pour soutien-gorge |
| 4. Valve d'aspiration | 10. Entonnoirs de 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm et 24 mm de diamètre 24 mm |
| 5. Corps principal | |
| 6. Collecteur de lait | |

Schéma du corps principal (fig. B)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Interrupteur marche/arrêt | 4. Réduction du niveau d'intensité |
| 2. Bouton pause / marche | |
| 3. Augmentation du niveau d'intensité | 5. Changement de mode |

Diagramme d'affichage (fig. C)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Indicateur de niveau d'intensité | 4. Mode d'extraction du lait |
| 2. Indicateur de durée de fonctionnement | 5. Mode massage |
| 3. Indicateur du niveau de la batterie | 6. Unité de temps Changement de mode |

Modes tire-lait

1. Mode massage : 9 niveaux. Le massage simule la phase initiale de succion du bébé pendant l'allaitement.

2. 9 niveaux de mode d'extraction. Ce mode simule la phase de succion profonde du bébé pendant l'allaitement.

Assemblage du tire-lait

ATTENTION

Veillez à ce que toutes les pièces de l'appareil entrant en contact avec le lait soient lavées et désinfectées. Tous les éléments de l'appareil doivent être complètement secs afin d'éviter d'endommager l'appareil.

Lavez-vous les mains avant l'installation. Évitez de toucher les surfaces intérieures de l'appareil et ses éléments entrant en contact avec le lait et le corps.

1. Insérez la membrane en silicone dans le récipient à lait (fig. 1).
2. Montez la soupape d'aspiration (4, fig. A) sur le raccord (2, fig. A). Assurez-vous que la valve est insérée à fond et tournée dans la bonne direction (1, fig. 2).
3. Placez le connecteur sur la membrane en silicone du récipient à lait (fig. 2). Veillez à ce que le connecteur soit enfoncé le plus possible.
4. Placez l'entonnoir en silicone (1, fig. A) dans le collecteur de lait. Introduisez l'entonnoir en silicone dans l'ouverture pour verser le lait (fig. 3) du récipient à lait. Pressez le tunnel du mamelon (1, fig. A) contre le connecteur et les bords du col de l'entonnoir contre les bords du récipient à lait (6, fig. A) avec les deux mains pour assurer une étanchéité complète. Assurez-vous que le collier de l'entonnoir et le tunnel du mamelon sont correctement accrochés.
5. Connectez le corps principal au récipient à lait (fig. 4). Veillez à ce que le corps soit correctement installé.
6. Pressez fermement le tire-lait contre le sein. Assurez-vous que l'entonnoir choisi est ajusté correctement et que le mamelon est centré à l'intérieur du tunnel du mamelon (1, fig. A). Placez l'appareil dans le support (fig. 5).
7. En cas d'un soutien-gorge rigide et peu souple, utilisez une sangle d'ajustement pour soutien-gorge fournie. Dans ce but, détachez une bretelle de votre soutien-gorge, puis attachez la sangle d'ajustement pour régler la longueur selon vos préférences (fig. 6).

L'extraction du lait maternel ne devrait pas être douloureuse. Si l'utilisation du tire-lait provoque une gêne ou une douleur, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil est ajusté correctement au sein et qu'il n'y a pas d'espace libre entre le sein et l'entonnoir en silicone. Un mauvais ajustement influence la quantité de lait tiré.

L'appareil peut être porté dans un soutien-gorge d'allaitement standard aussi bien en position assise que debout. Veillez à ce que la position de l'appareil ne change pas lors de son fonctionnement. Cela pourrait provoquer l'arrêt du fonctionnement de l'appareil. Évitez de vous pencher pendant l'utilisation de l'appareil.

Utilisation

ATTENTION

Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant 2 heures.

Lavez-vous les mains avant utilisation. Veillez à ce que toutes les pièces du tire-lait soient assemblées correctement, conformément aux instructions de montage, et que l'appareil soit ajusté correctement à votre corps.

Évitez l'intensité trop élevée qui pourrait causer une gêne ou une douleur.

1. Pour éteindre l'appareil appuyez brièvement sur marche /arrêt (1, fig. F). L'appareil sera activé dans le dernier mode de fonctionnement appliqué lors de la session précédente.
2. Pour modifier le mode de fonctionnement en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton de commutation de mode (2, fig. 7).
3. L'indicateur de niveau d'intensité du mode (1, fig. C) affiche le niveau de fonctionnement actuel de l'appareil. Appuyez sur les boutons de diminution et d'augmentation de l'intensité (3, fig. 7) pour modifier les niveaux d'intensité du mode entre 1 et 9.
4. Appuyez sur le bouton pause/marche (2, fig. B) pour arrêter l'appareil (mode pause). Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre le fonctionnement (4, fig. 7). En cas de pause prolongée, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes.
5. Pour allumer le rétro-éclairage afin de vérifier le niveau de lait collecté, appuyez sur le bouton pause/départ (4, fig. 7) et maintenez-le enfoncé. Appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre le rétroéclairage.
6. Pour éteindre l'appareil appuyez brièvement sur marche/arrêt (1, fig. B).

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes de fonctionnement sans qu'aucune action ne soit prise.

Le produit est doté d'une fonction de mémorisation. Lors de l'arrêt ou du changement de mode, l'appareil mémorise automatiquement le niveau d'intensité d'un mode donné enregistré lors de son utilisation précédente.

L'indicateur de durée de fonctionnement (2, fig. C) affiche le temps d'utilisation de l'appareil actuel. Si l'appareil est arrêté (mode pause), le temps d'utilisation actuel s'affiche jusqu'à ce que l'appareil reprenne le travail ou s'éteigne. Si vous souhaitez démarrer une nouvelle session d'extraction du lait, éteignez et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Afin d'adapter correctement un niveau d'intensité d'un mode donné, augmentez-le jusqu'à ce que vous ressentiez une gêne légère (pas une douleur !), puis diminuez l'intensité d'un niveau.

Transfer du lait

1. Lorsque l'appareil est activé, penchez-vous légèrement afin de vous assurer que tout le lait provenant du tunnel du mamelon a été recueilli dans le collecteur (1, fig. 8). Éteignez l'appareil.
2. Retirez délicatement l'appareil de votre soutien-gorge et détachez son corps principal (2, fig. 8).
3. Inclinez le collecteur de lait afin que sa partie arrondie se trouve en bas. Ensuite, par l'ouverture pour verser le lait (7, fig. A), transférez le lait dans le biberon ou le récipient dans lequel il sera stocké (3, fig. 8).

ATTENTION

Ne pas utiliser l'appareil pour stocker le lait. Ne pas stocker l'appareil au réfrigérateur.

Conservation et réchauffement du lait

Stockage

1. Le lait maternel peut être conservé à température ambiante (16-25°C) jusqu'à 4 heures (jusqu'à 6 heures en cas des conditions stériles de l'extraction du lait).

2. Il peut être conservé au réfrigérateur (4°C) pendant 3 jours au maximum (5 jours en cas des conditions stériles de l'extraction du lait).
3. Il peut être conservé au congélateur (-18°C) pendant 6 mois au maximum (9 mois en cas des conditions stériles de l'extraction du lait).
4. Ne pas conserver le lait dans la porte du réfrigérateur.

Décongélation et réchauffage

1. Le lait maternel doit être congelé dans des bouteilles destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou dans les sachets de conservation du lait maternel.
2. Pour congeler du lait, remplissez le récipient aux $\frac{3}{4}$, car le lait augmente de volume lorsqu'il est congelé.
3. Pour préserver la valeur nutritive du lait maternel, il doit être décongelé au réfrigérateur de manière naturelle (jusqu'à 24 heures) ou à température ambiante (jusqu'à 2 heures). Vous pouvez également décongeler votre lait sous l'eau chaude du robinet de 37°C au maximum. Le lait doit être utilisé immédiatement après sa décongélation.
4. Avant de donner le lait, secouez légèrement le récipient pour le mélanger uniformément.

ATTENTION

Avant de le servir, vérifiez toujours la température du lait.

Ne décongelez pas le lait congelé au micro-ondes ou dans l'eau bouillante afin d'éviter une perte de valeur nutritionnelle et des brûlures de votre bébé.

Ne recongelez jamais du lait qui a déjà été décongelé une fois et conservez-le à température ambiante ou au réfrigérateur.

Ne pas utiliser de lait provenant d'emballages présentant des signes de détérioration.

Chargement

1. Insérez la fiche du câble USB-C dans la prise d'alimentation de l'appareil située sur le côté du corps principal (fig. 9), et l'autre extrémité avec la fiche USB à l'adaptateur USB (non fourni).
2. Pendant le chargement, l'indicateur de niveau de batterie clignote (3, fig. C). Lorsqu'il cesse de clignoter, cela signifie que l'appareil est complètement chargé.

ATTENTION

Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant 2 heures.

Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, stockez l'appareil dans un endroit frais, ne laissez pas la batterie se décharger jusqu'à 0% et chargez-le avant de le stocker.

Utilisez un adaptateur 5V DC 1A pour le chargement.

Démontage de l'appareil

1. Après avoir enlevé le corps principal, ouvrez le collecteur de lait en bas en tirant sur l'entonnoir en silicone (1, fig. 10).
2. En tirant sur l'entonnoir en silicone, séparez-le de l'appareil, puis sortez le connecteur assemblé (2, fig. 10) du conteneur.
3. Séparez la valve d'aspiration du té de tire-lait (3, fig. 10).

Nettoyage et désinfection de l'appareil

ATTENTION

Ne pas nettoyer ou désinfecter le corps principal ou le cordon d'alimentation de l'appareil. Ces pièces n'entrent pas en contact avec le lait.

Lavez séparément toutes les pièces entrant en contact avec le corps et le lait afin d'éviter le dessèchement des résidus du lait et la prolifération des bactéries. Ne lavez aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle.

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation de l'appareil, lavez avec un nettoyant toutes les pièces entrant en contact avec le lait (collecteur de lait, té, valve et entonnoirs), sauf le corps principal, puis stérilisez-les à l'eau bouillante. Suivez les instructions de nettoyage et de désinfection présentées ci-dessous.

Après chaque utilisation

1. Après utilisation, démontez le corps principal et nettoyez-le avec un chiffon doux et humide (1, fig. 11).
2. Après chaque utilisation, démontez l'appareil en pièces séparées et rincez à l'eau chaude tous les éléments entrant en contact avec le corps et le lait pour éliminer les résidus du lait.

3. Lavez toutes les pièces séparées dans de l'eau chaude avec un détergent doux, puis rincez abondamment à l'eau courante.
4. Pour désinfecter, plongez tous les éléments dans l'eau bouillante pendant au moins 10 minutes. Assurez-vous que toutes les pièces sont immergées dans l'eau et qu'aucun élément ne touche le fond du récipient.
5. Laissez sécher toutes les pièces de l'appareil sur une serviette éponge propre ou sur une serviette en papier.
6. Les pièces de l'appareil doivent être conservées pour la prochaine utilisation dans un sac propre ou dans un autre récipient propre. Si les pièces sont encore humides, ne les mettez pas dans un récipient hermétique.

ATTENTION

Ne pas laver le corps principal à l'eau courante et ne pas utiliser de produits nettoyants ou de tissus abrasifs pour le nettoyer. Cela peut entraîner une perturbation de l'affichage.

Nettoyez les parties qui ont été en contact avec le corps une fois par jour et après chaque utilisation. Veillez à ne pas endommager l'appareil lorsque vous le nettoyez. N'utilisez pas d'outils pointus pour nettoyer les pièces en silicone, car cela pourrait les endommager.

Veillez à ne pas endommager la valve d'aspiration lors du nettoyage. S'il est endommagé, l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

Retirez avec précaution la valve d'aspiration de l'appareil. Lorsque vous la nettoyez, rincez-la à l'eau claire. N'y introduisez pas vos doigts ou des objets, car vous risqueriez de les endommager.

N'utilisez pas de produits désinfectants pour nettoyer l'appareil.

Si les dépôts blancs sont présents sur les pièces de l'appareil après leur stérilisation, cela peut signifier que l'eau utilisée est dure. Essuyez les dépôts avec une serviette propre et laissez sécher les pièces à l'air libre.

Résolution des problèmes

Problème	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	• La batterie de l'appareil peut s'être déchargée ou être entrée dans un état de protection causé par un stockage prolongé. Connectez l'appareil à l'adaptateur pour activer la batterie. • Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et après un stockage de longue durée.
Une fois le bouton pause / marche appuyé, la durée de fonctionnement n'est pas calculée.	• Contactez un centre de service agréé.
Une fois le bouton pause / marche appuyé, l'appareil a arrêté de tirer le lait (le corps principal ne fonctionne plus).	• Assurez-vous que l'appareil est chargé. • Contactez le centre de service agréé de l'appareil.
Pas d'aspiration ou aspiration insuffisante	• Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont propres, sèches et assemblées correctement et complètement. Une attention particulière doit être portée à la direction de l'assemblage de la valve d'aspiration. • Vérifiez que le connecteur est correctement installé dans le conteneur. • Vérifiez que l'entonnoir en silicone du dispositif s'adapte bien au sein. • S'il n'y a pas d'amélioration au niveau de l'aspiration, veuillez contacter le centre de service agréé de l'appareil. • Vérifiez s'il n'y a aucune fissure ni défaut visible sur les pièces de l'appareil.

Problème	Solution
Douleur ou gêne.	• Réglez le niveau d'intensité ou changez de mode. • Modifiez la position ou l'alignement des seins. • En cas de douleur ou de gêne persistante, consultez votre médecin.

Les photos ont le caractère indicatif seulement ; l'aspect réel des produits peut différer de celui présenté sur les photos.

ES

Estimado Cliente:

Si tiene algún comentario o pregunta sobre el producto comprado, póngase en contacto con nosotros: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polonia

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea este manual antes de utilizar el producto para familiarizarse con sus funciones y utilizarlo según lo previsto.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y el uso no conforme con las instrucciones puede ocasionar daños a la salud.

Conserve este manual para futuras consultas.

1. El dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como por personas sin el conocimiento y la experiencia adecuados para el uso del dispositivo, si están supervisados o si se les ha instruido previamente sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos derivados.

2. Este dispositivo no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin la supervisión de un adulto.
3. No repare ni modifique el dispositivo. Solo un centro de servicio autorizado puede hacerlo. Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
4. No utilice el aparato si nota algún daño. Esto se aplica tanto al propio dispositivo como a sus accesorios, como el cable USB.
5. No utilice el dispositivo cuando empiece a funcionar mal, se haya caído o sumergido en agua, se caliente excesivamente, aparezca decoloración, abultamientos u otros fenómenos inusuales. Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado del fabricante.
6. Nunca deje el dispositivo conectado a la toma de corriente desatendido.
7. El dispositivo no es resistente a las altas temperaturas. Use el dispositivo lejos de fuentes de calor, altas temperaturas, superficies calientes, luz solar directa, chispas, llamas abiertas, aceites y bordes agudos.
8. No utilice sustancias químicas para limpiar el dispositivo. No lave el dispositivo principal con el motor con agua.
9. Apague el dispositivo después de cada uso.
10. No sumerja todo el dispositivo en agua u otros líquidos. No utilice el dispositivo cerca del agua.
11. No use el dispositivo para fines no previstos.
12. No utilice el dispositivo ni toque la fuente de alimentación con las manos mojadas o húmedas. Asegúrese de que todas las partes del sacaleches estén secas antes de montar el dispositivo.
13. Antes de limpiar o mover el dispositivo, apáguelo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
14. Antes y después de cada uso, lave y desinfecte todos los elementos que se adhieran al cuerpo y entran en contacto directo con la leche.
15. Seque completamente cada elemento antes de usar y almacenar el dispositivo.
16. Por razones higiénicas, el dispositivo debe ser utilizado por una sola persona.
17. Si el uso del sacaleches causa molestias o dolor, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

18. No utilice el dispositivo durante el embarazo.
19. No utilice el dispositivo si está cansada o cuando duerme.
20. Se debe tener especial cuidado al usar el dispositivo cerca de los niños.
21. No utilice el dispositivo mientras esté acostada o haga ejercicios físicos exhaustivos o actividades que puedan causar lesiones.
22. Si la leche materna no aparece durante más de 5 minutos mientras usa el dispositivo, deje de usar el sacaleches y consulte a un médico.
23. Si tiene un marcapasos implantado u otro dispositivo eléctrico, se recomienda que consulte a un médico antes de usar el dispositivo.
24. Si el dispositivo se utiliza a la temperatura ambiente máxima permitida (30 °C) durante 30 minutos, el inserto de silicona puede alcanzar una temperatura de 45 °C.
25. Se recomienda reemplazar los elementos de contacto con la leche cada 3 a 6 meses, dependiendo de la frecuencia de uso del dispositivo, y si el dispositivo no se utiliza durante mucho tiempo.
26. No exponga el dispositivo y sus baterías a temperaturas extremas. El rango de temperatura permitido en el que se puede cargar la batería es de 5 °C a 35 °C.
27. Cuando la batería esté completamente cargada, desenchufe el dispositivo de la toma de corriente inmediatamente.
28. No use leche de biberones o recipientes que tengan signos de daños.
29. Las baterías utilizadas en este dispositivo no son reemplazables.
30. Tenga en cuenta el riesgo de que la toma USB-C de la bomba o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos o líquidos.
31. Si un producto eléctrico ha entrado en contacto con agua u otros líquidos, no lo toque y, si es posible, desenchufe el dispositivo de la toma de corriente, apáguelo y póngase en contacto con el fabricante.
32. No utilice el dispositivo mientras conduce.
33. Este aparato está diseñado para uso exclusivo en interiores.

Esquema del dispositivo (fig. A)

- | | |
|--|---|
| 1. Embudo de silicona con túnel para pezones | 7. Abertura de trasvase |
| 2. Conector | 8. Cable USB |
| 3. Membrana de silicona | 9. Clip del sujetador |
| 4. Válvula de succión | 10. 1 Embudos con diámetros de 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm y 24 mm |
| 5. Cuerpo principal | |
| 6. Recipiente para la leche | |

Esquema del cuerpo principal (fig. B)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Interruptor de encendido / apagado | 4. Bajar nivel de intensidad |
| 2. Botón de pausa / inicio | 5. Cambio de modo de funcionamiento |
| 3. Aumentar nivel de intensidad | |

Diagrama de visualización (fig. C)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Indicador de nivel de intensidad del modo | 4. Modo de extracción de la leche |
| 2. Indicador de tiempo de funcionamiento | 5. Modo de masaje |
| 3. Indicador de nivel de la batería | 6. Unidad de tiempo de trabajo |

Modos del sacaleches

1. Modo de masaje – 9 niveles. El masaje simula la fase inicial de la succión por el bebé al amamantar.
2. Modo de extracción de la leche – 9 niveles. Este modo simula una fase más profunda de la succión por el bebé al amamantar.

Ensamblaje del sacaleches

ATENCIÓN

Asegúrese de que todas las partes del dispositivo en contacto con la leche estén limpias y desinfectadas. Para evitar daños en el dispositivo, todas las partes del mismo deben estar completamente secas.

Lávese las manos antes de ensamblar. Evite tocar las superficies internas del dispositivo y sus partes que entren en contacto con la leche y el cuerpo con las manos.

1. Introduzca la membrana de silicona en el recipiente para la leche (fig. 1).
2. Monte la válvula de aspiración (4, fig. A) en el conector (2, fig. A). Asegúrese de que la válvula esté a tope y en dirección correcta (1, fig. 2).
3. Coloque el conector en la membrana de silicona del recipiente para la leche (fig. 2). Asegúrese de que el conector esté presionado al máximo.
4. Instale el embudo de silicona (1, fig. A) en el recipiente para la leche. Introduzca el embudo de silicona en la abertura de trasvase (fig. 3) del recipiente para la leche. Presione el túnel del pezón (1, fig. A) con ambas manos contra el conector y los bordes del cuello del embudo contra los bordes del recipiente para la leche (6, fig. A) para asegurar un sellado completo. Asegúrese de que el cuello del embudo y el túnel del pezón estén conectados correctamente.
5. Conecte el cuerpo principal al recipiente para la leche (fig. 4). Asegúrese de que el cuerpo principal esté correctamente colocado.
6. Presione el sacaleches firmemente contra el pecho. Asegúrese de que el embudo seleccionado se ajuste bien y que el pezón esté en el túnel (1, fig. A) y alineado. Coloque el dispositivo en el sujetador (fig. 5).
7. Para un sujetador rígido e inflexible, use el clip del sujetador suministrado. Para ello, desabroche la correa del sujetador, luego fije el clip y ajuste la longitud según su preferencia (fig. 6).

La toma de alimento no debe ser dolorosa. Si el uso del sacaleches causa molestias o dolor, deje de usar el dispositivo inmediatamente.

Asegúrese de que el dispositivo se ajuste bien a la mama y de que no haya espacio libre entre la mama y el embudo. Una mala adaptación afectará la cantidad de alimento extraído.

El dispositivo se puede usar en un sujetador de alimentación estándar, tanto en posición sentada como de pie. Tenga cuidado de que la posición del dispositivo no cambie durante su funcionamiento. Esto puede hacer que deje de funcionar. No se incline mientras usa el dispositivo.

Modo de uso

ATENCIÓN

Cargue el dispositivo durante 2 horas antes del primer uso.

Lávese las manos antes de usar. Asegúrese de que todas las partes del extractor de leche se hayan ensamblado correctamente de acuerdo con las instrucciones de ensamblaje y el propio dispositivo esté bien ajustado al cuerpo.

No use demasiada intensidad que cause molestias o dolor.

1. Para encender el aparato, mantenga pulsado el interruptor de encendido / apagado (1, fig. 7). El dispositivo se encenderá en el último modo activo en la sesión anterior.
2. Para cambiar el modo de funcionamiento durante el uso, pulse el botón del interruptor del modo de funcionamiento (2, fig. 7).
3. El indicador de nivel de intensidad de modo (1, fig. C) muestra el nivel de funcionamiento actual de la unidad. Pulse los botones de disminución y aumento del nivel de intensidad (3, fig. 7) para cambiar los niveles de intensidad del modo entre 1 y 9.
4. Pulse el botón de pausa / inicio (2, Fig. B) para detener el funcionamiento del dispositivo (modo de pausa). Pulse de nuevo para reanudar el funcionamiento (4, fig. 7). Si la pausa de operación dura más tiempo, el dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos.
5. Para encender la retroiluminación para comprobar el nivel de leche recogida, mantenga pulsado el botón de pausa / inicio (4, fig. 7). Vuelva a pulsar y mantener pulsado el botón para apagar la retroiluminación.
6. Para apagar el dispositivo, pulse el brevemente interruptor de encendido / apagado (1, fig. B).

El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento y no se toma ninguna acción.

El producto tiene una función de memoria. Después de apagar o cambiar el modo, el dispositivo recuerda automáticamente el nivel de intensidad de un modo específico del uso anterior.

El indicador de tiempo (2, fig. C) muestra el tiempo de funcionamiento actual del dispositivo. En caso de detener el funcionamiento del dispositivo (modo de pausa), se mostrará la hora de uso actual hasta que se reanude el funcionamiento o se apague el dispositivo. Si desea iniciar una nueva sesión de extracción de

leche, apague y encienda el dispositivo pulsando el interruptor de encendido / apagado.

Para ajustar el nivel de intensidad de un modo específico, increméntelo hasta el punto de una ligera molestia (¡no dolor!), luego disminuya el nivel en uno.

Trasvase de leche

1. Mientras el dispositivo está en funcionamiento, inclínese suavemente hacia delante para asegurarse de que toda la leche del túnel del pezón fluya hacia el recipiente (1, fig. 8). Apague el dispositivo.
2. Retire suavemente el dispositivo del sujetador y desconecte el cuerpo principal (2, fig. 8).
3. Inclíne el recipiente de leche de modo que la parte redondeada esté abajo. Luego, utilizando la abertura de trasvase (7, fig. A), vierta la leche en el biberón o recipiente en el que se almacenará (3, fig. 8).

ATENCIÓN

No utilice el dispositivo para el almacenamiento de la leche. No guarde el dispositivo en la nevera.

Almacenamiento y calentamiento de la leche

Almacenamiento

1. A temperatura ambiente (16 a 25 °C), la leche se puede almacenar hasta 4 horas (hasta 6 horas para condiciones de recolección muy limpias).
2. La leche se puede almacenar hasta 3 días (hasta 5 días en el caso de condiciones de recolección muy limpias) en la nevera (4 °C).
3. La leche se puede almacenar hasta 6 meses (hasta 9 meses para condiciones de recolección muy limpias) en el congelador (-18 °C).
4. No almacene la leche en la puerta de la nevera.

Descongelación y calentamiento

1. Congele la leche en biberones de plástico para el contacto con alimentos o bolsas de almacenamiento de leche.
2. Para congelar la leche, llene el recipiente con $\frac{3}{4}$ de su volumen, porque cuando se congela, la leche expande su volumen.

3. Para preservar el valor nutricional de la leche, descongélela de forma natural en la nevera (hasta 24 horas) o a temperatura ambiente (hasta 2 horas). También puede descongelar la leche con agua corriente tibia a una temperatura máxima de 37 °C. La leche debe usarse inmediatamente después de la descongelación.
4. Antes de alimentar al bebé, agite suavemente el recipiente de leche para mezclarlo uniformemente.

ATENCIÓN

Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de darla a beber.

No descongele la leche congelada en el microondas o en el agua hirviendo para evitar perder el valor nutricional y causar quemaduras al bebé.

Nunca vuelva a congelar la leche una vez descongelada ni la almacene ni a temperatura ambiente ni en la nevera.

No utilice leche de envases que presenten signos de deterioro.

Carga

1. Conecte el enchufe del cable USB-C a la toma de corriente del dispositivo ubicado en el lateral del cuerpo principal (fig. 9), y el otro extremo con el enchufe USB al adaptador USB (no incluido).
2. Durante la carga, el indicador de nivel de batería parpadea (3, fig. C). Cuando deja de parpadear, significa que el dispositivo está completamente cargado.

ATENCIÓN

Cargue el dispositivo durante 2 horas antes del primer uso.

Para mantener una larga duración de la batería, guarde el dispositivo en un lugar fresco, cárguelo antes de que la batería se agote y cargue completamente el dispositivo antes de guardarlo.

Utilice un adaptador 5V CC de 1A para cargar.

Desmontaje del dispositivo

1. Después de retirar el cuerpo principal, abra el recipiente de leche desde abajo tirando del embudo de silicona (1, fig. 10).

2. Tirando del embudo de silicona, sepárelo del dispositivo y, a continuación, extraiga del recipiente el conector montado (2, fig. 10).
3. Separe la válvula de succión de la T del sacaleches (3, fig. 10).

Limpieza y desinfección del dispositivo

ATENCIÓN

No limpie ni desinfecte el cuerpo principal ni el cable de alimentación del dispositivo. Estas partes no están en contacto con la leche.

Lave todas las partes que entran en contacto con el cuerpo y la leche separadas entre sí inmediatamente después del uso para evitar el secado de los residuos de la leche y el crecimiento de bacterias. No lave ninguna parte del dispositivo en el lavavajillas.

Antes del primer uso

Antes de usar el dispositivo por primera vez, lave con un agente de limpieza y luego esterilice con agua hirviendo todas las partes que entren en contacto con la leche (recipiente de leche, T, válvula y embudos), excepto el cuerpo principal. Siga las instrucciones de limpieza y desinfección a continuación.

Después de cada uso

1. Después de su uso, retire el cuerpo principal y límpielo con un paño húmedo y suave (1, fig. 11).
2. Después de cada uso desmonte el dispositivo en partes individuales y enjuague con agua tibia todas las partes que entran en contacto con el cuerpo y la leche para eliminar cualquier residuo de la leche.
3. Lave todas las partes separadas en agua tibia con un detergente suave, luego enjuáguelas bien con agua corriente limpia.
4. Para desinfectar, coloque todos los componentes en agua hirviendo durante al menos 10 minutos. Asegúrese de que todos los elementos estén sumergidos en agua y que ninguno toque directamente el fondo del recipiente.
5. Deje que todas las partes del dispositivo se sequen con una toalla limpia o una toalla de papel.

6. Mantenga las partes del dispositivo en una bolsa limpia, un recipiente o en otro lugar limpio. Si las piezas aún están húmedas, no las guarde en un envase bien cerrado.

ATENCIÓN

No lave el cuerpo principal bajo el grifo ni utilice limpiadores o tejidos abrasivos para limpiarlo. Esto puede provocar un funcionamiento perturbado de la pantalla. Limpie las partes que han estado en contacto con el cuerpo una vez al día y después de cada uso. Tenga cuidado de no dañar el dispositivo durante la limpieza.

No utilice herramientas afiladas para limpiar los elementos de silicona, ya que esto puede dañarlos.

Tenga cuidado de no dañar la válvula de aspiración durante la limpieza. Si resulta dañada, el dispositivo no funcionará correctamente.

La válvula de succión debe retirarse del dispositivo con cuidado. Una vez limpiada, aclárela con agua limpia. No introduzca el dedo ni ningún objeto en su interior, ya que podría dañarla.

No utilice desinfectantes para limpiar el dispositivo.

Si, después de la esterilización en agua, observa un depósito blanco en las partes del dispositivo, puede significar que el agua utilizada es dura. Retire el depósito con una toalla limpia y deje que las piezas se sequen solas.

Solución de problemas

Problema	Solución
El dispositivo no se enciende.	• Es posible que la batería del dispositivo se haya descargado o haya entrado en un estado de protección debido a un almacenamiento prolongado. Conecte el dispositivo al adaptador para activar la batería. • Cargue completamente la batería antes del primer uso y después de un almacenamiento prolongado

Problema	Solución
El tiempo de funcionamiento no se cuenta hacia atrás cuando se pulsa el botón de pausa / inicio.	• Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado.
El dispositivo ha dejado de extraer la leche (el cuerpo principal no funciona) cuando se pulsa el botón de pausa / inicio.	• Asegúrese de que el dispositivo esté encendido. • Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado del dispositivo.
Fuerza insuficiente o falta de succión.	• Compruebe que todas las partes del dispositivo estén limpios, secos, correctamente y completamente ensambladas. Se debe prestar especial atención a la dirección correcta de instalación de la válvula de succión. • Compruebe que el conector esté bien asentado en el recipiente. • Compruebe que el embudo de silicona del dispositivo se adhiera bien a la mama. • Si la fuerza de succión no ha mejorado, póngase en contacto con el servicio autorizado del dispositivo. • Revise las partes del dispositivo en busca de grietas y defectos.
Dolor o molestias	• Ajuste el nivel de intensidad o cambie el modo de funcionamiento. • Cambie la posición de su cuerpo o posición de la mama. • En caso de dolor o molestias persistentes, consulte a un médico.

Las fotos son para fines ilustrativos, la apariencia real de los productos puede diferir de la presentada en las fotos.

Geachte Klant!

Heeft u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op:
help@lionelo.com

Fabrikant:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

BELANGRIJKE GEGEVENS

Lees de gebruiksaanwijzing vóór u het apparaat gebruikt om met zijn functies kennis te maken en het voor het beoogde doel te gebruiken.

Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en het gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing kan leiden tot schade aan de gezondheid.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen minstens 8 jaar oud en personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, personen zonder ervaring, personen die geen kennis over het apparaat hebben indien ze onder toezicht zijn of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de informatie over de risico's die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt, hebben begrepen.
2. Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen dienen niet met het product te spelen. Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen. Reiniging en onderhoud is niet toegestaan door kinderen en zonder toezicht van een volwassene.
3. Het apparaat niet repareren of aanpassen. Het wordt enkel door een erkend servicecentrum gedaan. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
4. Gebruik het apparaat niet wanneer een schade wordt geconstateerd. Het betreft zowel het apparaat zelf als de toebehoren bv. USB-kabel.
5. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, is gevallen of nat is geworden, overmatig warm wordt, verkleuringen vertoont,

- uitstulpingen heeft, stinkt of andere ongewone voorvallen vertoont. Raadpleeg een erkend servicecentrum bij problemen.
6. Laat het apparaat nooit onbeheerd aangesloten op het net.
 7. Het apparaat is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, hoge temperaturen, hete oppervlakken, direct zonlicht, vonken, open vuur, olie en scherpe randen.
 8. Gebruik geen chemicaliën voor het reinigen van het apparaat. De hoofdmotoreenheid niet met water wassen.
 9. Schakel het apparaat na elk gebruik uit.
 10. Dompel het gehele apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik het niet in de buurt van water.
 11. Het wordt niet toegestaan het toestel niet volgens bestemming te gebruiken.
 12. Gebruik het apparaat niet en raak de voeding niet aan met natte of vochtige handen. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de borstkolf droog zijn voordat het apparaat in elkaar wordt gezet.
 13. Schakel het apparaat uit en koppel het van de stroombron los voordat het wordt schoongemaakt of verplaatst.
 14. Was en ontsmet de onderdelen die direct in contact met het lichaam en met moedermelk staan.
 15. Droog elk onderdeel grondig vóór gebruik en opslag.
 16. Om hygiënische redenen is het aangeraden dat het apparaat door één persoon wordt gebruikt.
 17. Neem meteen contact op met medische hulp als er ongemak of pijn worden veroorzaakt door het gebruiken van de borstkolf.
 18. Het apparaat is niet geschikt voor zwangere vrouwen.
 19. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of slaapt.
 20. Wees bijzonder voorzichtig wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
 21. Gebruik het apparaat niet in de liggende stand of tijdens zware oefeningen of activiteiten die letsel kunnen veroorzaken.
 22. Als er tijdens het gebruik van het apparaat langer dan 5 minuten geen moedermelk verschijnt, stop dan met het gebruik van de borstkolf en raadpleeg uw arts.

23. Bij gebruik van een geïmplanteerde pacemaker of een ander elektrisch apparaat wordt aanbevolen uw arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken.
24. Bij gebruik bij de hoogst toegestane omgevingstemperatuur (30 °C) gedurende 30 minuten kan het siliconen inzetstuk een temperatuur van 45 °C bereiken.
25. Het is aan te raden de onderdelen die in contact met de melk komen om ze ca. 3-6 maanden te vervangen afhankelijk van de gebruiksfrequentie en als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
26. Stel het apparaat niet bloot aan aan extreme temperaturen. Het toegelaten temperatuurbereik voor het opladen van de batterij is 5 °C - 35 °C.
27. Nadat de batterij volledig is opgeladen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.
28. Gebruik geen melkflessen of melkbakjes die beschadigd zijn.
29. De in dit apparaat gebruikte batterijen zijn niet vervangbaar.
30. Er moet rekening worden gehouden met het risico van kortsluiting van de USB-C-poort van de pomp of de accu door metalen voorwerpen of vloeistoffen.
31. Is een elektrisch product in contact met water of andere vloeistoffen gekomen, raak het dan niet aan en, indien mogelijk, koppel het apparaat van het stopcontact los, schakel het uit en neem contact op met de fabrikant.
32. Gebruik het apparaat niet als u rijdt.
33. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Schema van het apparaat (afb. A)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Borstschild met tepeltunnel | 7. Opening voor overgieten van moedermelk |
| 2. Verbindingstuk | 8. USB kabel |
| 3. Siliconen membraan | 9. Beha sluiting |
| 4. Aanzuigklep | 10. Borstschilden met diameters van 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm en 24 mm |
| 5. Hoofddeel | |
| 6. Moedermelkbakje | |

Schema hoofddeel (afb. B)

- | | |
|--|--|
| 1. Aan/uit schakelaar | 4. Het niveau van intensiteit verlagen |
| 2. Start / pauzeknop | |
| 3. Het niveau van intensiteit verhogen | 5. Stand omschakelen |

Schema van de display (afb. C)

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Intensiteitsindicator | 4. Borstkolven stand |
| 2. Bedrijfstijdindicator | 5. Massage stand |
| 3. Indicator accucapaciteit | 6. Werktijdeenheid |

Modi borstkolf

1. Massagemodus - 9 standen. Masseren simuleert de eerste zuigfase van de baby tijdens het voeden of kolven.
2. Borstkolf stand - 9 niveaus. Deze stand simuleert de diepere zuigfase van de baby tijdens het voeden of kolven.

Borstkolf samenstellen

LET OP

Zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat die in contact komen met de moedermelk zijn gewassen en ontsmet. Om beschadiging van het apparaat te voorkomen, moeten alle onderdelen volledig droog zijn.

Was de handen vóór de samenstelling. Vermijd het aanraken met de handen van de binnenkant van het apparaat en de onderdelen die in contact met moedermelk en het lichaam komen.

1. Plaats het siliconen membraan in de melkcontainer (afb. 1)
2. Plaats de zuigerklep (4, afb. A) op het verbindstuk (2, afb. A) Zorg ervoor dat het klepje helemaal in de juiste richting is geplaatst (1, afb. 2).
3. Plaats het verbindstuk op het siliconen membraan in de melkcontainer (afb. 2) Zorg ervoor dat het verbindstuk maximaal is gedrukt.
4. Plaats de siliconen borstschild (1, afb. A) in de melkcontainer. Plaats de siliconen borstschild op de opening voor het overgieten van de moedermelk (afb. 3) van de melkcontainer. Druk met beide handen de tepelkanaal (1, afb. A) tegen het verbindstuk en de randen van de fles

van de borstschild tegen de rand van de melkcontainer (6, afb. A) om een volledige afdichting te garanderen. Zorg ervoor dat de fles van de borstschild en de tepeltunnel correct zijn vastgezet.

5. Verbind het hoofddeel met de moedermelkcontainer. Zorg ervoor dat het hoofddeel goed is vastgezet.
6. Druk de borstkolf dicht tegen de borst. Zorg ervoor dat de gekozen borstschild goed past en dat de tepel in de borstschild is (1, afb. A) en in het midden is. Plaats het apparaat in de beha (afb. 5).
7. Gebruik voor harde en niet-flexibele beha's de meegeleverde beha-sluiting. Maak hiervoor het beha-bandje los, maak vervolgens de sluiting vast en pas de lengte naar wens aan (afb. 6).

Borstvoeding hoeft geen pijn te doen. Neem meteen contact op met medische hulp als er ongemak of pijn worden veroorzaakt door het gebruiken van de borstkolf.

Zorg ervoor dat het apparaat goed op de borst past en dat er geen ruimte is tussen de borst en de borstschild. Een slechte aanpassing beïnvloedt de hoeveelheid afgekolfde moedermelk.

Het apparaat kan worden gedragen met een standaard borstvoedingsbeha, in zittende of staande houding. Zorg ervoor dat de positie van het apparaat niet tijdens het gebruik verandert. Hierdoor kan de werking van het apparaat worden onderbroken. Je hoeft niet bij het kolven te buigen.

Gebruik

LET OP

Laad het apparaat 2 uur op vóór het eerste gebruik.

Was je handen vóór gebruik. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de borstkolf correct en volgens de montagehandleiding zijn samengesteld en het apparaat aan het lichaam is aangepast.

Gebruik niet een te hoog intensiteitsniveau dat ongemak of pijn veroorzaakt.

1. Druk en houd gedrukt op de aan/uit-schakelaar (1, afb. 7) om het apparaat in te schakelen. Het apparaat wordt ingeschakeld in de laatste stand waarin het actief was tijdens de vorige sessie.
2. Om de bedrijfsstand tijdens het gebruik te wijzigen op de standschakelaar drukken (2, afb. 7).

3. De indicator voor het intensiteitsniveau (1, afb. C) toont het huidige werkingsniveau van het apparaat voor een bepaalde stand. Druk op intensiteit verhogen en verlagen om tussen intensiteitsniveaus 1 tot 9 (3, afb. 7) te schakelen.
4. Druk op de pauze- / startknop (2, afb B) om het apparaat te stoppen (pauzmodus). Druk opnieuw om de werking te hervatten (4, afb. 7). Bij een langere pauze wordt het apparaat na 3 min. automatisch uitgeschakeld.
5. Om de verlichting in te schakelen om het niveau van de moedermelk te controleren, druk en houd de pauze/startknop (4, afb. 7) ingedrukt. Druk opnieuw en houd de knop ingedrukt om de verlichting uit te schakelen
6. Druk kort op de aan/uit-schakelaar (1, afb. B) om het apparaat uit te schakelen.

Het apparaat schakelt automatisch uit na 30 minuten werking als er geen actie wordt ondernomen.

Het product beschikt over een geheugenfunctie. Bij uitschakelen of overschakelen naar een andere modus onthoudt het apparaat automatisch het intensiteitsniveau van een bepaalde modus tijdens het vorige gebruik.

De tijdsaanduiding (2, afb. C) toont de huidige gebruikstijd. Wanneer het apparaat wordt gestopt (pauze), wordt de huidige gebruikstijd getoond tot de hervatting of uitschakeling van het apparaat. Om een nieuwe sessie afkolven te starten, moet het apparaat worden uit- en ingeschakeld door op de aan/uit-schakelaar te drukken.

Het juiste intensiteitsniveau van een bepaalde stand wordt ingesteld door het tot een licht voelbaar ongemak (geen pijn!) te verhogen en vervolgens het niveau met één te verlagen.

Moedermelk overgieten

1. Terwijl het apparaat werkt, moet u voorzichtig naar voren buigen om ervoor te zorgen dat alle moedermelk uit de tepeltunnel in het melkbakje is terechtgekomen (1, afb. 8). Zet het apparaat uit.
2. Haal het apparaat voorzichtig uit de beha en maak het hoofddeel los (2, afb. 8).

3. Kantel zo het moedermelkbakje dat het ronde deel onderaan zit. Giet de moedermelk vervolgens met de opening voor het overgieten van de moedermelk (7, afb. A) in de melkfles of het moedermelkbakje waarin de melk zal worden bewaard (3, afb. 8).

LET OP

Gebruik het apparaat niet om moedermelk in te bewaren. Bewaar het apparaat niet in de koelkast.

Bewaren en opwarmen van moedermelk

Bewaren

1. Bij kamertemperatuur (16-25 °C) kan de moedermelk tot 4 uur worden bewaard (tot 6 uur onder zeer schone afkolfomstandigheden).
2. In de koelkast (4 °C) kan de moedermelk tot 3 dagen worden bewaard (tot 5 dagen onder zeer schone afkolfomstandigheden).
3. In de diepvries (-18 °C) kan de moedermelk tot 6 maanden worden bewaard (tot 9 maanden onder zeer schone afkolfomstandigheden).
4. Bewaar moedermelk niet op de koelkastdeur.

Ontdooien en opwarmen

1. Bevries melk in voor levensmiddelen geschikte plastic melkflessen of melkbewaarzakjes.
2. Om de moedermelk in te vriezen het bakje voor $\frac{3}{4}$ vullen, de moedermelk zet uit wanneer deze is bevroren.
3. Om de voedingswaarde van de moedermelk te behouden, laat de moedermelk op natuurlijke wijze in de koelkast (tot 24 uur) of op kamertemperatuur (tot 2 uur) ontdooien. De moedermelk kan ook onder warm stromend water met een maximale temperatuur van 37 °C worden ontdooid. De moedermelk moet dan onmiddellijk na het ontdooien worden gebruikt.
4. Schud de moedermelkzakje zachtjes om ze gelijkmatig te vermengen.

LET OP

Controleer altijd de temperatuur van de moedermelk voordat die aan de baby wordt gegeven.

Ontdooi diepvriesmelk niet in de magnetron of kokend water om verlies van voedingswaarde en brandwonden bij je kind te voorkomen.

Laat de moedermelk die al een keer ontdooit is nooit opnieuw invriezen en bewaar ze niet op kamertemperatuur of in de koelkast.

Gebruik geen moedermelk uit verpakkingen met zichtbare schade.

Opladen

1. Sluit de stekker van de USB-C kabel aan op de voedingsaansluiting aan de zijkant van het hoofddeel (afb. 9) en het andere uiteinde met een USB-stekker in de USB-adaptor (niet meegeleverd).
1. Als de batterij wordt opgeladen, knippert de indicator voor het batterijniveau (3, afb. C). Wanneer het lampje niet meer knippert, betekent dit dat het apparaat volledig is opgeladen.

LET OP

Laad het apparaat 2 uur op vóór het eerste gebruik.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet het apparaat op een koele plaats worden bewaard, de batterij worden opgeladen voordat deze leeg is en het apparaat volledig worden opgeladen voordat het wordt bewaard.

Gebruik 5V DC 1A adapter voor het opladen.

Het apparaat demonteren

1. Na het verwijderen van het hoofddeel de melkcontainer van onderaf openen door aan de siliconen borstschild te trekken (1, afb. 10).
2. Trek aan de siliconen borstschild om deze van het apparaat te scheiden en verwijder vervolgens het gemonteerde verbindstuk uit de container (2, afb. 10)
3. Schei de zuigerklep van de T-stuk van de borstkolf (3, afb. 10)

Reiniging en ontsmetten

LET OP

Reinig of ontsmet het hoofddeel of het netsnoer van het apparaat niet. Deze elementen komen niet in contact met de moedermelk.

Was alle elementen die in contact met het lichaam en de moedermelk komen apart om uitdroging van melksresten en de groei van bacteriën te voorkomen. Was geen onderdelen van het apparaat in de vaatwasser.

Vóór het eerste gebruik

Was voor het eerste gebruik alle onderdelen die in contact komen met moedermelk (melkcontainer, T-stuk, klep en trechters) met een reinigingsmiddel en ontsmet ze vervolgens met kokend water, met uitzondering van het hoofddeel. Volg de reinigings- en ontsmettingsinstructies zoals hieronder.

Na elk gebruik

1. Demonteer na gebruik het hoofddeel en maak het schoon met een vochtige, zachte doek (1, afb. 11).
2. Na elk gebruik moet het apparaat uit elkaar worden gehaald en moeten alle onderdelen die in contact komen met het lichaam en de moedermelk met warm water worden afgespoeld om eventuele melkresten te verwijderen.
3. Was alle afzonderlijke elementen in warm water met een mild afwasmiddel en spoel ze daarna grondig af onder schoon stromend water.
4. Leg om te desinfecteren alle onderdelen voor 10 minuten in kokend water. Zorg ervoor dat alle onderdelen in het water zijn ondergedompeld en dat geen enkel onderdeel in direct contact met de bodem van het vat staat.
5. Laat alle onderdelen van het apparaat drogen op een schone handdoek of keukenpapier.
6. Houd de onderdelen van het apparaat in een schone zak, bak of andere schone plaats voor het volgende gebruik. Bewaar de onderdelen niet in een afgesloten bak als ze nog nat zijn.

LET OP

Was het hoofddeel niet onder stromend water en gebruik geen reinigingsmiddelen of schurende stoffen voor het schoonmaken. Het kan leiden tot een storing van het display

Reinig de onderdelen eenmaal per dag en na elk gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat niet beschadigd raakt bij het schoonmaken.

Gebruik geen scherp gereedschap om de siliconen onderdelen schoon te maken, dit kan ze beschadigen.

Zorg ervoor dat u de aanzuigklep niet tijdens het reinigen zijn beschadigd. Wanneer het beschadigd is, zal het apparaat niet goed werken.

De afzuigklep voorzichtig van het apparaat verwijderen. Spoel het af met schoon water tijdens het schoonmaken. Steek geen vingers of voorwerpen in het apparaat, het kan tot schade kan leiden

Gebruik geen ontsmettingsmiddelen om het apparaat te reinigen.

Als er na de ontsmetting in het water een wit laagje op delen van het apparaat achterblijft, kan dit erop wijzen dat het gebruikte water hard is. Droog het restant af met een schone handdoek en laat de onderdelen vanzelf drogen.

Oplossing van problemen

Probleem	Oplossing
Het apparaat schakelt niet in	• De batterij van het apparaat kan zijn ontladen of in een beschermstand staan als gevolg van langdurige opslag. Sluit het apparaat aan op de adapter om de batterij te activeren. • Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik en na langdurige opslag.
De bedrijfstijd wordt niet afgeteld wanneer de pauze/start-knop wordt ingedrukt.	• Raadpleeg een erkend servicecentrum bij problemen.
Het apparaat stopt met afkoken (het hoofddeel werkt niet) nadat op de pauze-/startknop is gedrukt	• Zorg ervoor het apparaat is ingeschakeld. • Raadpleeg een erkend servicecentrum bij problemen.

Probleem	Oplossing
Te weinig of geen afzuiging	• Zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat schoon, droog en correct en volledig zijn samengesteld. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de juiste montagerichting van de inlaatklep. • Controleer dat het verbindstuk correct in de container is geplaatst • Zorg ervoor dat de siliconen borstschild vgoed tegen de borst aansluit. • Neem contact op met een erkend servicecentrum als de zuigkracht niet is verbeterd. • Inspecteer onderdelen van het apparaat op scheuren en holtes.
Pijn of ongemak	• Pas de intensiteit aan of wijzig de modus. • Wijzig de positie of plaatsing tegen de borst. • De arts bij aanhoudende pijn of ongemak raadplegen.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.

LT

Gerbiamas Kliente!

Jei turite pastabų ar klausimų dėl įsigyto produkto, susisiekite su mumis:
help@lionelo.com

Gamintojas:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań (Poznanė), Lenkija

SVARBIOS INFORMACIJOS

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudoti produktą, kad susipažintumėte su jo funkcijomis ir naudotumėte jį pagal paskirtį. Saugos nurodymų nesilaikymas ir naudojimas nesilaikant instrukcijų gali pakenkti sveikatai.

Išsaugokite šią instrukciją, kad vėliau galėtumėte ja pasinaudoti.

1. Prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar protinėmis galimybėmis, taip pat asmenys, neturintys reikiamų žinių ir patirties naudojant prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą ir su tuo susijusią riziką.
2. Prietaisas nėra žaislas. Neleiskite vaikams su juo žaisti. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso be suaugusiojo priežiūros.
3. Netaisykite ir nekeiskite prietaiso. Šiuos darbus gali atlikti tik įgaliotas techninės priežiūros personalas. Naudokite tik originalias atsargines dalis.
4. Nejunkite prietaiso, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų. Tai taikoma pačiam prietaisui ir jo priedams, pvz. USB laidui.
5. Nenaudokite prietaiso, kai jis pradeda veikti netinkamai, buvo nukritęs ar panardintas į vandenį, per daug įkaista, pakitusi spalva, išsipūtęs ir atsiranda kitų nenormalių reiškinių. Kreipkitės į įgaliotąjį gamintojo servisą.
6. Niekada nepalikite prie maitinimo lizdo prijungto prietaiso be priežiūros.
7. Prietaisas nėra atsparus aukštai temperatūrai. Prietaisą naudokite toliau nuo šilumos šaltinių, aukštos temperatūros, karštų paviršių, tiesioginių saulės spindulių, kibirkščių, atviros liepsnos, alyvos ir aštrių kraštų.
8. Prietaisui valyti nenaudokite cheminių medžiagų. Neplaukite pagrindinio variklio bloko vandeniu.
9. Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
10. Nenardinkite viso prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite šalia vandens.

11. Nenaudokite prietaiso kitaip, nei numatyta.
12. Nenaudokite prietaiso ir nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis ar drėgnomis rankomis. Prieš surinkdami, įsitikinkite, kad visos pientraukio dalys yra sausos.
13. Prieš valydami arba perkeldami prietaisą, jį išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
14. Prieš ir po kiekvieno naudojimo išplaukite ir dezinfekuokite visus elementus, kurie prisilies prie kūno ir tiesiogiai liesis su pienu.
15. Prieš naudojimą ir laikymą kiekvieną dalį gerai išdžiovinkite.
16. Higienos sumetimais prietaisą turėtų naudoti tik vienas asmuo.
17. Jei naudodamiesi pientraukiu jaučiatės nepatogiai ar jaučiate skausmą, nedelsdami nustokite jį naudoti.
18. Nenaudokite prietaiso visą nėštumo laikotarpį.
19. Nenaudokite prietaiso, kai esate pavargę ar miegate.
20. Būkite ypač atsargūs naudodami prietaisą, kai šalia yra vaikų.
21. Nenaudokite prietaiso gulėdami arba atlikdami sunkius pratimus ar veiklą, kurios metu galite susižaloti.
22. Jei naudojant prietaisą motinos pienas nepasirodo ilgiau nei 5 minutes, nustokite naudoti pientraukį ir kreipkitės į gydytoją.
23. Jei turite implantuotą širdies stimuliatorių ar kitą elektros prietaisą, prieš naudojant prietaisą rekomenduojama pasitarti su gydytoju.
24. Jei prietaisas 30 minučių naudojamas aukščiausioje leistinoje aplinkos temperatūroje (30°C), silikoninis įdėklas gali įkaisti iki 45°C.
25. Elementus, kurie liečiasi su pienu, rekomenduojama keisti maždaug kas 3-6 mėnesius, priklausomai nuo prietaiso naudojimo dažnumo ir kai prietaisas nenaudojamas ilgą laiką.
26. Saugokite prietaisą ir jo baterijas nuo kraštutinių temperatūrų poveikio. Leidžiamas temperatūros diapazonas, kuriame galima įkrauti bateriją, yra 5°C – 35°C
27. Kai baterija visiškai įkrauta, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo.
28. Nenaudokite pieno iš butelių ar indų, ant kurių yra pažeidimo požymių.
29. Šiame prietaise naudojamos baterijos yra nekeičiamos.

30. Turėkite omenyje, kad metaliniai daiktai arba skysčiai gali sukelti siurblio USB-C lizdo arba akumuliatorių trumpąjį jungimą.
31. Jei elektros produktas pateko į vandenį ar kitus skysčius, nelieskite jo ir, jei įmanoma, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo, išjunkite jį ir kreipkitės į gamintoją.
32. Nenaudokite prietaiso vairuodami.
33. Prietaisas yra skirtas tikai naudoti patalpų viduje.

Prietaiso schema (pav. A)

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Silikoninis piltuvas su spenelio tuneliu | 6. Pieno indas |
| 2. Jungtis | 7. Pieno perpylimo anga |
| 3. Silikoninė membrana | 8. USB laidas |
| 4. Traukimo vožtuvas | 9. Liemenėlės segtukas |
| 5. Pagrindinis korpusas | 10. USB kabelis |

Pagrindinio bloko schema (pav. B)

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Jungiklis | 4. Intensyvumo lygio sumažinimas |
| 2. Sustabdymo (pauzės) / paleidimo mygtukas | 5. Darbo režimo perjungimas |
| 3. Intensyvumo lygio padidinimas | |

Ekranų schema (pav. C)

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Režimo intensyvumo lygio indikatorius | 4. Pieno traukimo režimas |
| 2. Darbo laiko indikatorius | 5. Masažo režimas |
| 3. Baterijos įkrovos lygio indikatorius | 6. Darbo laiko vienetas |

Pientraukio režimai

1. Masažo režimas - 9 lygiai. Masažas imituoja pradinę kūdikio žindymo fazę žindymo metu.

2. Pieno traukimo režimas - 9 lygiai. Šis režimas imituoja gilesnę kūdikio žindymo fazę žindymo metu.

Pientraukio surinkimas

DĖMESIO

Įsitikinkite, kad visos prietaiso dalys, kurios liečiasi su pienu, yra švarios ir dezinfekuotos. Siekiant išvengti prietaiso gedimo, visos jo dalys turi būti visiškai sausos.

Prieš surinkdami nusiplaukite rankas. Nelieskite rankomis vidinių prietaiso paviršių ir jo dalių, kurios liečiasi su pienu ir kūnu.

1. Įdėkite silikoningą membraną į pieno indą (pav. 1).
2. Sumontuokite traukimo vožtuvą (4, pav. A) ant jungties (2, pav. A). Įsitikinkite, kad vožtuvas yra visiškai įdėtas ir nukreiptas teisinga kryptimi (1, pav. 2).
3. Sumontuokite jungtį ant silikoningos membranos pieno inde (pav. 2). Įsitikinkite, kad jungtis yra paspausta iki galo.
4. Sumontuokite silikoningą piltuvą (1, pav. A) pieno inde. Silikoningą piltuvą įstatykite į pieno talpyklos perpylimo angą (pav. 3). Abiem rankomis prispauskite spenelio tunelį (1, pav. A.) prie jungties, o piltuvo flanšo kraštus - prie pieno indo (6, pav. A) kraštų, kad būtų užtikrintas visiškas sandarumas. Įsitikinkite, kad piltuvo flanšas ir spenelio tunelis yra tinkamai užkabinti.
5. Sujunkite pagrindinį bloką su pieno indu (pav. 4). Įsitikinkite, kad blokas tinkamai sumontuotas.
6. Prispauskite pientraukį prie krūties. Įsitikinkite, kad pasirinktas piltuvas gerai priglunda, o spenelis yra spenelio tunelio (1 pav. A) centre. Įdėkite prietaisą į liemenėlę (pav. 5).
7. Jei liemenėlė yra standi ir nelanksti, naudokite komplekte esantį liemenėlės segtuką. Atsekite liemenėlės dirželį, pritvirtinkite segtuką ir sureguliuokite ilgį pagal savo pageidavimus (pav. 6).

Pieno traukimas neturėtų būti skausmingas. Jei naudodamiesi pientraukiu jaučiatės nepatogiai ar jaučiate skausmą, nedelsdami nustokite jį naudoti.

Įsitikinkite, kad prietaisas gerai priglunda prie krūties ir kad tarp krūties ir silikoningo piltuvo nėra tarpo. Jei prietaisas netinkamai priglunda, sumažėja ištraukiamo pieno kiekis.

Prietaisą galima nešioti su standartine žindymo liemenėle tiek sėdint, tiek stovint. Būkite atsargūs, kad nepakeistumėte prietaiso padėties, kai jis veikia. Tai gali sutrikdyti prietaiso veikimą. Naudodami prietaisą nesilenkite.

Naudojimo būdas

DĖMESIO

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite prietaisą 2 valandas.

Prieš naudodami nusiplaukite rankas. Įsitikinkite, kad visos pientraukio dalys tinkamai surinktos, laikantis surinkimo instrukcijos, o prietaisas tinkamai priglunda prie kūno.

Nenaudokite per didelio intensyvumo lygio, kad nesukeltumėte diskomforto ar skausmo.

1. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite jungiklį (1, pav. 7). Prietaisas įsijungs paskutiniu režimu, kuriuo veikė ankstesnėje sesijoje.
2. Norėdami pakeisti darbo režimą naudojimo metu, paspauskite darbo režimo perjungimo mygtuką (2, pav. 7).
3. Režimo intensyvumo lygio indikatorius (1, pav. C) rodo dabartinį prietaiso veikimo lygį. Paspauskite intensyvumo lygio mažinimo ir didinimo mygtukus (3, pav. 7), kad perjungtumėte režimo intensyvumo lygius nuo 1 iki 9.
4. Paspauskite sustabdymo (pauzės) / paleidimo mygtuką (2, pav. B), kad sustabdytumėte prietaisą (pauzės režimas). Paspauskite dar kartą, kad tęsti darbą (4, pav. 7) Jei darbo pauzė trunka ilgesnį laiką, prietaisas išsijungs automatiškai po 3 minučių.
5. Norėdami įjungti foninį apšvietimą ir patikrinti surinkto pieno kiekį, paspauskite ir palaikykite sustabdymo / paleidimo mygtuką (4, pav. 7). Dar kartą paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad išjungtumėte foninį apšvietimą.
6. Norėdami išjungti prietaisą, trumpai paspauskite jungiklį (1, pav. B). Prietaisas automatiškai išsijungs po 30 minučių veikimo, jei neatliekami jokie veiksmai.

Produktas turi atminties funkciją. Išjungus ar pakeitus režimą, prietaisas automatiškai įsimena režimo intensyvumo lygį iš ankstesnio naudojimo.

Laiko indikatorius (2, pav. C) rodo esamą prietaiso veikimo laiką. Jei prietaisas sustabdytas (pauzės režimas), dabartinis naudojimo laikas bus rodomas tol, kol bus atnaujintas darbas arba prietaisas bus išjungtas. Jei norite pradėti naują pieno traukimo sesiją, išjunkite ir įjunkite prietaisą paspausdami jungiklį.

Norėdami sureguliuoti tam tikro režimo intensyvumo lygį, padidinkite jį, kol pajusite nedidelį diskomfortą (ne skausmą!), tada sumažinkite lygį vienu.

Pieno perpylimas

1. Kai prietaisas veikia, šiek tiek pasilenkite į priekį, kad įsitikintumėte, jog visas pienas iš spenelio tunelio subėgo į indą (1, pav. 8). Išjunkite prietaisą.
2. Švelniai nuimkite prietaisą nuo liemenėlės ir atjunkite nuo jo pagrindinį bloką (2, pav. G).
3. Pakreipkite pieno indą taip, kad suapvalinta dalis būtų apačioje. Tada per pieno perpylimo angą (7, pav. A) supilkite pieną į butelį arba indą, kuriame jis bus laikomas (3, pav. 8).

DĖMESIO

Nenaudokite prietaiso pienui laikyti. Nelaikykite prietaiso šaldytuve.

Pieno laikymas ir šildymas

Laikymas

1. Kambario temperatūroje (16-25°C) pieną galima laikyti iki 4 valandų (iki 6 valandų, esant labai švarioms traukimo sąlygoms).
2. Šaldytuve (4°C) pieną galima laikyti iki 3 dienų (iki 5 dienų, esant labai švarioms traukimo sąlygoms).
3. Šaldiklyje (-18°C) pieną galima laikyti iki 6 mėnesių (iki 9 mėnesių, esant labai švarioms traukimo sąlygoms).
4. Nelaikykite pieno šaldytuvo durelių lentynose.

Atitirpinimas ir pašildymas

1. Užšaldykite pieną plastikiniuose buteliuose, kurie tinka sąlyčiui su maistu, arba pieno laikymo maišeliuose.
2. Norėdami užšaldyti pieną, pripildykite indą $\frac{3}{4}$ jo tūrio, nes užšaldamas pienas plečiasi.

3. Kad atitirpinant išsaugotumėte pieno maistinę vertę, pirmiausia pieną dėkite į šaldytuvą (iki 24 valandų) arba laikykite kambario temperatūroje (iki 2 valandų). Pieną taip pat galite atitirpinti po šiltu tekančiu vandeniu, kurio temperatūra ne didesnė kaip 37°C. Pieną reikia suvartoti iškart po atšildymo.
4. Prieš maitinimą švelniai pakratykite pieno indą, kad jis tolygiai susimaišytų.

DĖMESIO

Prieš maitindami visada patikrinkite pieno temperatūrą.

Neatitirpinkite užšaldyto pieno mikrobangų krosnelėje arba verdančiame vandenyje, kad neprarastumėte maistinės vertės ir nenuplikytumėte vaiko.

Niekada pakartotinai neužšaldykite atšildyto pieno ir nelaikykite jo kambario temperatūroje ar šaldytuve.

Nenaudokite pieno iš pakuočių, turinčių pažeidimo požymių.

Įkrovimas

1. USB-C laido kištuką prijunkite prie prietaiso maitinimo lizdo pagrindinio bloko šone (pav. 9), o kitą galą su USB kištuku prijunkite prie USB adapterio (neįeina į komplektą).
2. Įkraunant baterijos lygio indikatorius mirksi (3, pav. C). Kai jis nustoja mirksėti, prietaisas yra visiškai įkrautas.

DĖMESIO

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite prietaisą 2 valandas.

Kad baterija tarnautų kuo ilgiau, laikykite prietaisą vėsioje vietoje, įkraukite jį, kol baterija visiškai neišsikrovė, ir visiškai įkraukite prietaisą prieš padėdami laikyti. Įkrovimui naudokite 5V DC 1A adapterį.

Prietaiso išardymas

1. Nuėmę pagrindinį bloką, atidarykite pieno indą iš apačios, traukdami silikoninį piltuvą (1, pav. 10).
2. Patraukite silikoninį piltuvą, kad atskirtumėte jį nuo prietaiso, tada išimkite įrengtą jungtį (2, pav. 10) iš indo.
3. Atjunkite įsiurbimo vožtuvą nuo pientraukio trišakio (3, pav. 10).

Valymas ir dezinfekcija

DĖMESIO

Nevalykite ir nedezinfekuokite pagrindinio prietaiso bloko arba maitinimo laido. Šios dalys nesiliečia su maistu.

Visas dalis, kurios liečiasi su kūnu ir pienu, nuplaukite atskirai viena nuo kitos iškart po naudojimo, kad maisto likučiai neišdžiūtų ir nesidaugintų bakterijos. Neplaukite jokių prietaiso dalių indaplovėje

Prieš pirmą naudojimą

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuplaukite jį valikliu ir sterilizuokite verdančiu vandeniu visas jo dalis, turinčias sąlytį su pienu (pieno indas, trišakis, vožtuvas ir piltuvai), išskyrus pagrindinį bloką. Laikykitės valymo ir dezinfekavimo nurodymų, pateiktų žemiau.

Po kiekvieno naudojimo

1. Po naudojimo išmontuokite pagrindinį bloką ir nuvalykite jį drėgna ir minkšta šluoste (1, pav. 11).
2. Po kiekvieno naudojimo išardykite prietaisą į atskiras dalis ir visas atskirtas dalis, kurios liečiasi su kūnu ir pienu, nuplaukite šiltu vandeniu, kad pašalintumėte maisto likučius.
3. Visas atskiras dalis nuplaukite šiltame vandenyje su švelniu plovikliu, o tada gerai nuplaukite švariame tekančiame vandenyje.
4. Norėdami dezinfekuoti, įdėkite visus elementus į verdantį vandenį bent 10 minučių. Įsitikinkite, kad visi elementai yra panardinti į vandenį ir nė vienas tiesiogiai neličia indo dugno.
5. Palikite visas prietaiso dalis išdžiūti ant švaraus rankšluosčio arba popierinio rankšluosčio.
6. Laikykite prietaiso dalis švariame maišelyje, inde arba kitoje arba švarioje vietoje iki kito naudojimo. Jei dalys vis dar drėgnos, nelaikykite jų sandariai uždarytame inde.

DĖMESIO

Neplaukite pagrindinio bloko po tekančiu vandeniu ir nenaudokite valiklių ar abrazyvinių medžiagų jam valyti. Dėl to gali sutrikti ekrano veikimas.

Valykite dalis, kurios liečiasi su kūnu, kartą per dieną ir po kiekvieno naudojimo. Būkite atsargūs valydami, kad nepažeistumėte prietaiso.

Silikoninių elementų valymui nenaudokite aštrių įrankių, nes galite juos sugadinti. Valydami būkite atsargūs, kad nepažeistumėte traukimo vožtuvo. Jei jie bus pažeisti, prietaisas neveiks tinkamai.

Siurbimo vožtuvą reikia atsargiai nuimti nuo prietaiso. Po valymo nuplaukite prietaisą švari vandeniu. Nekiškite į jį piršto ar kitų daiktų, nes taip galite jį sugadinti.

Prietaisui valyti nenaudokite dezinfekavimo priemonių.

Jei po sterilizavimo vandeniu ant prietaiso dalių pastebėjote baltų likučių, tai gali reikšti, kad naudojamas vanduo yra kietas. Nuvalykite likučius švari rankšluosčiu ir palikite dalis išdžiūti.

Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia	• Dėl ilgo nenaudojimo prietaiso baterija galėjo išsikrauti arba pereiti į apsauginę būseną. Norėdami aktyvuoti bateriją, turite prijungti prietaisą prie adapterio. • Visiškai įkraukite bateriją prieš naudodami prietaisą pirmą kartą ir po ilgesnio nenaudojimo laiko.
Veikimo laikas neskaičiuojamas paspaudus sustabdymo (pauzės) / paleidimo mygtuką	• Kreipkitės į įgaliotąjį serviso centrą.
Prietaisas nustojo traukti pieną (pagrindinis blokas neveikia) paspaudus sustabdymo (pauzės) / paleidimo mygtuką	• Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas. • Kreipkitės į įgaliotą serviso centrą.

Problema	Sprendimas
Nepakankama traukimo jėga arba jos trūksta	• Patikrinkite, ar visos prietaiso dalys yra švarios, sausos, tinkamai ir visiškai sumontuotos. Įsitikinkite, ar traukimo vožtuvus sumontuotas teisinga kryptimi. • Patikrinkite, ar jungtis tinkamai įstatyta į indą. • Patikrinkite, ar prietaiso silikoninis piltuvas tvirtai priglunda prie krūtinės. • Jei traukimo jėga nepadidėjo, kreipkitės į įgaliotą serviso centrą. • Patikrinkite, ar prietaiso dalys neturi įtrūkimų ir defektų.
Skausmas ir diskomfortas	• Sureguliuokite intensyvumo lygį arba pakeiskite darbo režimą. • Pakeiskite poziciją ar krūtų padėtį. • Jei jaučiate nuolatinį skausmą ar diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Nuotraukos yra tik iliustracinės, tikroji produktų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.

CS

Vážený zákazník!

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy k zakoupenému výrobku, kontaktujte nás:

help@lionelo.com

Výrobce:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polsko

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před prvním použitím výrobku si přečtěte tento návod, abyste se seznámili s jeho funkcemi a mohli jej používat v souladu s určením.

Nedodržování bezpečnostních pokynů a používání v rozporu s návodem může mít za následek poškození zdraví.

Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

1. Zařízení mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a také osoby bez patřičných znalostí a zkušeností s používáním zařízení, pokud jsou pod dohledem nebo byly dříve poučeny o bezpečném používání zařízení a s tím souvisejícím nebezpečí.
2. Toto zařízení není hračka. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.
3. Zařízení neopravujte ani neupravujte. Tyto činnosti může provádět pouze autorizovaný servis. Používejte pouze originální náhradní díly.
4. Nezapínejte zařízení, pokud zjistíte jakékoli poškození. Platí to jak pro samotné zařízení, tak i pro jeho příslušenství, např. USB kabel.
5. Zařízení nepoužívejte, pokud začne vadně fungovat, spadne nebo bylo ponořeno do vody, nadměrně se přehřívá, objeví se změna barvy, vyboulení a jiné neobvyklé jevy. Kontaktujte autorizovaný servis výrobce.
6. Zařízení nikdy nenechávejte zapojené do síťové zásuvky bez dohledu.
7. Zařízení není odolné proti vysokým teplotám. Zařízení používejte mimo dosah zdrojů tepla, vysokých teplot, horkých povrchů, přímého slunečního záření, zdrojů jiskření, otevřeného ohně, olejů a ostrých hran.
8. K čištění zařízení nepoužívejte chemické látky. Hlavní motorovou jednotku neumývejte vodou.
9. Po každém použití zařízení vypněte.
10. Neponořujte celé zařízení do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte v blízkosti vody.
11. Zařízení nepoužívejte v rozporu s určením.
12. Nepoužívejte spotřebič a nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama. Ujistěte se, že všechny části odsávačky jsou suché před poskládáním zařízení.

13. Před čištěním nebo přenášením vypněte zařízení a odpojte od zdroje napájení.
14. Před a po každém použití umyjte a vydezinfikujte všechny části, které budou přiléhat k tělu a přijdou do přímého kontaktu s mlékem.
15. Před každým použitím a uschováním důkladně osušte každou část.
16. Z hygienických důvodů může zařízení používat jedna osoba.
17. Pokud používání odsávačky mateřského mléka způsobuje nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte zařízení používat.
18. Zařízení nepoužívejte po celou dobu těhotenství.
19. Zařízení nepoužívejte, pokud jste unavení nebo spíte.
20. Buďte zvláště opatrní při používání zařízení v blízkosti dětí.
21. Nepoužívejte zařízení vleže nebo při namáhavém cvičení nebo při aktivitách, které mohou způsobit zranění.
22. Pokud se při používání zařízení mateřské mléko neobjeví déle než 5 minut, přestaňte odsávačku používat a poraďte se s lékařem.
23. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné elektrické zařízení, poraďte se před použitím zařízení s lékařem.
24. Pokud zařízení používáte při nejvyšší přípustné teplotě prostředí po dobu 30 minut, může silikonová vložka dosáhnout vysoké teploty.
25. Části, které přicházejí do styku s mlékem, měňte přibližně každých 3–6 měsíců, v závislosti na četnosti používání zařízení a při delším nepoužívání zařízení.
26. Nevystavujte zařízení a jeho baterie působení extrémních teplot. Přípustný teplotní rozsah, ve kterém lze nabíjet baterii, je 5 °C–35 °C.
27. Jakmile je baterie plně nabitá, okamžitě odpojte zařízení ze síťové zásuvky.
28. Nepoužívejte mléko z lahví nebo nádob, které vykazují známky poškození.
29. Baterie použité v tomto zařízení nejsou vyměnitelné.
30. Dávejte pozor na riziko zkratování zásuvky USB-C nebo akumulátoru čerpadla kovovými předměty nebo kapalinami.
31. Pokud se elektrický výrobek dostal do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou, nedotýkejte se ho, a pokud je to možné, odpojte přístroj ze zásuvky, vypněte ho a kontaktujte výrobce.

32. Zařízení nepoužívejte během řízení.
33. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.

Schéma jednotky (obr. A)

- | | |
|--|--|
| 1. Silikonový trychtýř s tunelem na bradavku | 7. Přepadový otvor |
| 2. Konektor | 8. Kabel USB-C |
| 3. Silikonová membrána | 9. Zapínání na podprsenku |
| 4. Sací ventil | 10. Nálevky o průměru 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm a 24 mm |
| 5. Hlavní tělo | |
| 6. Nádobka na mléko | |

Schéma hlavního tělesa (obr. B)

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Přepínač | 3. Zvýšení intenzity |
| 2. Tlačítko pozastavení / spuštění | 4. Snížení intenzity |
| | 5. Přepínání provozních režimů |

Schéma zobrazení (obr. C)

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Indikátor úrovně intenzity režimu | 4. Režim odsávání mléka |
| 2. Ukazatel provozní doby | 5. Režim masáže |
| 3. Indikátor stavu nabití baterie | 6. Jednotka pracovní doby |

Režimy odsávačky mléka

1. Režim masáže – 9 úrovní. Masáž simuluje počáteční fázi sání dítěte při kojení.
2. Režim odsávání stravy – 9 úrovní. Tento režim simuluje hlubší fázi sání dítěte při kojení.

Sestavení odsávačky mateřského mléka

POZNÁMKA

Ujistěte se, že všechny části stroje, které přicházejí do styku s mlékem, jsou umyté a vydezinfikované. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, musí být všechny jeho části zcela suché.

Před instalací si umyjte ruce. Nedotýkejte se rukama vnitřních povrchů spotřebiče a jeho částí, které přicházejí do styku s mlékem a vašim tělem.

1. Vložte silikonovou membránu do nádoby na mléko (obr. 1).
2. Nasadte sací ventil (4, obr. A) na konektor (2, obr. A). Ujistěte se, že je ventil zasunutý až na doraz a směřuje správným směrem (1, obr. 2).
3. Nasadte konektor na silikonovou membránu v nádobě na mléko (obr. 2). Dbejte na to, aby byl konektor co nejvíce stlačen dolů.
4. Na nádobu na mléko nasadte silikonovou nálevku (1, obr. A). Nasadte silikonovou nálevku do plnicího otvoru (obr. 3) na nádobě na mléko. Oběma rukama přitlačte tunel bradavky (1, obr. A) ke konektoru a okraje nálevky k okrajům nádoby na mléko (6, obr. A), abyste zajistili úplné utěsnění. Ujistěte se, že příruba trychtýře a tunel bradavky jsou správně upevněné.
5. Připojte hlavní těleso k nádobě na mléko (obr. 4). Ujistěte se, že tělo zařízení je správně nasazeno.
6. Odsávačku mateřského mléka pevně přiložte k prsu. Ujistěte se, že je zvolený trychtýř vybrán správně a že se bradavka nachází ve středu tunelu. Umístěte přístroj do podprsenky (obr. 5).
7. V případě tuhé a málo elastické podprsenky použijte sponku na podprsenku, která je součástí sady. Chcete-li to provést, rozepněte ramínko podprsenky, pak připevněte sponku a upravte délku dle svého uvážení (obr. 6).

Odsávání mléka by nemělo být bolestivé. Pokud používání odsávačky mateřského mléka způsobuje nepohodlí nebo bolest, okamžitě přestaňte zařízení používat. Ujistěte se, že zařízení těsně přiléhá k prsu a že mezi prsem a silikonovou nálevkou není žádný prostor. Špatné přísátí ovlivní množství odsátého mateřského mléka. Zařízení lze nosit se standardní kojící podprsenkou vsedě nebo vestoje. Je třeba dbát na to, aby se poloha spotřebiče nezměnila během jeho provozu. To může způsobit, že jednotka přestane fungovat. Při používání zařízení se nenaklánějte.

Způsob použití

POZNÁMKA

Před prvním použitím zařízení 2 hodiny nabíjejte.

Před použitím si umyjte ruce. Ujistěte se, že všechny části odsávačky mateřského mléka byly správně sestaveny podle návodu k montáži a že je přístroj sám správně připevněn k vašemu tělu.

Nepoužívejte příliš vysokou intenzitu, která by způsobovala nepohodlí nebo bolest.

1. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte vypínač (1, obr. 7). Zařízení se zapne v posledním režimu, ve kterém pracovalo v předchozí relaci.
2. Chcete-li během používání změnit provozní režim, stiskněte tlačítko přepínače režimů (2, obr. 7).
3. Indikátor úrovněintenzity režimu (1, obr. C) zobrazuje aktuální provozní úroveň jednotky. Stisknutím tlačítek pro snížení a zvýšení úrovně intenzity (3, obr. 7) přepínáte úroveň intenzity režimu mezi 1 a 9.
4. Stisknutím tlačítka pauzy/spuštění (2, obr. B) přístroj zastavíte (režim pauzy). Opětovným stisknutím provoz obnovíte (4, obr. 7). Pokud je pauza v provozudelsí dobu, přístroj se po 3 minutách automaticky vypne.
5. Chcete-li zapnout podsvícení a zkontrolovat množství odebraného mléka, stiskněte a podržte tlačítko pauzy/spuštění (4, obr. 7). Opětovným stisknutím a podržením tlačítka podsvícení vypnete.
6. Chcete-li přístroj vypnout, krátce stiskněte vypínač (1, obr. B).

Přístroj se automaticky vypne po 30 minutách provozu a bez jakéhokoli zásahu. Výrobek má paměťovou funkci. Při vypnutí nebo změně režimu si zařízení automaticky zapamatuje úroveň intenzity režimu z předchozího použití.

Ukazatel času (2, obr. C) zobrazuje aktuální dobu používání spotřebiče. Pokud je přístroj zastaven (režim pauzy), zobrazuje se aktuální doba používání, dokud není přístroj znovu spuštěn nebo vypnut. Pokud chcete zahájit nové odsávání, vypněte a zapněte přístroj stisknutím vypínače.

Chcete-li nastavit odpovídající úroveň intenzity určitého režimu, zvyšujte ji, dokud nepocítíte mírné nepohodlí (nikoli bolest!), a poté úroveň snižte o jednu.

Přelévání mléka

1. Za chodu přístroje se mírně nakloňte dopředu, abyste se ujistili, že všechno mléko z tunelu pro bradavku vyteklo do nádoby (1, obr. 8). Vypněte zařízení.
2. Opatrně vyjměte zařízení z podprsenky a odpojte hlavní část od podprsenky (2, obr. 8).
3. Nakloňte nádobu na mléko tak, aby její zaoblená část byla ve spodní části. Poté pomocí přepadového otvoru (7, obr. A) přelijte mléko do láhve nebo nádoby, ve které bude uloženo (3, obr. 8).

POZNÁMKA

Nepoužívejte přístroj ke skladování mléka. Přístroj neskladujte v chladničce.

Skladování a zahřívání mléka

Uchovávání

1. Při pokojové teplotě (16–25 °C) můžete mléko uchovávat až 4 hodiny (až 6 hodin v případě velmi čistých podmínek odsávání).
2. Mléko můžete uchovávat v chladničce (4 °C) až 3 dny (až 5 dnů v případě velmi čistých podmínek odsávání).
3. Mléko můžete uchovávat v mrazničce (–18 °C) až 6 měsíců (až 9 měsíců v případě velmi čistých podmínek odsávání).
4. Neuchovávejte mléko ve dveřích chladničky.

Rozmrazování a ohřívání

1. Mléko zmrazujte v potravinářských plastových lahvích nebo sáčkích na uchovávání mléka.
2. Chcete-li zmrazit mléko, naplňte nádobu do $\frac{3}{4}$ objemu, protože mléko při zmrazení zvětšuje svůj objem.
3. Chcete-li zachovat nutriční hodnoty mléka, rozmrazujte jej přirozeně v chladničce (až 24 hodin) nebo při pokojové teplotě (až 2 hodiny). Mléko můžete také rozmrazovat pod tekoucí teplou vodou s maximální teplotou 37 °C. Mléko pak použijte ihned po rozmrazení.
4. Před krmením jemně protřepejte nádobu s mlékem, aby se rovnoměrně promíchalo.

POZNÁMKA

Před podáním vždy zkontrolujte teplotu mléka.

Zmrazené mléko nerozmrazujte v mikrovlnné troubě nebo vroucí vodě, aby nedošlo ke ztrátě nutričních hodnot a popálení dítěte.

Nikdy znovu nerozmrazujte již jednou zmrazené mléko a neuchovávejte jej při pokojové teplotě nebo v chladničce.

Nepoužívejte mléko z obalů, které vykazují známky poškození.

Nabíjení

1. Připojte zástrčku kabelu USB-C k napájecí zásuvce zařízení na boku hlavního těla (obr. 9) a druhý konec s konektorem USB k adaptéru USB (není součástí dodávky).
2. Během nabíjení bliká indikátor stavu nabití baterie (3, obr. C). Když přestane blikat, znamená to, že je zařízení plně nabité.

POZNÁMKA

Před prvním použitím zařízení 2 hodiny nabíjejte.

Chcete-li zachovat dlouhou životnost baterie, skladujte zařízení na chladném místě, nabíjejte jej před úplným vybitím baterie a před uložením zařízení plně nabijte.

K nabíjení použijte adaptér 5V DC 1A.

Demontáž zařízení

1. Po sejmutí hlavního těla otevřete nádobu na mléko zespodu zatažením za silikonovou nálevku (1, obr. 10).
2. Vytažením silikonové nálevky ji oddělte od jednotky a poté vytáhněte sestavený konektor (2, obr. 10) z nádoby.
3. Oddělte sací ventil od nátrubku odsávačky (3, obr. 10).

Čištění a dezinfekce zařízení

POZNÁMKA

Nečistěte ani nedezinfikujte hlavní zařízení a jeho napájecí kabel. Tyto části nepřicházejí do styku se stravou.

Všechny části přicházející do kontaktu s tělem a mlékem umyjte odděleně ihned po použití, aby nezaschly zbytky stravy a nedošlo k rozvoji bakterií. Žádné části zařízení nemýjte v myčce nádobí.

Před prvním použitím

Před prvním použitím umyjte zařízení čisticím prostředkem a pak vysterilizujte vroucí vodou všechny jeho části, které přijdou do styku s mlékem (nádobu na mléko, zpětný ventil, ventil, membrána a trychtýře), kromě hlavního zařízení. Dodržujte níže uvedené pokyny pro čištění a dezinfekci.

Po každém použití

1. Po použití rozeberte hlavní těleso a očistěte je vlhkým a měkkým hadříkem (1, obr. 11).
2. Po každém použití rozeberte zařízení na jednotlivé části a všechny oddělené části přicházející do styku s tělem a mlékem umyjte studenou vodou, abyste odstranili zbytky mléka.
3. Všechny oddělené části umyjte v teplé vodě s jemným čisticím prostředkem a pak důkladně opláchněte pod čistou tekoucí vodou.
4. Za účelem dezinfekce vložte všechny části do vroucí vody alespoň na 10 minut. Ujistěte se, že všechny části jsou ponořeny ve vodě a žádná se nedotýká přímo dna hrnce.
5. Všechny části zařízení nechte vyschnout na čistém ručníku nebo papírové utěrce.
6. Do příštího použití uchovávejte části zařízení v čistém sáčku, nádobě nebo na jiném čistém místě. Pokud jsou části nadále vlhké, neskladujte je v těsně uzavřeném obalu.

POZNÁMKA

Hlavní část neumývejte pod tekoucí vodou a k čištění nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní látky. Může to způsobit poruchu displaye.

Jednou denně a po každém použití vyčistěte části, které přišly do styku s tělem.

Při čištění dávejte pozor, abyste zařízení nepoškodili.

K čištění silikonových prvků nepoužívejte ostré nástroje, protože by je mohly poškodit.

Při čištění dbejte na to, abyste nepoškodili sací ventil. Pokud se poškodí, nebude zařízení správně fungovat.

Sací ventil opatrně sejměte ze zařízení. Při čištění jej opláchněte v čisté vodě.

Nevkládejte do něj prst ani žádné předměty, protože by mohlo dojít k poškození.

K čištění zařízení nepoužívejte dezinfekční prostředky.

Pokud po sterilizaci uvidíte ve vodě bílé usazeniny na částech zařízení, může to znamenat, že použitá voda je tvrdá. Usazeniny setřete čistou utěrkou a nechte části volně vyschnout.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zařízení se nezapíná	- Baterie zařízení se mohla vybit nebo se dostat do ochranného stavu způsobeného dlouhým skladováním. Připojte zařízení k adaptéru a aktivujte baterii. - Před prvním použitím zařízení a po dlouhodobém skladování baterii plně nabijte.
Při stisknutí tlačítka pauzy/spuštění se čas běhu neodpočítává	Kontaktujte autorizovaný servis.
Po stisknutí tlačítka pauzy/spuštění stroj přestal odsávat	- Zkontrolujte, zda je spotřebič nabitý. - Kontaktujte autorizovaný servis výrobce.
Nedostatečné nebo žádné odsávání	- Zkontrolujte, zda jsou všechny části přístroje čisté, suché, správně a úplně smontované. Zvláštní pozornost věnujte správnému směru montáže sacího ventilu. - Zkontrolujte, zda je konektor správně zasunutý v zásobníku. - Zkontrolujte, zda silikonový trychtýř zařízení dobře přiléhá k prsu. - Pokud se sací výkon nezlepší, obraťte se na autorizované servisní středisko. - Zkontrolujte, zda na částech jednotky nejsou praskliny a dutiny.
Bolest nebo nepohodlí	- Upravte úroveň intenzity nebo změňte režim. - Změňte polohu nebo uložení prsou. - V případě neustupující bolesti nebo nepříjemných pocitů se poraďte s lékařem.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled výrobků se může lišit od vyobrazení na fotografiích.

Kedves Vásárló!

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a megvásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: help@lionelo.com

Gyártó:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Lengyelország

FONTOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék használatba vétele előtt, hogy megismerje annak funkcióit és azt a rendeltetésnek megfelelően használhassa.

A biztonsági utasítások be nem tartása, valamint a termék útmutatójában foglaltaktól eltérő használata egészségkárosodást okozhat.

Őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználás céljából.

1. Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, mozgáskorlátozott, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosokban szenvedő, valamint a készülék használatára vonatkozó kellő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy akkor használhatják, ha megfelelő eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan és megértették a készülék használatával járó kockázatokat.
2. Ez a készülék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekek játszanak a termékkel. Gyermekek elől elzárva tárolja. A tisztítást és karbantartást felnőtt felügyelete nélkül gyermekek nem végezhetik.
3. Nem szabad saját kezűleg megjavítani, valamint módosítást végrehajtani a terméken. Ezek a műveletek kizárólag a márkaszervizben hajthatók végre. Kizárólag eredeti pótalkatrészeket használjon.
4. Ne indítsa el a készüléket, ha bármilyen sérülést észlel. Ez vonatkozik mind a készülékre, mind a tartozékokra, például az USB kábelre.
5. Ne használja a készüléket, ha kezd hibásan működni, leesett vagy vízbe merült, túlságosan felhevül, elszíneződött, kidudorodott

vagy más rendellenességek jelentkeznek rajta. Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.

6. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a dugaljra csatlakoztatott készüléket.
7. A készülék nem hőálló. A készüléket hőforrásoktól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, közvetlen napfénytől, szikráktól, nyílt lángtól, olajoktól és éles élektől távol használja.
8. Ne használjon vegyszereket a készülék tisztításához. Ne mossa vízzel a mellszívó vezérlőegységet.
9. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket.
10. Ne merítse az egész készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne használja víz közelében.
11. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérően.
12. Ne használja a készüléket és ne érintse meg a tápegységet vizes vagy nedves kézzel. A készülék összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a mellszívó minden eleme száraz.
13. A készülék tisztítása vagy áthelyezése előtt kapcsolja ki és kapcsolja le a készüléket az áramforrásról.
14. Minden használat előtt és után mossa meg és fertőtlenítsé a készülék minden olyan elemét, amely a testéhez tapad és közvetlenül érintkezik a tejjel.
15. A termék használata és tárolása előtt alaposan szárítsa meg az egyes alkatrészeket.
16. Higiéniai okokból a készüléket egy személy használhatja.
17. Ha a mellszívó használata kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, azonnal fejezze be a készülék használatát.
18. Ne használja a készüléket terhesség alatt.
19. Ne használja a készüléket fáradtan vagy alvás közben.
20. Különös óvatossággal kell eljárni, ha a készüléket gyermekek közelében használja.
21. Ne használja a készüléket fekvé, illetve megerőltető testmozgás vagy esetleges sérülést okozó tevékenység közben.
22. Ha a készülék használata közben 5 percnél hosszabb ideig nem jelenik meg az anyatej, fejezze be a mellszívó használatát és forduljon orvosához.

23. Ha beültetett szívritmus-szabályozóval vagy más elektromos eszközzel rendelkezik, a készülék használatba vétele előtt beszéljen kezelőorvosával.
24. Ha a készüléket 30 percig a legmagasabb megengedett környezeti hőmérsékleten (30°C) használja, a szilikonbetét hőmérséklete elérheti a 45°C-ot.
25. A használat gyakoriságától függően, illetve, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, 3-6 havonta javasolt kicserélni a készülék anyatejjel érintkező alkatrészeit.
26. Ne tegye ki a készüléket és az akkumulátort szélsőséges hőmérsékletnek. Az akkumulátor töltéséhez megengedett környezeti hőmérséklet tartomány 5°C - 35°C.
27. Az akkumulátor teljes feltöltését követően haladéktalanul kapcsolja le a készüléket a hálózati aljzatról.
28. Ne használjon sérülés nyomait viselő üvegből vagy zacskóból származó tejet.
29. A készülékben használt akkumulátorok nem cserélhetők.
30. Ne feledje, hogy a fémtárgyak vagy folyadékok zárlatot okozhatnak a pumpa vagy az akkumulátor USB-C aljzatában.
31. Ha egy elektromos termék vízzel vagy más folyadékkal érintkezett, ne érintse meg és ha lehetséges, húzza ki a készüléket az elektromos aljzataból, kapcsolja ki és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
32. Ne használja a készüléket autózvezetés közben.
33. A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál.

A készülék felépítése (A. ábra)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Szilikon tölcser | 7. Töltőnyílás |
| bimbócsatornával | 8. USB kábel |
| 2. Csatlakozó | 9. Melltartó csat |
| 3. Szilikon membrán | 10. 15 mm, 17 mm, 19 mm, |
| 4. Szelepfaj | 21 mm és 24 mm átmérőjű |
| 5. Mellszívó vezérlőegység | tölcserék |
| 6. Tejgyűjtő edény | |

A vezérlőegység bemutatása (B. ábra)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Kapcsológomb | 4. Szívóerő csökkentése |
| 2. Pause / start gomb | 5. Üzem mód átkapcsolása |
| 3. Szívóerő növelése | |

A kijelző bemutatása (C. ábra)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Szívóerő jelző | 4. Fejő üzemmód |
| 2. Időjelzés | 5. Stimuláló üzemmód |
| 3. Akkumulátor töltési szint | 6. Időegység |

Mellszívó üzemmódok

1. Stimuláló üzemmód - 9 fokozat. A stimuláló masszázsa a baba kezdeti szopási fázisát szimulálja.
2. Fejő üzemmód - 9 fokozat. Ez az üzemmód a baba erőteljesebb szopási fázisát szimulálja a szoptatás során.

A mellszívó összeszerelése

FIGYELEM

Győződjön meg róla, hogy a készülék minden tejjel érintkező elemét megmosta és fertőtlenítette. A készülék károsodásának elkerülése érdekében minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

Mosson kezet a készülék összeszerelése előtt. Kerülje a készülék belső oldalainak, valamint a tejjel és a testtel érintkező részeinek kézzel történő érintését.

1. Helyezze a szilikon membránt a tejgyűjtő edénybe (1. ábra).
2. Helyezze fel a szelepefejet (4, A ábra) a csatlakozóra (2, A ábra). Ellenőrizze, hogy teljesen bedugta és a megfelelő irányba állította a szelepet (1, 2. ábra).
3. Helyezze fel a csatlakozót a tejgyűjtő edény szilikon membránjára (2. ábra). Ellenőrizze, hogy teljesen bedugta a csatlakozót.
4. Helyezze a szilikon tölcsejt (1, A ábra) a tejgyűjtő edényre. Illessze a szilikon tölcsejt a tejgyűjtő edény töltőnyílásába (3. ábra). A teljes tömítettség érdekében nyomja mindkét kezével a bimbócsatornát (1, A ábra) a csatlakozóhoz, valamint a tölcsejt peremét a tejgyűjtő edény (6, A ábra) pereméhez. Ellenőrizze, hogy a tölcsejt pereme és a bimbócsatorna megfelelően csatlakozott.

5. Csatlakoztassa a vezérlőegységet a tejgyűjtő edénnyel (4. ábra). Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a vezérlőegységet.
6. Nyomja szorosan a mellszívót a mellhez. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott tölcser jól illeszkedik, míg a mellbimbó a bimbócsatornában, annak közepén van (1, A ábra). Tegye be a készüléket a melltartóba (5. ábra).
7. Merev és rugalmatlan melltartó esetén használja a szetthez mellékelt melltartó csatot. Ehhez csatolja ki a melltartópántot, majd rögzítse a csatot és állítsa be a kívánt hosszúságot (6. ábra).

A fejés nem lehet fájdalmas. Ha a mellszívó használata kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, azonnal fejezze be a készülék használatát.

Győződjön meg róla, hogy az eszköz szorosan illeszkedik a mellhez, és a mell, valamint a szilikon tölcser között nincs szabad tér. A rossz illeszkedés befolyásolja a lefejt anyatej mennyiségét.

A készülék hagyományos szoptatós melltartóban, ülve és állva is viselhető. Ügyeljen arra, hogy a készülék pozíciója ne módosuljon használat közben. A készülék elmozdulása a működés leállítását eredményezheti. Ne hajoljon le a készülék használata közben.

Használat módja

FIGYELEM

Első használat előtt tölts fel a készüléket 2 órán keresztül.

Használat előtt mosson kezet. Ellenőrizze, hogy a mellszívó minden elemét megfelelően felszerelte az összeszerelési útmutatónak megfelelően, míg maga a készülék megfelelően illeszkedik a testhez.

Ne használja a készüléket kellemetlenséget vagy fájdalmat okozó túl magas intenzitási szinten.

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a kapcsológombot (1, 7. ábra). A készülék abban az üzemmódban fog bekapcsolni, amelyben az előző használat alatt használta.
2. A készülék használata közben az üzemmód az üzemmód kapcsológomb megnyomásával módosítható (2, 7. ábra).
3. Az üzemmód intenzitási szint jelzője (1, C ábra) a készülék aktuális intenzitási szintjét mutatja. Az üzemmód intenzitása a szívóerő csökkentő vagy növelő gombok (3, 7. Ábra) megnyomásával módosítható 1-től 9-ig.

4. Nyomja meg a pause / start gombot (2, B ábra) a készülék leállításához (pause mód). Nyomja meg újra a fejés folytatásához (4, 7. ábra). Ha hosszabb ideig pause módban hagyja a készüléket, a mellszívó 3 perc után automatikusan kikapcsol.
5. A háttérvilágítás bekapcsolásához, hogy ellenőrizni tudja a begyűjtött tej szintjét, nyomja meg és tartsa lenyomva a pause / start gombot (4, 7. ábra). Nyomja meg újra és tartsa benyomva a háttérvilágítás kikapcsolásához.
6. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a kapcsológombot (1, B ábra). Ha semmilyen beállítás módosítást nem végez a készüléken, a mellszívó 30 perc működés után automatikusan kikapcsol.

A termék memória funkcióval rendelkezik. A készülék kikapcsolása vagy üzemmód átállítása után a mellszívó automatikusan megjegyzi az előző használat intenzitási szintjét.

Az időjelzés (2, C ábra) a készülék aktuális használati idejét mutatja. A készülék leállítása esetén (pause mód) az aktuális használati idő a készüléket újraindításáig vagy a készülék kikapcsolásáig látható. Ha új fejést szeretne kezdeni, kapcsolja ki és kapcsolja be a készüléket a kapcsológomb megnyomásával.

Egy adott üzemmód megfelelő intenzitási szintjének beállításához növelje az intenzitást addig, amíg enyhe kellemetlenséget érez (de nem fájdalmat!), majd csökkentse a szintet egygel.

A lefejt tej átöntése

1. A gép működése közben óvatosan hajoljon előre, hogy a bimbócsatornában lévő összes tej a tejgyűjtő edénybe folyjon (1, 8. ábra). Kapcsolja ki a gépet.
2. Óvatosan vegye ki a készüléket a melltartóból és válassza le a mellszívó vezérlőegységét (2, 8. ábra).
3. Döntse meg a tejgyűjtő edényt, hogy a lekerekített része alulra kerüljön. Ezután, a töltőnyílás (7, A ábra) segítségével, öntse át a tejet abba az üvegbe vagy zacskóba, amelyben tárolni fogja (3, 8. ábra).

FIGYELEM

Ne használja a készüléket tej tárolására. Ne tárolja a készüléket a hűtőszekrényben.

Az anyatej tárolása és melegítése

Tárolás

1. A tej szobahőmérsékleten (16-25°C) 4 óráig tárolható (nagyon tiszta fejési körülmények mellett 6 óráig).
2. A tej hűtőszekrényben (4°C) 3 napig tárolható (nagyon tiszta fejési körülmények mellett 5 napig).
3. A tej fagyasztóban (-18°C) 6 hónapig tárolható (nagyon tiszta fejési körülmények mellett 9 hónapig).
4. Ne tárolja a tejet a hűtőszekrény ajtaján.

Felolvasztás és melegítés

1. A tejet műanyag ételtároló palackban vagy tejtároló zacskóban kell lefagyasztani.
2. Ha le szeretné fagyasztani a lefejt tejet, az anyatejtároló tasakot $\frac{3}{4}$ -ig kell megtölteni, mert fagyasztáskor megnő a tej térfogata.
3. A tej tápértékének megőrzése érdekében a tejet természetes módon hűtőszekrényben (24 óráig) vagy szobahőmérsékleten (2 óráig) kell kiolvasztani. A tejet legfeljebb 37 °C hőmérsékletű meleg folyóvíz alatt is kiolvaszthatja. Ebben az esetben a kiolvasztás után a tejet azonnal fel kell használni.
4. Etetés előtt óvatosan rázza fel a cumisüveget a tej összekeveréséhez.

FIGYELEM

Etetés előtt mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét.

Ne olvassza fel a fagyasztott tejet mikrohullámú sütőben vagy forró vízben, hogy elkerülje a tápanyagok elvesztését és a baba égési sérüléseinek kockázatát. Soha ne fagyassza vissza a már egyszer felolvasztott tejet, valamint ne tárolja szobahőmérsékleten vagy hűtőszekrényben.

Ne használjon fel olyan csomagokból származó tejet, amelyeken sérülés nyomai láthatók.

Töltés

1. Csatlakoztassa az USB-C kábel csatlakozóját a készülék vezérlőegységének oldalán található hálózati aljzatba (9. ábra), a kábel másik végét az USB dugóval az USB adapterhez (nem tartozék).

2. Töltés közben villog az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője (3, C ábra). Amint befejezi a villogást, a készülék teljesen fel van töltve.

FIGYELEM

Első használat előtt tölts fel a készüléket 2 órán keresztül.

Az akkumulátor hosszú élettartamának megőrzése érdekében tárolja a készüléket hűvös helyen, tölts fel, mielőtt az akkumulátor teljesen lemerülne, valamint teljesen tölts fel a hosszabb tárolás előtt.

A készülék töltéséhez 5V DC 1A adapter használatos.

A készülék szétszerelése

1. A vezérlőegység eltávolítása után nyissa ki alulról a tejgyűjtő edényt a szilikon tölcsér (1, 10. ábra) meghúzásával.
2. A szilikontölcsért meghúzva válassza le a készülékről, majd vegye ki az edényből a behelyezett csatlakozót (2, 10. ábra).
3. Válassza le a szelepfetet a mellszívó csatlakozójáról (3, 10. ábra).

A készülék tisztítása és fertőtlenítése

FIGYELEM

Ne tisztítsa vagy fertőtlenítse a készülék vezérlőegységét vagy tápkábelét. Ezek a részek nem érintkeznek az anyatejgel.

Az ételmaradékok kiszáradásának elkerülése és a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében a készülék minden testtel és tejjel érintkező részét közvetlenül a használat után, egymástól külön-külön kell elmosni. A készülék egyik eleme sem mosható mosogatógépben.

Első használat előtt

A készülék első használatba vétele előtt, a vezérlőegység kivételével, a készülék minden tejjel érintkező elemét (tejgyűjtő edény, csatlakozó, szelep és a tölcsérek) mossa meg tisztítószerszel, majd sterilizálja forrásban lévő vízzel. Kövesse az alábbi mosási és fertőtlenítési utasításokat.

Minden használat után

1. Használat után szerelje le a mellszívó vezérlőegységét és tisztítsa meg nedves, puha ruhával (1, 11. ábra).
2. Minden használat után szerelje szét a készüléket és öblítse le meleg vízzel a készüléknek a testtel és a tejjel érintkező levehető részeit a maradék táp eltávolításához.
3. Mossa meg enyhén szappanos meleg vízben az összes leszerelt tartozékot, majd alaposan öblítse le tiszta folyóvíz alatt.
4. Fertőtlenítéshez tegye az összes alkatrészt legalább 10 percre forrásban lévő vízbe. Győződjön meg róla, hogy minden elem elmerült a vízben és egyik sem érintkezik az edény aljával.
5. A készülék összes elemét hagyja megszáradni egy tiszta törülközőn vagy kéztörölőn.
6. A készülék következő használatáig tárolja a készülék elemeit egy tiszta táskában, edényben vagy más tiszta helyen. Ne tároljon nedves alkatrészeket szorosan lezárt csomagolásban.

FIGYELEM

Ne mossa a vezérlőegységet folyó víz alatt, és ne használjon tisztítószeret és súroló szövetet a tisztításához. Ez a kijelző meghibásodását eredményezheti. Naponta egyszer és minden használat után tisztítsa meg a testtel érintkező alkatrészeket. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a készülék. Ne használjon éles szerszámokat a szilikon elemek tisztításához, mert sérülést okozhat az alkatrészekben.

Ügyeljen arra, hogy tisztításkor ne sérüljön meg a szelepfej. Ha megsérül, a készülék nem fog megfelelően működni.

Óvatosan vegye ki a szelepféjet a készülékből. Tisztításkor öblítse le tiszta vízzel. Ne dugja bele az ujját vagy bármilyen más tárgyat, mert sérülést okozhat. Ne használjon fertőtlenítő szereket a készülék tisztításához.

A vízben végzett sterilizálást követően a készülék elemein megjelenő fehér lerakódás kemény vízre utalhat. Törölje le a lerakódást egy tiszta törülközővel és hagyja megszáradni a készülék elemeit.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	- A készülék akkumulátora lemerülhetett vagy a hosszabb ideig nem használt készülék akkumulátora védelmi állapotba kerülhetett. Csatlakoztassa a készüléket az adapterhez az akkumulátor aktiválásához. - Töltse fel teljesen az akkumulátort a készülék első használata előtt és hosszabb ideig nem használt készülék esetében.
A pause / start gomb megnyomása nem indítja el az idő visszaszámlálását	Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.
A pause / start gomb megnyomását követően leállt a fejés (nem működik a mellszívó vezérlőegysége)	- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a készüléket. - Lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel.
Nem elégséges szívóerő vagy nincs szívás	- Ellenőrizze, hogy a készülék minden eleme tiszta, száraz és megfelelően van felszerelve. A szelepfej behelyezésekor különösen ügyeljen a behelyezés megfelelő irányára. - Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a csatlakozót az edénybe. - Ellenőrizze, hogy a készülék szilikon tölcse szorosan illeszkedik a mellhez. - Ha továbbra sem nő a szívóerő, lépjen kapcsolatba a készülék márkaszervizével. - Ellenőrizze, hogy nincs sérülés, repedés vagy hiányzó rész a készülék elemein.

Probléma	Megoldás
Fájdalom vagy kellemetlenség	• Állítsa be az intenzitási szintet vagy módosítsa az üzemmódot. • Változtasson a mell vagy a tölcsér pozícióján. • Folyamatos fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén forduljon orvosához.

A képek csak tájékoztató jellegűek, a termékek tényleges kinézete eltérhet a képeken látottaktól.

RO

Dragă Clientule!

Dacă aveți comentarii sau întrebări cu privire la produsul pe care l-ați achiziționat, vă rugăm să ne contactați: **help@lionelo.com**

Producător

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polska

INFORMAȚII IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul pentru a vă familiariza cu funcțiile acestuia și pentru a-l utiliza conform destinației. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și utilizarea neconformă cu instrucțiunile pot avea ca rezultat vătămarea sănătății dumneavoastră.

Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

1. Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de persoane fără cunoștințe și experiență relevante în utilizarea aparatului, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în prealabil cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la riscurile asociate cu acesta.

2. Acest aparat nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu el. Țineți aparatul departe de îndemâna copiilor. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supravegherea unui adult.
3. Nu reparați și nu modificați aparatul. Aceste activități pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese de schimb originale.
4. Nu folosiți dispozitivul dacă observați orice defectiune. Acest lucru este valabil atât pentru dispozitivul în sine, cât și pentru accesoriile sale, cum ar fi cablul USB.
5. Nu utilizați dispozitivul dacă acesta începe să funcționeze defectuos, a fost scăpat sau scufundat în apă, se încălzește excesiv, se decolorează, se umflă sau apar alte fenomene anormale. Contactați centrul de service autorizat al producătorului.
6. Nu lăsați niciodată dispozitivul conectat la o priză de curent nesupravegheat.
7. Dispozitivul nu este rezistent la temperaturi ridicate. Utilizați dispozitivul departe de surse de căldură, temperaturi ridicate, suprafețe fierbinți, lumina directă a soarelui, surse de scântei, flăcări deschise, uleiuri și muchii ascuțite.
8. Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța dispozitivul. Nu spălați unitatea principală a motorului cu apă.
9. Opriți aparatul după fiecare utilizare.
10. Nu scufundați întregul dispozitiv în apă sau în alte lichide. Nu utilizați în apropierea apei.
11. Nu folosiți aparatul în mod necorespunzător.
12. Nu utilizați aparatul și nu atingeți sursa de alimentare cu mâinile umede sau ude. Asigurați-vă că toate componentele pompei de sân sunt uscate înainte de asamblarea dispozitivului.
13. Înainte de a curăța sau de a muta aparatul, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare.
14. Înainte și după fiecare utilizare, spălați și dezinfecțați toate părțile care vor adera la corp și vor intra în contact direct cu laptele.
15. Se usucă cu atenție fiecare articol înainte de utilizare și depozitare.

16. Din motive de igienă, aparatul trebuie utilizat de o singură persoană.
17. Dacă utilizarea pompei de sân provoacă disconfort sau durere, întrerupeți imediat utilizarea aparatului.
18. Nu utilizați aparatul pe toată durata sarcinii.
19. Nu utilizați aparatul atunci când sunteți obosită sau dormiți.
20. Este necesară o atenție deosebită atunci când se utilizează dispozitivul în apropierea copiilor.
21. Nu utilizați dispozitivul în timp ce sunteți culcat sau în timpul exercițiilor fizice sau al activităților intense care ar putea provoca leziuni.
22. Dacă laptele matern nu apare timp de mai mult de 5 minute în timp ce utilizați aparatul, încetați să mai folosiți pompa de sân și consultați medicul dumneavoastră.
23. Dacă aveți un stimulator cardiac implantat sau un alt dispozitiv electric, se recomandă să vă consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
24. Dacă dispozitivul este utilizat la cea mai ridicată temperatură ambiantă admisă (30°C) timp de 30 de minute, inserția de silicon poate atinge 45°C.
25. Se recomandă înlocuirea componentelor care intră în contact cu laptele la fiecare aproximativ 3-6 luni, în funcție de frecvența de utilizare și atunci când dispozitivul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
26. Nu expuneți aparatul și bateriile acestuia la temperaturi extreme. Intervalul de temperatură admisibil în care poate fi încărcată bateria este de 5°C - 35°C.
27. Când bateria este complet încărcată, scoateți imediat aparatul din priza de alimentare.
28. Nu folosiți lapte din sticle sau recipiente care prezintă semne de deteriorare pe ele.
29. Bateriile utilizate în acest aparat nu pot fi înlocuite.
30. Fiți conștient de riscul ca priza USB-C a pompei sau acumulatorul să fie scurtcircuitate de obiecte metalice sau lichide.
31. Dacă un produs electric a intrat în contact cu apă sau alte lichide, nu îl atingeți și, dacă este posibil, scoateți dispozitivul din priză, opriți-l și contactați producătorul.

32. Nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți.
33. Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării interne.

Diagrama dispozitivului (fig. A)

- | | |
|---|---|
| 1. Pâlnie din silicon cu tunel pentru mamelon | 7. Orificiu de revărsare |
| 2. Conector | 8. Cablu USB |
| 3. Membrana de silicon | 9. Cataramă suport |
| 4. Supapă de aspirație | 10. Pâlnii cu diametre 15mm, 17mm, 19mm, 21mm și 24mm |
| 5. Corpul principal | |
| 6. Recipient pentru lapte | |

Diagrama corpului principal (fig. B)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Întrerupător pornire /oprire | 4. Reducerea nivelului de intensitate |
| 2. Buton pauză / start | |
| 3. Creșterea nivelului de intensitate | 5. Comutarea modului de funcționare |

Diagrama de afișare (fig. C)

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Indicator de nivel de intensitate a modului | 3. Indicator de nivel al bateriei |
| 2. Indicator de timp de funcționare | 4. Mod extracție a laptelui |
| | 5. Mod masaj |
| | 6. Unitatea de timp de lucru |

Modurile pompei de sân

1. Modul masaj - 9 niveluri. Masajul simulează faza inițială de supt a bebelușului în timpul alăptării.
2. Modul de extracție - 9 niveluri. Acest mod simulează faza de supt mai profundă a bebelușului în timpul alăptării.

Asamblarea pompei de sân

ATENȚIE:

Asigurați-vă că toate părțile aparatului care intră în contact cu laptele sunt spălate și dezinfectate. Pentru a evita deteriorarea aparatului, toate părțile trebuie să fie complet uscate.

Spălați-vă pe mâini înainte de montare. Evitați să atingeți cu mâinile suprafețele interne ale dozatorului și părțile acestuia care vin în contact cu laptele și cu corpul dumneavoastră.

1. Introduceți membrana de silicon în recipientul pentru lapte (fig. 1).
2. Instalați supapa de aspirație (4, fig. A) pe adaptor (2, fig. A). Asigurați-vă că supapa este introdusă complet și orientată în direcția corectă (1, fig. 2).
3. Instalați conectorul pe membrana siliconică din recipientul pentru lapte (fig. 2). Asigurați-vă că dispozitivul de fixare este complet presat.
4. Instalați pâlnia de silicon (1, fig. A) în recipientul pentru lapte. Introduceți pâlnia de silicon în orificiul de umplere (fig. 3) de pe recipientul de lapte. Apăsați tunelul mamelonului (1, fig. A) pe adaptor și marginile flanșei pâlniei pe marginea recipientului pentru lapte (6, fig. A) cu ambele mâini pentru a asigura o etanșare completă. Asigurați-vă că gulerul pâlniei și tunelul mamelonului sunt cuplate corespunzător.
5. Conectați corpul principal la recipientul pentru lapte (fig. 4). Asigurați-vă că carcasă este montată corect.
6. Apăsați pompa de sân strâns împotriva sânelui. Asigurați-vă că pâlnia aleasă se potrivește bine și că mamelonul este în tunelul mamelonului (1, fig. A) și centrat. Așezați dispozitivul în sutien (fig. 5).
7. În cazul unui sutien rigid și puțin elastic, folosiți clema de sutien furnizată în set. Pentru a face acest lucru, desfaceți cureaua sutienului, apoi fixați clema și reglați lungimea în funcție de preferințe (fig. 6).

Alăptarea nu trebuie să fie dureroasă. Dacă utilizarea pompei de sân vă provoacă disconfort sau durere, încetați imediat utilizarea aparatului.

Asigurați-vă că dispozitivul este bine ajustat la sân și că nu există spațiu între sân și pâlnia de silicon. O potrivire necorespunzătoare va afecta cantitatea de lapte matern pompat.

Dispozitivul poate fi purtat cu un sutien de alăptare standard, stând jos sau în picioare. Trebuie avut grijă să se asigure că poziția unității nu se modifică în

timpul funcționării. Acest lucru poate duce la oprirea funcționării unității. Nu vă aplecați atunci când utilizați aparatul.

Mod de utilizare

ATENȚIE:

Încărcați dispozitivul timp de 2 ore înainte de prima utilizare.

Spălați-vă pe mâini înainte de utilizare. Asigurați-vă că toate piesele pompei de sân sunt asamblate corect conform instrucțiunilor de asamblare și că dispozitivul în sine este corect adaptat la corpul dumneavoastră.

Nu utilizați un nivel de intensitate prea ridicat, care să provoace disconfort sau durere.

1. Ați porni dispozitivul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire (1, fig. 7). Aparatul se va porni în ultimul mod în care a funcționat în sesiunea anterioară.
2. Pentru a schimba modul de funcționare în timpul utilizării, apăsați butonul comutatorului modului de funcționare (2, fig. 7).
3. Indicatorul de nivel al intensității modului (1, fig. C) afișează nivelul curent de funcționare al unității. Apăsați butoanele de scădere și creștere a nivelului de intensitate (3, fig. 7) pentru a comuta nivelurile de intensitate ale modului între 1 și 9.
4. Apăsați butonul pauză / pornire (2, fig. B) pentru a opri funcționarea utilajului (modul pauză). Apăsați din nou pentru a relua funcționarea (4, fig. 7). Dacă pauza de funcționare este menținută pentru o perioadă prelungită, unitatea se va opri automat după 3 minute.
5. Pentru a aprinde lumina de fundal pentru a verifica nivelul de lapte colectat, țineți apăsat butonul de pauză / pornire (4, fig. 7). Apăsați și mențineți apăsat butonul din nou pentru a dezactiva iluminarea de fundal.
6. Pentru a opri dispozitivul, apăsați scurt pe butonul de pornire/oprire (1, fig B).

Aparatul se va opri automat după 30 de minute de funcționare și după ce nu se întreprinde nicio acțiune.

Produsul are o funcție de memorie. Atunci când un mod este oprit sau schimbat, aparatul își amintește automat nivelul de intensitate al modului respectiv de la utilizarea anterioară.

Afișajul de timp (2, fig. C) indică ora curentă de utilizare a aparatului. Dacă aparatul este oprit (modul pauză), ora curentă de utilizare va fi afișată până la reluarea funcționării sau până când aparatul este oprit. Dacă doriți să începeți o nouă sesiune de pompare, opriți și porniți mașina apăsând comutatorul de pornire/oprire.

Pentru a regla nivelul de intensitate adecvat unui anumit mod, creșteți-l până când simțiți un ușor disconfort (nu durere!), apoi reduceți nivelul cu o unitate.

Transferul laptelui

1. În timp ce dispozitivul este în funcțiune, aplecați-vă ușor înainte pentru a vă asigura că tot laptele din tunelul mamelonului curge în recipient (1, fig. 8). Opriți aparatul.
2. Scoateți ușor dispozitivul din sutien și deconectați corpul principal de la sutien (2, fig. 8).
3. Înclinați recipientul pentru lapte astfel încât partea rotunjită să se afle în partea de jos. Apoi, folosind orificiul de deversare (7, fig. A), transferați laptele în sticla sau recipientul în care va fi depozitat (3, fig. 8).

ATENȚIE:

Nu utilizați aparatul pentru a depozita laptele. Nu depozitați aparatul în frigider.

Depozitarea și încălzirea laptelui

Depozitare

1. La temperatura camerei (16-25°C), laptele poate fi păstrat timp de până la 4 ore (până la 6 ore în condiții de colectare foarte curată).
2. În frigider (4°C), laptele poate fi păstrat timp de până la 3 zile (până la 5 zile în cazul unor condiții de colectare foarte curate).
3. În congelator (-18°C), laptele poate fi păstrat timp de până la 6 luni (până la 9 luni în condiții de colectare foarte curată).
4. Nu depozitați laptele pe ușa frigiderului.

Dezghețarea și încălzirea

1. Congelați laptele în sticle de plastic pentru alimente sau în pungi de depozitare a laptelui.

2. Pentru a congela laptele, umpleți recipientul până la $\frac{3}{4}$, deoarece laptele își mărește volumul atunci când este congelat.
3. Pentru a păstra valoarea nutritivă a laptelui, dezghețați-l în mod natural la frigider (până la 24 de ore) sau la temperatura camerei (până la 2 ore). De asemenea, puteți decongela laptele sub jet de apă caldă cu o temperatură maximă de 37°C. Laptele ar trebui apoi utilizat imediat după decongelare.
4. Înainte de hrănire, agitați ușor recipientul cu lapte pentru a-l amesteca uniform.

ATENȚIE:

Verificați întotdeauna temperatura laptelui înainte de servire.

Nu decongelați laptele congelat în cuptorul cu microunde sau în apă clocotită pentru a evita pierderea valorii nutritive și pentru a nu vă scoca bebelușul.

Nu recongelați niciodată laptele care a fost deja decongelat și păstrați-l fie la temperatura camerei, fie în frigider.

Nu utilizați lapte din ambalaje care prezintă semne de deteriorare.

Încărcare

1. Conectați mufa cablului USB-C la priza de alimentare a dispozitivului de pe partea laterală a corpului principal (fig. 9) și celălalt capăt cu mufa USB la adaptorul USB (nu este inclus).
2. În timpul încărcării, indicatorul de nivel al bateriei clipește (3, fig. C). Când încetează să mai clipească, aceasta indică faptul că dispozitivul este complet încărcat.

ATENȚIE:

Încărcați dispozitivul timp de 2 ore înainte de prima utilizare.

Pentru a păstra durata de viață lungă a bateriei, depozitați dispozitivul într-un loc răcoros, încărcați-l înainte ca bateria să se epuizeze la zero și încărcați complet dispozitivul înainte de a-l depozita.

Utilizați un adaptor de 5V DC 1A pentru încărcare.

Demontarea dispozitivului

1. După îndepărtarea corpului principal, deschideți recipientul pentru lapte de jos trăgând de pâlnia din silicon (1, fig. 10).
2. Prin tragerea pâlniei de silicon, separați-o de dispozitiv și apoi scoateți conectorul asamblat (2, fig. 10) din recipient.
3. Separați supapa de aspirație de teul pompei de sân (3, fig. 10).

Curățarea și dezinfectarea dispozitivului

ATENȚIE:

Nu curățați și nu dezinfectați corpul principal sau cablul de alimentare al dispozitivului. Aceste părți nu intră în contact cu alimentele.

Spălați separat toate părțile în contact cu corpul și laptele imediat după utilizare pentru a evita uscarea reziduurilor de lapte matern și pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor. Nu spălați nicio piesă a aparatului în mașina de spălat vase.

Înainte de prima utilizare

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, spălați cu un agent de curățare și apoi sterilizați cu apă clocotită toate părțile care vor intra în contact cu laptele (recipientul pentru lapte, teul, supapa, diafragma și pâlniile), cu excepția corpului principal. Urmați instrucțiunile de spălare și dezinfectare de mai jos.

După fiecare utilizare

1. Po utilizare, demontați corpul principal și curățați-l cu o cârpă umedă și moale (1, fig. 11).
2. După fiecare utilizare, dezasamblați aparatul în părți individuale și clătiți cu apă rece toate părțile separate care intră în contact cu corpul și laptele pentru a îndepărta reziduurile alimentare.
3. Spălați toate părțile separate în apă caldă cu un detergent delicat, apoi clătiți bine sub jet de apă curată.
4. Pentru a dezinfecta, puneți toate piesele în apă clocotită timp de cel puțin 10 minute. Asigurați-vă că toate piesele sunt scufundate în apă și că niciuna nu atinge direct fundul vasului.
5. Lăsați toate piesele aparatului să se usuce pe un prosop curat sau pe un prosop de hârtie.

6. Depozitați piesele dispozitivului într-o pungă curată, într-un recipient sau într-un alt loc curat până la următoarea utilizare. Dacă piesele sunt încă umede, nu le depozitați într-un recipient sigilat.

ATENȚIE:

Nu spălați corpul principal sub jet de apă și nu utilizați detergenți sau țesături abrazive pentru a-l curăța. Acest lucru poate duce la o întrerupere a afișajului. Curățați piesele care au fost în contact cu corpul o dată pe zi și după fiecare utilizare. Aveți grijă să nu deteriorați aparatul în timpul curățării.

Nu utilizați unelte ascuțite pentru a curăța componentele din silicon, deoarece acest lucru le poate deteriora.

Trebuie să aveți grijă să nu deteriorați supapa de aspirație în timpul curățării. În caz de deteriorare, dispozitivul nu va funcționa corect.

Supapa de aspirație trebuie scoasă cu atenție din utilaj. Când îl curățați, clătiți-l în apă curată. Nu introduceți degetul sau alte obiecte în el, deoarece acest lucru poate duce la deteriorare.

Nu utilizați dezinfectanți pentru a curăța aparatul. Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța dispozitivul.

Dacă observați un depozit alb pe piesele aparatului după sterilizarea în apă, acest lucru poate indica faptul că apa folosită este dură. Ștergeți reziduurile cu un prosop curat și lăsați piesele să se usuce singure.

Soluționarea problemelor

Problemă	Soluționarea
Dispozitivul nu pornește	• Este posibil ca bateria dispozitivului să se fi descărcat sau să fi intrat în starea de protecție din cauza depozitării îndelungate. Conectați dispozitivul la adaptor pentru a activa bateria. • Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare și după depozitarea pe termen lung.

Problemă	Soluționarea
Timpul de funcționare nu scade atunci când este apăsat butonul de pauză/pornire	• Contactați centrul de service autorizat
Aparatul a încetat să mai pompeze (corpul principal nu funcționează) după ce ați apăsat butonul de pauză/pornire	• Asigurați-vă că mașina este pornită • Contactați un centru de service autorizat pentru aparat.
Aspirație insuficientă sau lipsă de aspirație	• Verificați dacă toate piesele aparatului sunt curate, uscate, corect și complet asamblate. Acordați o atenție deosebită direcției corecte de instalare a supapei de aspirare. • Verificați dacă conectorul este așezat corect în recipient. • Verificați dacă pâlnia de silicon a dispozitivului aderă exact la sân. • Dacă puterea de aspirare nu s-a îmbunătățit, contactați un service autorizat pentru aparate. • Verificați dacă există fisuri și cavități în părțile aparatului.
Durere sau disconfort	• Reglați nivelul de intensitate sau schimbați modul de funcționare. • Schimbați poziția sau poziția sânelui. • În caz de durere sau disconfort persistent, adresați-vă medicului.

Fotografiile au caracter pur informativ, aspectul real al produselor poate diferi de cel prezentat în fotografii.

Bästa Kund!

Om du har några anmärkningar eller frågor om den inköpta produkten, kontakta oss gärna på: **help@lionelo.com**

Tillverkare:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIKTIG INFORMATION

Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten för att bekanta dig med dess funktioner och använda den på ändamålsenligt sätt.

Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna och användning som inte överensstämmer med bruksanvisningen kan orsaka hälsoskada.

Spara instruktionen för framtida användning.

1. Produkten får användas av barn som är 8 år eller äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer som inte har lämplig kunskap och erfarenhet av att använda den, förutsatt att de övervakas eller har blivit instruerade om säker användning av produkten och de risker som är förknippade med den.
2. Den här produkten är ingen leksak. Låt inte barn leka med den. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan tillsyn.
3. Reparera eller modifiera inte produkten. Dessa aktiviteter kan endast utföras av en auktoriserad service. Använd endast originalreservdelar.
4. Starta inte enheten om du har märkt någon skada. Det gäller själva enheten men också tillbehör, t.ex. USB-kabeln.
5. Använd inte enheten om den börjar fungera felaktigt, har tappats eller doppats i vatten, blir för varm, får missfärgningar, utbuktningar eller andra ovanliga fenomen uppstår. Kontakta auktoriserad servicecenter.
6. Lämna aldrig produkten ansluten till eluttag utan uppsikt.

7. Enheten är inte tålig mot höga temperaturer. Använd produkten borta från värmekällor, höga temperaturer, heta ytor, direkt solljus, gnistor, öppen låga, olja och vassa kanter.
8. Använd inte kemikalier för att rengöra produkten. Huvudenheten med motor bör inte rengöras med vatten.
9. Stäng av efter varje användning.
10. Sänk inte ner hela enheten i vatten eller andra vätskor. Använd inte nära vatten.
11. Använd inte enheten i strid med dess avsedda användning.
12. Använd inte produkten och rör inte laddaren med våta eller blöta händer. Se till att alla bröstpumpens delar är torra innan du sätter ihop den.
13. Stäng av enheten och koppla bort från el innan du rengör eller flyttar på produkten.
14. Innan och efter varje rengöring, tvätta och desinficera alla delar som kommer sitta mot kroppen och kommer i direkt kontakt med mjölken.
15. Torka varje del helt innan användning och förvaring.
16. Av hygieniska skäl bör produkten användas av bara en person.
17. Om användning av bröstpumpen gör ont eller är obehagligt, sluta använda den omedelbart.
18. Använd inte produkten under hela graviditeten.
19. Använd inte produkten när du är trött eller sover.
20. En särskild uppmärksamhet krävs om enheten används nära barn.
21. Använd inte produkten när du ligger ner eller under ansträngande träning eller aktivitet som kan orsaka skada.
22. Om bröstmjölken inte kommer ut under mer än 5 minuter när du använder pumpen, sluta använda den och kontakta läkare.
23. Om du har en pacemaker eller annan elektrisk apparat rekommenderar vi att du rådgör med din läkare innan du använder enheten.
24. Om enheten används vid högsta tillåtna omgivningstemperatur (30°C) i 30 minuter, kan silikoninsatsen nå en temperatur på 45°C.
25. Det rekommenderas att byta ut de delar som kommer i kontakt med mjölk ungefär var 3-6:e månad, beroende på hur ofta enheten används, och när enheten inte används under en längre tid.

26. Utsätt inte enheten och dess batterier för extrema temperaturer. Det tillåtna temperaturvariationen inom vilket batteriet kan laddas är 5°C - 35°C.
27. När batteriet är fullladdat, koppla omedelbart bort enheten från eluttaget.
28. Använd inte mjölk från flaskor eller behållare som visar tecken på skada.
29. Batterierna som används i denna enhet är ej utbytbara.
30. Var uppmärksam på risken för att metallföremål eller vätskor kortsluter USB-C-porten på pumpen eller batteriet.
31. Om en elektrisk produkt har varit i kontakt med vatten eller andra vätskor, rör den inte och, om möjligt, koppla bort enheten från eluttaget, stäng av den och kontakta tillverkaren.
32. Använd inte enheten när du kör.
33. Denna enhet är endast avsedd för internt bruk.

Enhetsdiagram (fig. A)

- | | |
|---|---|
| 1. Silikontratt med tunnel för bröstvårta | 7. Hål för att hälla upp mjölken |
| 2. Anslutning | 8. USB-sladd |
| 3. Silikonmembran | 9. Spänne för bh |
| 4. Sugventil | 10. Trattar med diametrar på 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm och 24 mm |
| 5. Huvuddel | |
| 6. Mjölkbhållare | |

Diagram över huvuddelen (fig. B)

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. PÅ-/AV-knapp | 4. Minska intensitetsnivån |
| 2. Knapp för paus/ start | 5. Ändring av läget |
| 3. Höja intensitetsnivån | |

Diagram över skärmen (fig. C)

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Indikator för lägets intensitetsnivå | 4. Pumpning av bröstmjölken |
| 2. Timer | 5. Massageläge |
| 3. Indikator för batterinivå | 6. Arbetstidsenhet |

Bröstpumps funktioner

1. Massageläge - 9 nivåer. Massagen simulerar barnets första sugfas under amning.
2. Pumpning av bröstmjölken- 9 nivåer. Den här funktionen simulerar djupare sugfas under amning.

Montering av bröstpumpen

OBSERVERA

Se till att alla delar som har kontakt med mjölken är rengjorda och desinficerade. För att undvika skador på enheten, måste alla delar vara helt torra.

Tvätta händerna innan montering. Undvik att röra med händerna enhetens inre ytor och dess delar som kommer i kontakt med mjölk och din kropp.

1. Sätt in silikonmembranet i mjölkbehållaren (fig. 1).
2. Montera sugventilen (4, fig. A) på anslutningen (2, fig. A). Se till att ventilen är helt insatt och riktad mot korrekt riktning (1, fig. 2).
3. Montera anslutningen på silikonmembranet i mjölkbehållaren (fig. 2). Se till att anslutningen sitter åt så mycket det går.
4. Placera silikontratten (1, fig. A) i mjölkbehållaren. Anpassa silikontratten till mjölkhållningshålet (fig. 3) på mjölkbehållaren. Använd båda händerna och tryck brösttratten (1, fig. A) mot anslutningen och kanterna på tratten mot kanten på mjölkbehållaren (6, fig. A) för att säkerställa en fullständig tätning. Se till att kanten på tratten och brösttratten är ordentligt inkopplade.
5. Anslut huvuddelen med mjölkbehållaren (fig. 4). Se till att huvuddelen är korrekt monterad.
6. Tryck bröstpumpen tätt mot bröstet. Se till att den valda tratten passar bra, och att bröstvårtan är placerad i brösttratten (1, fig. A) och är centrerad. Placera enheten i din bh (fig. 5).
7. Om du har en styv och oflexibel bh, använd bh-spännet som ingår i setet. För att göra detta, lossa bh-ärmen, fäst sedan spännet och justera längden enligt dina önskemål (fig. 6).

Pumpning bör inte göra ont. Om användning av bröstpumpen gör ont eller är obehagligt, sluta använda den omedelbart.

Se till att enheten är väl anpassad till bröstet och att det inte finns något fri yta mellan bröstet och silikontratten. Dålig anpassning kan påverka hur mycket bröstmjolk som pumpas ut.

Enheten kan bäras med en vanlig amningsbh i både sittande och stående position. Var försiktig så att enhetens position inte ändras när den är igång. Det kan få enheten att sluta arbeta. Luta dig inte när du använder enheten.

Användningssätt

OBSERVERA

Ladda enheten i 2 timmar innan första användning.

Tvätta händerna innan användning. Se till att alla delarna har monterats korrekt och i enlighet med monteringsinstruktionen och själva enheten är väl anpassad till kroppen.

Använd inte för hög intensitetsnivå som kan vara obehagligt eller göra ont.

1. För att sätta på enheten, tryck och håll in på-/ av-knappen (1, fig. 7). Enheten slås på i det senaste läget som den var på i föregående session.
2. För att ändra läget under användningen tryck på knappen för ändring av läget (2, fig. 7).
3. Indikator för nivåns intensitet (1, fig. C) visar enhetens aktuella driftsnivå. Tryck på knapparna för minskning och ökning av intensitetsnivån (3, fig. 7) för att växla mellan intensitetsnivåerna från 1 till 9.
4. Tryck på paus-/ start-knappen (2, fig. B) för att stoppa enheten (pausläge). Tryck igen för att återuppta driften (4, fig. 7). Om arbetspausen bibehålls under en längre tid, stängs enheten av automatiskt efter 3 minuter.
5. För att slå på bakgrundsbelysningen för att kontrollera nivån på uppsamlad mjölk, tryck och håll in paus-/start-knappen (4, fig. 7). Tryck och håll in knappen igen för att stänga av bakgrundsbelysningen.
6. För att stänga av enheten, tryck kort på på-/av-knappen (1, fig. B).

Enheten stängs automatiskt av efter 30 minuters drift och ingen åtgärd.

Produkten har en minnesfunktion. Efter att ha stängt av eller ändrat läge kommer enheten automatiskt ihåg intensitetsnivån för ett givet läge från tidigare användning.

Tidsindikatorn (2, fig. C) visar enhetens aktuella drifttid. Om enheten stannar (pausläge), kommer den aktuella användningstiden att visas tills driften återupptas

eller enheten stängs av. Om du vill starta en ny pumpsession, stäng av och sätt på enheten genom att trycka på på-/av-knappen.

För att justera intensitetsnivån för ett visst läge, höj den tills du upplever lätt obehag (inte smärta!), sänk sedan nivån med en.

Överföring av mjölken

1. Medan enheten är igång, luta dig lite framåt för att se till att all mjölk från brösttratten har runnit in i behållaren (1, fig. 8). Stäng av enheten.
2. Ta försiktigt bort enheten från bh:n och ta loss huvuddelen från den (2, fig. 8).
3. Luta mjölkbehållaren så att den rundade delen är i botten. Använd sedan hållet (7, fig. A) och håll mjölken i en flaska eller behållare där den ska förvaras (3, fig. 8).

OBSERVERA

Använd inte enheten för att förvara mjölken. Förvara inte enheten i ett kylskåp.

Förvaring och uppvärmning av mjölken

Förvaring

1. I rumstemperatur (16-25°C) kan mjölken förvaras upp till 4 timmar (upp till 6 timmar vid mycket rena uppsamlingsförhållanden).
2. I kylan (4°C) kan mjölken förvaras upp till 3 dagar (upp till 5 dagar vid mycket rena uppsamlingsförhållanden).
3. I frysen (-18°C) kan mjölken förvaras upp till 6 månader (upp till 9 månader vid mycket rena uppsamlingsförhållanden).
4. Förvara inte mjölken på kylskåpsdörren.

Upptining och uppvärmning

1. Frys in mjölken i livsmedelsklassade plastflaskor eller mjölkförvaringspåsar.
2. Om du vill frysa mjölken, fyll behållaren $\frac{3}{4}$ full eftersom mjölk expanderar när den fryses.
3. För att bevara mjölkens näringsvärde, tina den naturligt i kylskåpet (upp till 24 timmar) eller i rumstemperatur (upp till 2 timmar). Du kan även

tina mjölk under varmt rinnande vatten vid en max temperatur på 37°C. Mjölken ska sedan användas direkt efter upptining.

4. Innan du matar barnet, skaka behållaren med mjölk försiktigt för att blanda den jämnt.

OBSERVERA

Innan du matar barnet, kolla mjölkens temperatur.

Tina inte upp mjölken i en mikrovågsugn eller kokande vatten för att inte förlora näringsvärdena och för att undvika att ditt barn bränns.

Frys aldrig in mjölk som redan har tinas upp och förvara den inte i rumstemperatur eller i kylskåp.

Använd inte mjölk från förpackningar som visar tecken på skada.

Laddning

1. Anslut USB-C-kabelns kontakt till enhetens strömport på sidan av huvuddelen (fig. 9) och den andra änden med USB-kontakten till en USB-adapter (ingår ej).
2. Indikatorn för batterinivå blinkar under laddningen (3, fig. C). När den slutar blinka, betyder det att enheten är fullladdad.

OBSERVERA

Ladda enheten i 2 timmar innan första användning.

För att bibehålla lång batteritid, förvara enheten på en sval plats, ladda den innan batteriet laddas ur till noll och ladda enheten helt innan du förvarar den.

Använd 5V DC 1A-adapter för laddning.

Demontering av enheten

1. Efter att ha tagit bort huvuddelen, öppna mjölkbehållaren från botten genom att dra i silikotratten (1, fig. 10).
2. Dra i silikotratten för att separera den från enheten och ta sedan bort anslutningen från behållaren (2, fig. 10).
3. Separera sugventilen från bröstpumpens T-stycke (3, fig. 10).

Rengöring och desinficering

OBSERVERA

Rengör och desinficera inte huvuddelen och sladden som driver enheten. De delarna har ingen kontakt med bröstmjölken.

Tvätta alla delar som kommer i kontakt med kroppen och mjölk separat från varandra direkt efter användningen för att undvika att mjölkrester torkar ut och förhindra tillväxt av bakterier. Ingen av delarna får tvättas i diskmaskinen.

Innan första användning

Innan du använder enheten för första gången, tvätta den med ett rengöringsmedel och sterilisera sedan med kokande vatten alla dess delar som kommer i kontakt med mjölk (mjölkbehållare, t-stycke, ventil och trattar), förutom huvuddelen. Vänligen följ instruktionerna för rengöring och desinfektion nedan.

Efter varje rengöring

1. Efter användning, ta isär huvuddelen och rengör den med en fuktig och mjuk trasa (1, fig. 11).
2. Efter varje användning, demontera enheten i enskilda delar och tvätta alla delar som kommer i kontakt med kroppen och mjölken med varmt vatten för att avlägsna mjölkrester.
3. Tvätta alla enskilda delar i varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel och skölj ordentligt under rent rinnande vatten.
4. För att desinficera, placera alla delar i kokande vatten i minst 10 minuter. Se till att alla komponenter är nedsänkta i vatten och att ingen av dem vidrör botten av grytan.
5. Låt alla delar torkas på en torr handduk eller pappersduk.
6. Innan nästa användning förvara alla delarna i en ren påse, behållare eller på en annan ren plats. Om delarna fortfarande är fuktiga, förvara dem inte i en tättsluten behållare.

OBSERVERA

Tvätta inte huvuddelen under rinnande vatten och använd inte rengöringsmedel eller slipande trasor för rengöring. Detta kan leda till störningar i skärmens drift.

En gång om dagen och efter varje användning, rengör de delarna som hade kontakt med kroppen. Var försiktig så att du inte skadar enheten när du rengör den. Använd inte vassa verktyg för att rengöra silikondelar för att det kan skada dem. Var uppmärksam på att inte skada sugventilen när du rengör den. Om den skadas, kommer enheten inte att fungera korrekt.

Sugventilen ska tas bort från enheten väldigt försiktigt. Tvätta den i ren vatten. Stoppa inte i fingret eller andra föremål i den för att det kan skada den.

Använd inte desinfektionsmedel för att rengöra produkten.

Om du efter sterilisering i vatten märker vita rester på enhetens delar kan det betyda att vattnet som används är hårt. Torka de vita resterna med en ren handduk och lämna för självtorkning.

Fellösning

Fel	Lösning
Enheten sätts inte igång	• Enhetens batteri kan ha laddats ur eller hamnat i ett skyddstillstånd på grund av lång lagring. Anslut enheten till adaptern för att aktivera batteriet. • Ladda batteriet helt innan första användning och efter att den har förvarats länge.
Drifftiden räknas inte ner när paus/ start-knappen trycks in	• Kontakta auktoriserad servicecenter.
Enheten slutade pumpa ut mjölk (huvuddelen fungerar inte) efter att ha tryckt på paus/start-knappen	• Dubbelkolla ifall enheten är på. • Kontakta auktoriserad servicecenter.

Fel	Lösning
Otillräcklig kraft eller inget sug	• Kontrollera om alla delar av enheten är rena, torra och korrekt och fullständigt installerade. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt korrekt installationsriktning av sugventilen. • Kontrollera ifall anslutningen sitter bra i behållaren. • Dubbelkolla ifall silikontratten sitter tätt åt bröstet. • Om sugkraften inte har förbättrats, kontakta enhetens auktoriserade servicecenter. • Kontrollera enhetens delar för sprickor och defekter.
Ont eller obehag	• Anpassa intensitetsnivån eller ändra läget. • Ändra positionen eller positionen för dina bröst. • Om du har ont eller upplever obehag som inte går över, kontakta läkare.

Foton är endast för referens, det verkliga produktutseendet kan skilja sig från det som presenteras på foton.

NO

Kjære kunde!!

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om det kjøpte produktet, vennligst kontakt oss: help@lionelo.com

Produsent:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, POLEN

VIKTIG INFORMASJON

Vennligst les denne håndboken før du bruker produktet for å bli kjent med dets funksjoner og bruke det som tiltenkt.

Unnlatelse av å følge sikkerhetsinstruksjonene og bruk som er i strid med instruksjonene kan føre til helseskader.

Ta vare på denne håndboken for fremtidig bruk.

1. Enheten kan brukes av barn i alderen minst 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, samt personer som ikke har nødvendig kunnskap og erfaring med bruk av enheten, forutsatt at deres drift er under tilsyn eller de har tidligere blitt instruert i sikker bruk av enheten og risikoer forbundet med det.
2. Denne enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med det. Oppbevar enheten utilgjengelig for barn. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.
3. Ikke reparer eller modifier enheten. Disse aktivitetene kan kun utføres av et autorisert servicesenter. Bruk kun originale reservedeler.
4. Ikke bruk enheten hvis du oppdager skade. Dette gjelder både selve enheten og tilbehøret, for eksempel USB-kabel.
5. Ikke bruk enheten hvis den begynner å fungere dårlig, har blitt mistet eller senket i vann, blir for varm, misfarging, buler eller andre uvanlige fenomener oppstår. Kontakt produsentens autoriserte service.
6. La aldri enheten være koblet til en stikkontakt uten tilsyn.
7. Enheten er ikke motstandsdyktig mot høye temperaturer. Bruk enheten vekk fra varmekilder, høye temperaturer, varme overflater, direkte sollys, gnister, åpen ild, olje og skarpe kanter.
8. Ikke bruk kjemikalier for å rengjøre enheten.
9. Slå av enheten etter hver bruk.
10. Ikke senk hele enheten i vann eller andre væsker. Ikke bruk i nærheten av vann.
11. Ikke bruk enheten i strid med den tiltenkte bruken.
12. Ikke bruk enheten eller berør strømforsyningen med våte eller fuktige hender. Sørg for at alle deler av brystpumpen er tørre før du monterer enheten.
13. Før du rengjør eller flytter enheten, slå den av og koble den fra strømkilden.

14. Før og etter hver bruk, vask og desinfiser alle elementer som vil feste seg til kroppen og komme i direkte kontakt med melk.
15. Tørk hver gjenstand grundig før bruk og oppbevaring.
16. Av hygieniske årsaker bør enheten brukes av én person.
17. Hvis bruk av brystpumpen forårsaker ubehag eller smerte, må du slutte å bruke enheten umiddelbart.
18. Ikke bruk enheten under hele svangerskapet.
19. Ikke bruk enheten hvis du er trøtt eller sover.
20. Spesiell forsiktighet er nødvendig når du bruker enheten i nærheten av barn
21. Ikke bruk enheten mens du ligger ned eller under anstrengende trening eller aktivitet som kan forårsake skade.
22. Hvis det ikke kommer ut morsmelk i mer enn 5 minutter mens du bruker enheten, slutt å bruke pumpen og kontakt legen din.
23. Hvis du har en pacemaker eller annen elektrisk enhet, anbefales det at du konsulterer legen din før du bruker enheten.
24. Hvis enheten brukes ved den høyeste tillatte omgivelsestemperaturen (30°C) i 30 minutter, kan silikoninnsatsen nå en temperatur på 45°C.
25. Det anbefales å bytte ut elementene som kommer i kontakt med melk omtrent hver 3.-6. måned, avhengig av hvor ofte enheten brukes, og når enheten ikke skal brukes på lang tid.
26. Ikke utsett enheten og batteriene for ekstreme temperaturer. Det tillatte temperaturområdet der batteriet kan lades er 5°C - 35°C.
27. Når batteriet er fulladet, koble enheten fra strømuttaket umiddelbart.
28. Ikke bruk melk fra flasker eller beholdere som viser tegn på skade.
29. Batteriene som brukes i denne enheten er ikke utskiftbare.
30. Vær oppmerksom på risikoen for at metallgjenstander eller væsker kortslutter USB-C-porten på pumpen eller batteriet.
31. Hvis et elektrisk produkt har vært i kontakt med vann eller andre væsker, må du ikke røre det og om mulig koble enheten fra stikkontakten, slå den av og kontakte produsenten.
32. Ikke bruk enheten mens du kjører.
33. Denne enheten er kun beregnet for intern bruk.

Enhetsdiagram (fig. A)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Silikontrakt med nippeltunnel | 7. Et hull for å helle mat |
| 2. Kobling | 8. USB-kabel |
| 3. Silikonmembran | 9. BH-spenne |
| 4. Sugeventil | 10. Trakter med diametere 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm og 24 mm |
| 5. Hoveddel | |
| 6. Melkebeholder | |

Diagram av hoveddelen (fig. B)

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. På/av-bryter | 4. Reduser intensitetsnivået |
| 2. Pause/start-knapp | 5. Bytte driftsmodus |
| 3. Øke intensitetsnivået | |

Displaydiagram (fig. C)

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Modus | 4. Uttrykksmodus |
| intensitetsnivåindikator | 5. Massasjemodus |
| 2. Arbeidstidsindikator | 6. Arbeidstidsenhet |
| 3. Batterinivåindikator | |

Brystpumpemoduser

1. Massasjemodus – 9 nivåer. Massasjen simulerer den første sugefasen til babyen under amming.
2. Uttrykksmodus – 9 nivåer. Denne modusen simulerer den dypere sugefasen til babyen din under amming.

Installasjon av brystpumpen

MERK FØLGENDE

Sørg for at alle deler av enheten som kommer i kontakt med melk er vasket og desinfisert. For å unngå skade på enheten må alle deler være helt tørre. Vask hendene før montering. Unngå å berøre de innvendige overflatene på enheten og dens deler som kommer i kontakt med melk og kroppen din med hendene.

1. Sett silikonmembranen inn i melkebeholderen (fig. 1).
2. Installer sugeventilen (4, fig. A) på koblingen (2, fig. A). Sørg for at ventilen er satt helt inn og vender i riktig retning (1, fig. 2).

3. Monter koblingen på silikonmembranen i melkebeholderen (fig. 2). Pass på at kontakten er trykket så langt inn.
4. Installer silikontrakten (1, fig. A) i melkebeholderen. Monter silikontrakten i melkehellehullet (fig. 3) på melkebeholderen. Bruk begge hender, trykk nippeltunnelen (1, fig. A) mot koblingen og kantene på traktflensen mot kanten av melkebeholderen (6, fig. A) for å sikre en fullstendig forsegling. Sørg for at nippelkragen og nippeltunnelen er ordentlig i inngrep.
5. Koble hoveddelen til melkebeholderen (fig. 4). Sørg for at kroppen er riktig installert.
6. Trykk brystpumpen tett mot brystet. Pass på at det valgte brystskjoldet passer godt og at brystvorten er plassert i brystvortens tunnel (1, fig. A) og er sentrert. Plasser enheten i BH-en din (fig. 5).
7. Hvis det gjelder en stiv og lite fleksibel BH, bruk BH-spennen som følger med i settet. For å gjøre dette, løsne BH-stroppen, fest deretter låsen og juster lengden etter dine preferanser (fig. 6).

Å ta mat bør ikke være smertefullt. Hvis bruk av brystpumpen forårsaker ubehag eller smerte, må du slutte å bruke enheten umiddelbart.

Pass på at enheten passer godt til brystet og at det ikke er plass mellom brystet og silikontrakten. Dårlig passform vil påvirke mengden melk som utpresses. Enheten kan brukes med en standard amme-BH i både sittende og stående stilling. Vær forsiktig så du ikke endrer posisjonen til enheten mens den er i drift. Dette kan avbryte driften av enheten. Ikke bøy deg mens du bruker enheten.

Hvordan bruker man det

MERK FØLGENDE

Før første gangs bruk, lad enheten i 2 timer.

Vask hendene før bruk. Sørg for at alle deler av brystpumpen er riktig montert i henhold til monteringsanvisningen og at selve enheten er riktig tilpasset kroppen.

Ikke bruk et intensitetsnivå som er for høyt til å forårsake ubehag eller smerte.

1. For å slå på enheten, trykk og hold inne på/av-bryteren (1, fig. 7). Enheten slås på i den siste modusen den fungerte i forrige økt.
2. For å endre driftsmodus under bruk, trykk på bryterknappen for driftsmodus (2, fig. 7).

3. Modusintensitetsnivåindikatoren (1, fig. C) viser gjeldende driftsnivå for enheten. Trykk på knappene for å redusere og øke intensitetsnivået (3, fig. 7) for å bla gjennom modusens intensitetsnivåer fra 1 til 9.
4. Trykk på pause/start-knappen (2, fig. B) for å stoppe apparatet (pausemodus). Trykk igjen for å gjenoppta driften (4, fig. 7). Hvis arbeidspausen opprettholdes over lengre tid, vil enheten slå seg av automatisk etter 3 minutter.
5. For å slå på bakgrunnsbelysningen for å kontrollere nivået av oppsamlet melk, trykk og hold pause/start-knappen (4, fig. 7). Trykk og hold inne knappen igjen for å slå av bakgrunnsbelysningen.
6. For å slå av enheten, trykk kort på på/av-bryteren (1, fig. B).

Enheden slås automatisk av etter 30 minutters drift og ingen handling.

Produktet har en minnefunksjon. Når du slår av eller endrer en modus, husker enheten automatisk intensitetsnivået til en gitt modus fra tidligere bruk.

Tidsindikatoren (2, fig. C) viser gjeldende driftstid for enheten. Hvis enheten slutter å fungere (pausemodus), vil gjeldende brukstid vises til driften gjenopptas eller enheten slås av. Hvis du vil starte en ny pumpeøkt, slår du enheten av og på ved å trykke på av/på-bryteren.

For å justere intensitetsnivået for en gitt modus, øk det til du opplever mildt ubehag (ikke smerte!), og reduser deretter nivået med én.

Å helle melk

1. Mens enheten er i drift, vipp litt fremover for å sikre at all melken fra brystvorten har strømmet inn i beholderen (1, fig. 8).
2. Slå av enheten.
3. Fjern forsiktig enheten fra BH-en og løsne hoveddelen fra den (2, fig. 8).
4. Vipp melkebeholderen slik at den avrundede delen er i bunnen. Deretter, bruk hellehullet (7, fig. A), hell melken i flasken eller beholderen der den skal lagres (3, fig. 8).

MERK FØLGENDE

Ikke bruk enheten til å lagre melk. Ikke oppbevar enheten i kjøleskapet.

Lagring og oppvarming av melk

Lagring

1. Ved romtemperatur (16-25°C) kan melk oppbevares i opptil 4 timer (opptil 6 timer for svært rene oppsamlingsforhold).
2. Melk kan oppbevares i kjøleskap (4°C) i opptil 3 dager (opptil 5 dager ved svært rene oppsamlingsforhold).
3. I fryseren (-18°C) kan melk oppbevares i opptil 6 måneder (opptil 9 måneder ved svært rene oppsamlingsforhold).
4. Ikke oppbevar melk på kjøleskapsdøren.

Tining og oppvarming

1. Frys melk i matvaregodkjente plastflasker eller melkeposer.
2. For å fryse melk, fyll beholderen $\frac{3}{4}$ full fordi melk utvider seg når den fryses.
3. For å bevare næringsverdien til melk, tine den naturlig i kjøleskapet (opptil 24 timer) eller ved romtemperatur (opptil 2 timer). Du kan også tine melk under varmt rennende vann med en maksimal temperatur på 37°C. Melken bør da brukes umiddelbart etter tining.
4. Før mating, rist beholderen med melk forsiktig for å blande den jevnt.

MERK FØLGENDE

Sjekk alltid temperaturen på melk før servering.

Ikke tin frossen melk i mikrobølgeovnen eller kokende vann for å unngå tap av næringsverdi og forbrenning av babyen din.

Frys aldri melk som allerede er tint på nytt og oppbevar den aldri i romtemperatur eller i kjøleskap.

Ikke bruk melk fra pakker som viser tegn på skade.

Lading

1. Koble USB-C-kabelpluggen til enhetens strømuttak som er plassert på siden av hoveddelen (fig. 9), og den andre enden med USB-pluggen til USB-adapteren (ikke inkludert).
2. Under lading blinker batterinivåindikatoren (3, fig. C). Når den slutter å blinke, er enheten fulladet.

MERK FØLGENDE

Før første gangs bruk, lad enheten i 2 timer.

For å opprettholde lang batterilevetid, oppbevar enheten på et kjølig sted, lad den før batteriet tømmes til null, og lad enheten helt opp før du oppbevarer den. Bruk en 5V DC 1A-adapter for lading.

Demontering av enheten

1. Etter å ha fjernet hoveddelen, åpne melkebeholderen fra bunnen ved å trekke i silikontrakten (1, fig. 10).
2. Trekk i silikontrakten for å skille den fra enheten og fjern deretter den sammensatte kontakten fra beholderen (2, fig. 10).
3. Separer sugeventilen fra T-stykket på brystpumpen (3, fig. 10).

Rengjøring og desinfeksjon av enheten

MERK FØLGENDE

Ikke rengjør eller desinfiser hoveddelen eller strømledningen til enheten. Disse delene kommer ikke i kontakt med mat.

Vask alle deler som kommer i kontakt med kropp og melk separat fra hverandre umiddelbart etter bruk for å unngå at matrester tørker ut og hindrer vekst av bakterier. Ikke vask noen deler av enheten i oppvaskmaskinen.

Før første gangs bruk

Før du bruker enheten for første gang, vask den med et rengjøringsmiddel og steriliser deretter med kokende vann alle delene som kommer i kontakt med melk (melkebeholder, tee, ventil, membran og trakter), unntatt hoveddelen. Vennligst følg instruksjonene for rengjøring og desinfeksjon nedenfor.

Etter hver bruk

1. Etter bruk, demonter hoveddelen og rengjør den med en fuktig og myk klut (1, fig. 11).
2. Etter hver bruk, demonter enheten i individuelle deler og vask alle atskilte deler som kommer i kontakt med kropp og melk med varmt vann for å fjerne matrester.

3. Vask alle separerte deler i varmt vann med et mildt vaskemiddel og skyll deretter grundig under rent rennende vann.
4. For å desinfisere, legg alle gjenstander i kokende vann i minst 10 minutter. Sørg for at alle gjenstander er nedsenket i vann og at ingen direkte berører bunnen av potten.
5. La alle deler av enheten tørke på et rent håndkle eller papirhåndkle.
6. Oppbevar enhetens deler i en ren pose, beholder eller et annet rent sted til neste bruk. Hvis delene fortsatt er fuktige, ikke oppbevar dem i en tett lukket beholder.

MERK FØLGENDE

Ikke vask hoveddelen under rennende vann, og bruk ikke rengjøringsmidler eller skurende kluter for å rengjøre den. Dette kan føre til forstyrrelse av skjermen. Rengjør delene som kom i kontakt med kroppen din en gang om dagen og etter hver bruk. Vær forsiktig så du ikke skader enheten når du rengjør den.

Ikke bruk skarpe verktøy for å rengjøre silikonelementer, da dette kan skade dem. Vær forsiktig så du ikke skader sugeventilen ved rengjøring. Hvis den er skadet, vil ikke enheten fungere som den skal.

Sugeventilen bør fjernes forsiktig fra enheten. Ved rengjøring, skyll den i rent vann. Ikke stikk fingeren eller gjenstander inn i den, da dette kan føre til skade.

Ikke stikk fingeren eller gjenstander inn i den, da dette kan føre til skade.

Ikke bruk desinfeksjonsmidler til å rengjøre enheten.

Hvis du etter vannsterilisering oppdager hvite rester på enhetens deler, kan det bety at vannet som brukes er hardt. Tørk av restene med et rent håndkle og la delene tørke av seg selv.

Feilsøking

Problem	Løsninger
Enheten slår seg ikke på.	• Enhetens batteri kan ha blitt utladet eller gått inn i en beskyttende tilstand på grunn av lang lagring. Du må koble enheten til adapteren for å aktivere batteriet. • Lad batteriet helt opp før du bruker enheten for første gang og etter langtidslagring.

Problem	Løsninger
Arbeidstiden teller ikke ned når pause/start-knappen trykkes	• Kontakt et autorisert servicesenter.
Enheten sluttet å pumpe ut melk (hoveddelen fungerer ikke) etter å ha trykket på pause/start-knappen	• Sørg for at enheten er slått på. • Kontakt det autoriserte servicesenteret for enheten.
Utilstrekkelig kraft eller ingen suging	• Kontroller om alle deler av enheten er rene, tørre, riktig og ferdig montert. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot riktig installasjonsretning av sugeventilen. • Kontroller at kontakten sitter riktig i beholderen. • Sjekk om enhetens silikontrakt sitter godt til brystet. • Hvis sugekraften ikke er forbedret, kontakt det autoriserte servicesenteret for enheten. • Kontroller enhetens deler for sprekker og defekter.
Smerter eller ubehag	• Juster intensitetsnivået eller endre driftsmodus. • Endre posisjonen eller posisjonen til brystene dine. • Hvis smerte eller ubehag vedvarer, kontakt legen din.

Bildene er kun for illustrasjonsformål, det faktiske utseendet til produktene kan avvike fra det som vises på bildene.

Kære Kunde!

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til produktet, du har købt, bedes du kontakte os: **help@lionelo.com**

Produceret af:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręlewskiego 1, 61-248 Poznań, Polen

VIGTIGE OPLYSNINGER

Læs denne vejledning, før du tager produktet i brug, så du kan gøre dig fortrolig med dets funktioner og bruge det efter hensigten.

Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne og brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne, kan medføre skader på dit helbred.

Opbevar vejledningen til senere brug.

1. Enheden kan bruges af børn på mindst 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, og også af personer uden relevant viden og erfaring i brugen af enheden, hvis de er under opsyn eller tidligere er blevet instrueret i sikker brug af enheden og de risici, der er forbundet med den.
2. Denne enhed er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med det. Enheden skal opbevares utilgængeligt for børn. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn af en voksen person.
3. Enheden må ikke repareres eller modificeres. Dette må kun udføres af et autoriseret servicecenter. Brug kun originale reservedele.
4. Brug ikke enheden, hvis du opdager skader. Det gælder både selve enheden og dens tilbehør, f.eks. USB-kablet.
5. Brug ikke enheden, hvis den begynder at fungere dårligt, er faldt eller er blevet nedsænket i vand, bliver for varmt, bliver misfarvet, får buler eller andre unormale fænomener opstår. Kontakt producentens autoriserede servicecenter.
6. Lad aldrig enheden være tilsluttet en stikkontakt uden opsyn.

7. Enheden er ikke varmebestandigt. Brug enheden væk fra varmekilder, høje temperaturer, varme overflader, direkte sollys, gnistkilder, åben ild, olie og skarpe kanter.
8. Brug ikke kemiske stoffer til at rengøre enheden. Vask ikke hovedmotorenheden med vand.
9. Sluk for enheden efter hver brug.
10. Nedsæk ikke hele enheden i vand eller andre væsker. Brug ikke enheden i nærheden af vand.
11. Anvend enheden efter hensigten.
12. Brug ikke enheden, og rør ikke ved strømforsyningen med våde eller fugtige hænder. Sørg for, at alle brystpumpens dele er tørre, før du samler enheden.
13. Før du rengør eller flytter enheden, sluk for den og afbryd den fra strømforsyningen.
14. Før og efter hver brug vask og desinficer alle dele, der klæber til kroppen og kommer i direkte kontakt med mælk.
15. Tør hver komponent grundigt før brug og opbevaring.
16. På grund af hygiejne skal enheden kun bruges af én person.
17. Hvis brugen af brystpumpen forårsager ubehag eller smerte, stop med at bruge enheden straks.
18. Brug ikke enheden under hele din graviditet.
19. Brug ikke enheden, når du er træt eller sover.
20. Der skal udvises særlig forsigtighed, når enheden bruges i nærheden af børn.
21. Brug ikke enheden, mens du ligger ned, eller under anstrengende træning eller aktiviteter, der kan forårsage skader.
22. Hvis der ikke kommer brystmælk i mere end 5 minutter, mens du bruger enheden, stop med at bruge brystpumpen og konsulter din læge.
23. Hvis du har en implanteret pacemaker eller andet elektrisk udstyr, anbefales det, at du konsulterer din læge, før du bruger enheden.
24. Hvis du bruger enheden ved den højest tilladte omgivelsestemperatur (30 °C) i 30 minutter, kan silikoneindsatsen nå op på 45 °C.

25. Det anbefales at udskifte de komponenter, der er i kontakt med mælk, hver 3.-6. måned, afhængigt af hvor ofte enheden bruges, og hvis den ikke har været brugt i længere tid.
26. Enheden og dens batterier må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. Det tilladte temperaturområde for opladning af batteriet er 5°C - 35°C.
27. Når batteriet er fuldt opladet, tag straks stikket ud af stikkontakten.
28. Brug ikke mælk fra flasker eller beholdere, der har tegn på skader.
29. Batterier, der bruges i denne enhed, kan ikke udskiftes.
30. Vær opmærksom på risikoen for, at pumpens USB-C-stik eller batteripakke kortsluttes af metalgenstande eller væsker.
31. Hvis det elektriske produkt har været i kontakt med vand eller andre væsker, må du ikke røre ved det, og hvis det er muligt, skal du tage stikket ud af stikkontakten, slukke for det og kontakte producenten.
32. Brug ikke enheden under kørsel.
33. Enheden er kun beregnet til hjemmebrug.

Skematisk fremstilling af enheden (fig. A)

- | | |
|--|---|
| 1. Silikone brysttragt med brystvorte tunnel | 7. Tud |
| 2. Forbindelseselement | 8. USB-kabel |
| 3. Silikonemembran | 9. BH-clips |
| 4. Silikonemembran | 10. Brysttragter med en diameter på 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm og 24 mm |
| 5. Hoveddel | |
| 6. Mælkebeholder | |

Skematisk fremstilling af hoveddelen (fig. B)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tænd-/Sluk-kontakt | 4. Reduktion af intensitetsniveau |
| 2. Pause/start-knap | 5. Skift af driftstilstand |
| 3. Forøgelse af intensitetsniveau | |

Skematisk fremstilling af displayet (fig. C)

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indikator for intensitetsniveau | 4. Tilstand udpumpning af brystmælk |
| 2. Indikator for driftstid | 5. Massagetilstand |
| 3. Indikator for batteriopladning | 6. Enhed for driftstid |

Brystpumpens tilstande

1. Massage - 9 niveauer. Massage simulerer barnets indledende suttefase under amning.
2. Tilstand udpumpning af brystmælk - 9 niveauer. Denne tilstand simulerer barnets dybere suttefase under amningen.

Montering af brystpumpen

BEMÆRK

Sørg for, at alle dele af enheden, der kommer i kontakt med mælk, er vasket og desinficeret. For at undgå at beskadige enheden, skal alle dele være helt tørre. Vask dine hænder før montering. Undgå med hænderne at berøre enhedens indvendige overflader og de dele, der er i kontakt med mælken og din krop.

1. Sæt silikonemembranen ind i mælkebeholderen (fig. 1).
2. Sæt sugeventilen (4, fig. A) på forbindelseselementet (2, fig. A). Sørg for, at ventilen er sat helt i og vender i den rigtige retning (1, fig. 2).
3. Sæt forbindelseselementet på silikonemembranen i mælkebeholderen (fig. 2). Sørg for, at forbindelseselementet er trykket så langt ned som muligt.
4. Sæt silikone brysttragten (1, fig. A) i mælkebeholderen. Tilpas silikone brysttragten til tuden (fig. 3) på mælkebeholderen. Tryk brystvorte tunnelen (1, fig. A) mod forbindelseselementet og kanterne på tragtflangen mod kanterne på mælkebeholderen (6, fig. A) med begge hænder for at sikre en fuldstændig forsegling. Sørg for, at tragtflangen og brystvorte tunnelen er fastgjorte korrekt.
5. Tilslut hoveddelen til mælkebeholderen (fig. 4). Sørg for, at hoveddelen er samlet korrekt.
6. Tryk brystpumpen tæt ind mod brystet. Sørg for, at den valgte brysttragt passer godt, og at brystvorten er lige midt i brystvorte tunnel (1, fig. A). Placer enheden i bh'en (fig. 5).

7. Til stive og ufleksible bh'er brug den medfølgende bh-clips (10, fig. A). For at montere den, løsne bh-stroppen, fastgør clipsen og juster længden efter dine præferencer (2, fig. E).

Udpumpning af mælken bør ikke være smertefuld. Hvis brugen af brystpumpen forårsager ubehag eller smerte, stop med at bruge enheden straks.

Sørg for, at enheden sidder godt fast på brystet, og at der ikke er mellemrum mellem brystet og silikone tragten. En dårlig pasform vil påvirke mængden af udpumpet brystmælk.

Enheden kan bæres i en standard amme-BH, enten siddende eller stående. Sørg for, at enhedens position ikke ændres under brug. Det kan afbryde enhedens funktion. Læn dig ikke forover, mens du bruger enheden.

Anvendelse

BEMÆRK

Oplad enheden i 2 timer før første brug.

Vask dine hænder før brug. Sørg for, at alle dele af brystpumpen er samlet korrekt i henhold til monteringsvejledningen og at selve enheden sidder korrekt på din krop.

Brug ikke for høj intensitet, da det kan forårsage ubehag eller smerte.

1. Tænd for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og hold den nede (1, fig. 7). Enheden vil tænde i den sidste tilstand, som det var i under den foregående session.
2. Hvis du vil skifte tilstand under brug, tryk på knappen til skift af tilstand (2, fig. 7).
3. Indikatoren for tilstandens intensitetsniveau (1, fig. C) viser enhedens aktuelle driftsniveau. Tryk på knapperne for at reducere og øge intensitetsniveauet (3, fig. 7), for at skifte mellem intensitetsniveauerne 1 til 9.
4. Tryk på pause/start-knappen (2, fig. B) for at stoppe enheden (pausetilstand). Tryk igen for at genoptage driften (4, fig. 7). Hvis pausetilstanden opretholdes i længere tid, slukker enheden automatisk efter 3 minutter.
5. For at tænde baggrundsbelysningen for at kontrollere niveauet af opsamlet mælk tryk på pause/start-knappen (4, fig. 7) og hold den nede. Tryk igen på knappen og hold den nede for at slukke for baggrundsbelysningen.

6. For at slukke for enheden, tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen (1, fig. B). Enheden slukker automatisk efter 30 minutters drift, hvis du ikke gør noget. Produktet har en hukommelsesfunktion. Når du slukker for enheden eller skifter dens tilstand, husker den automatisk intensiteten for den givne tilstand fra den forrige brug.

Time-indikatoren (2, fig. C) viser enhedens aktuelle brugstid. Hvis enheden stoppes (pausetilstand), vises den aktuelle brugstid, indtil driften genoptages, eller enheden slukkes. For at starte en ny udpumpning, sluk og tænd for enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

For at justere intensitetsniveauet for en bestemt tilstand øg det, indtil du føler mildt ubehag (ikke smerte!), og derefter reducer niveauet med en.

Mælk hældning

1. Mens enheden kører, læn dig forsigtigt frem for at sikre, at al mælken fra brystvorte tunnelen løber ned i beholderen (1, fig. 8). Sluk for enheden.
2. Fjern forsigtigt enheden fra bh'en og frakobl hoveddelen fra enheden (2, fig. 8).
3. Vip mælkebeholderen, så den afrundede del er i bunden. Hæld derefter mælken i flasken eller beholderen, som den skal opbevares i (3, fig. 8) ved hjælp af tuden (7, fig. 8).

BEMÆRK

Brug ikke enheden til at opbevare mælk. Opbevar ikke enheden i køleskabet.

Opbevaring og opvarmning af mælk

Opbevaring

1. Ved stuetemperatur (16-25°C) kan mælken opbevares i op til 4 timer (op til 6 timer ved meget rene opsamlingsforhold).
2. I køleskabet (4°C) kan mælken opbevares i op til 3 dage (op til 5 dage i tilfælde af meget rene opsamlingsforhold).
3. I fryseren (-18°C) kan mælken opbevares i op til 6 måneder (op til 9 måneder ved meget rene opsamlingsforhold).
4. Opbevar ikke mælken på køleskabsdøren.

Optøning og opvarmning

1. Frys mælken ned i fødevaregodkendte plastflasker eller mælkeposer.
2. For at fryse mælken, fyld beholderen $\frac{3}{4}$ op, da mælken udvider sig i volumen, når den fryses.
3. For at bevare mælkens næringsværdi skal den optøs naturligt i køleskabet (op til 24 timer) eller ved stuetemperatur (op til 2 timer). Du kan også tø mælken op under rindende varmt vand ved en temperatur på maks. 37°C. Mælken skal så bruges umiddelbart efter optøningen.
4. Ryst mælkebeholderen forsigtigt før fodring, så mælken blandes jævnt.

BEMÆRK

Kontrollér altid mælkens temperatur, før du fodrer.

Optø ikke frossen mælk i mikrobølgeovnen eller i kogende vand for at undgå tab af næringsværdi og skoldning af dit barn.

Genfrys aldrig mælk, der allerede har været optøet én gang, og opbevar den hverken ved stuetemperatur eller i køleskabet.

Brug ikke mælk fra beholdere, der viser tegn på skader.

Opladning

1. Sæt stikket på USB-C-kablet i enhedens strømstik på siden af hoveddelen (fig. 9) og den anden ende med USB-stikket i USB-adapteren (medfølger ikke).
2. Under opladningen vil indikatoren for batteriniveau blinke (3, fig. C). Når den holder op med at blinke, betyder det, at enheden er fuldt opladet.

BEMÆRK

Oplad enheden i 2 timer før første brug.

For at bevare en lang batterilevetid opbevar enheden på et køligt sted, oplad den, før batteriet løber tør for strøm, og oplad enheden helt, før du opbevarer den.

Brug en 5V DC 1A-adapter til opladning.

Afmontering af enheden

1. Efter du har fjernet hoveddelen, åbn mælkebeholderen fra bunden ved at trække i silikone brysttragten (1, fig. 10).

2. Træk i silikone brysttragten for at adskille den fra enheden, og træk derefter forbindelseselementet (2, fig. 10) ud af beholderen.
3. Adskil sugeventilen fra brystpumpens konnektor (3, fig. 10).

Rengøring og desinfektion af enheden

BEMÆRK

Enhedens hoveddel og strømledning må ikke rengøres eller desinficeres. Disse dele kommer ikke i kontakt med fødevarer.

Vask alle dele, der er i kontakt med kroppen og mælken, separat umiddelbart efter brug for at undgå udtørring af madrester og for at forhindre bakterievækst. Vask ikke nogen af enhedens dele i opvaskemaskinen.

Før den første brug

Før enheden tages i brug første gang, skal alle dele, der kommer i kontakt med mælk (mælkebeholder, konnektor, ventil og tragte), undtagen hoveddelen, vaskes med rengøringsmiddel og derefter steriliseres med kogende vand. Følg instruktionerne for vask og desinfektion nedenfor.

Efter hver brug

1. Efter brug afmonter hoveddelen og rengør med en tør og blød klud (1, fig. 11).
2. Efter hver brug skil enheden ad i de enkelte dele og skyl alle dele, der er i kontakt med kroppen og med mælk, med varmt vand for at fjerne madrester.
3. Vask alle de adskilte dele i varmt vand med et mildt rengøringsmiddel og skyl derefter grundigt under rindende rent vand.
4. Desinficer ved at lægge alle komponenter i kogende vand i mindst 10 minutter. Sørg for, at alle komponenter er nedsænket i vandet, og at ingen af dem direkte rører ved bunden af gryden.
5. Lad alle enhedens dele tørre på et rent håndklæde eller køkkenrulle.
6. Opbevar enhedens dele i en ren pose, beholder eller et andet rent sted til næste brug. Hvis delene stadig er våde, må de ikke opbevares i en forseglet beholder.

BEMÆRK

Vask ikke hoveddelen under rindende vand, og brug ikke rengøringsmidler eller slibende stoffer til at rengøre den. Dette kan resultere i en forstyrrelse af displayet.

Rengør dele, der har været i kontakt med kroppen, en gang om dagen og efter hver brug. Pas på ikke at beskadige enheden, når du rengør den.

Brug ikke skarpt værktøj til at rengøre silikonedelene, da det kan beskadige dem.

Pas på ikke at beskadige sugeventilen under rengøringen. Hvis ventilen beskadiges, vil enheden ikke fungere korrekt.

Fjern forsigtigt sugeventilen fra enheden. Skyl den i rent vand, når du rengør den.

Stik ikke fingeren eller andre genstande ind i den, da det kan resultere i skader.

Brug ikke desinficerende midler til at rengøre enheden.

Hvis du efter sterilisering i vand bemærker en hvid aflejring på enhedens dele, kan det tyde på, at det anvendte vand er hårdt. Tør aflejringer af med et rent håndklæde, og lad delene tørre af sig selv.

Fejlfinding

Problem	Løsning
Enheden tænder ikke	• Enhedens batteri kan være afladet eller i en beskyttelsestilstand på grund af lang tids opbevaring. Tilslut enheden til adapteren for at aktivere batteriet. • Oplad batteriet helt, før du bruger enheden første gang, og efter længere tids opbevaring.
Driftstiden tælles ikke ned, når der trykkes på pause-/startknappen.	• Kontakt et autoriseret servicecenter.
Enheden er stoppet med at pumpe (hoveddelen virker ikke) efter tryk på pause-/startknappen	• Sørg for, at enheden er tændt. • Kontakt enhedens autoriserede servicecenter.

Problem	Løsning
Utilstrækkelig eller ingen sugning	• Kontrollér, at alle endehedens dele er rene, tørre, samlet korrekt og fuldstændigt. Vær især opmærksom på den korrekte monteringsretning af sugeventilen. • Kontrollér, at forbindelseselementet sidder korrekt i beholderen. • Kontrollér, at enhedens brysttragt i silikone sidder godt fast på brystet. • Hvis sugeevnen ikke er blevet bedre, kontakt enhedens autoriserede servicecenter. • Kontrollér enhedens dele for revner og hulrum.
Smerter eller ubehag	• Juster intensitet eller skift driftstilstand. • Skift brysternes position eller placering. • Kontakt en læge i tilfælde af vedvarende smerter eller ubehag

Billederne er kun til illustrationsformål, og produkternes faktiske udseende kan afvige fra de viste billeder.

FI

Hyvä asiakas!

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä ostamastasi tuotteesta, ota meihin yhteyttä: help@lionelo.com

Valmistaja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Puola

TÄRKEITÄTIETOJA

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta voit tutustua sen toimintoihin ja käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen ja ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

1. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky, sekä henkilöt, joilla ei ole asianmukaista tietoa ja kokemusta laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on etukäteen opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja siihen liittyvistä riskeistä.
2. Tämä laite ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä sillä. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman aikuisen valvontaa.
3. Älä korjaa tai muuta laitetta. Nämä toimenpiteet voi suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
4. Älä käynnistä laitetta, jos huomaat vaurioita. Tämä koskee sekä itse laitetta että sen lisävarusteita, kuten USB-kaapelia.
5. Älä käytä laitetta, jos siinä alkaa esiintyä toimintahäiriöitä, jos se on pudonnut tai upotettu veteen, jos se kuumenee liikaa, jos siinä esiintyy värimuutoksia, pullistumia tai muita epänormaaleja ilmiöitä. Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan huoltokeskukseen.
6. Älä koskaan jätä pistorasiaan kytkettyä laitetta ilman valvontaa.
7. Laite ei kestä korkeita lämpötiloja. Käytä laitetta kaukana lämmönlähteistä, korkeista lämpötiloista, kuumista pinnoista, suorasta auringonvalosta, kipinälähteistä, avotulesta, öljyistä ja terävistä reunoista.
8. Älä käytä kemikaaleja laitteen puhdistamiseen. Älä pese päämoottoriyksikköä vedellä.
9. Sammuta laite jokaisen käyttökerran jälkeen.
10. Älä upota koko laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä laitetta veden lähellä.
11. Älä käytä laitetta väärin.
12. Älä käytä laitetta tai koske virtalähteeseen märillä tai kosteilla käsillä. Varmista, että kaikki rintapumpun osat ovat kuivia ennen laitteen kokoamista.
13. Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen puhdistamista tai siirtämistä.

14. Pese ja desinfioi ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen kaikki osat, jotka tarttuvat kehoon ja joutuvat suoraan kosketuksiin maidon kanssa.
15. Kuivaa jokainen tuote huolellisesti ennen käyttöä ja varastointia.
16. Hygieniasyistä vain yhden henkilön tulee käyttää laitetta.
17. Jos rintapumpun käyttö aiheuttaa epämukavuutta tai kipua, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
18. Älä käytä laitetta raskauden aikana.
19. Älä käytä laitetta väsyneenä tai nukkuessa.
20. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun laitetta käytetään lasten lähellä.
21. Älä käytä laitetta makuulla tai raskaan liikunnan tai sellaisen toiminnan aikana, joka voi aiheuttaa vammoja.
22. Jos rintamaitoa ei tule yli 5 minuuttiin laitteen käytön aikana, lopeta rintapumpun käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
23. Jos sinulla on implantoitu sydämentahdistin tai muu sähköinen laite, on suositeltavaa, että neuvottelet lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä.
24. Kun silikoninserttiä käytetään korkeimmassa sallitussa ympäristölämpötilassa (30 °C) 30 minuutin ajan, se voi saavuttaa 45 °C:n lämpötilan.
25. Maidon kanssa kosketuksissa olevat osat on suositeltavaa vaihtaa noin 3–6 kuukauden välein riippuen siitä, kuinka usein laitetta käytetään ja jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
26. Älä altista laitetta ja sen akkuja äärimmäisille lämpötiloille. Akun latauksen sallittu lämpötila-alue on 5°C – 35°C.
27. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laite välittömästi pistorasiasta.
28. Älä käytä maitoa pulloista tai astioista, joissa on merkkejä vaurioista.
29. Tässä laitteessa käytettäviä akkuja ei voi vaihtaa.
30. Ota huomioon, että pumpun USB-C-liitäntään tai akkuyksikköön voi tulla oikosulku metalliesineiden tai nesteiden vaikutuksesta.
31. Jos sähkötuote on joutunut kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa, älä koske siihen, ja jos mahdollista, irrota laite pistorasiasta, sammuta se ja ota yhteys valmistajaan.

32. Älä käytä laitetta kulkuneuvolla ajamisen aikana.
33. Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Laitteen kaaviokuva (kuva A)

- | | |
|--|---|
| 1. Silikonisuppilo, jossa on
nännitunneli | 7. Ylivuotoreikä |
| 2. Liitin | 8. USB-kaapeli |
| 3. Silikonikalvo | 9. Rintaliivien lukko |
| 4. Imuventtiili | 10. Suppilot, joiden halkaisija on
15 mm, 17 mm, 19 mm, 21
mm ja 24 mm. |
| 5. Päärunko | |
| 6. Maitosäiliö | |

Päärungon kaavio (kuva B)

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Pälle / pois päältä -kytkin | 4. Intensiteetin alentaminen |
| 2. Tauko/käynnistyspainike | 5. Työtapakytkin |
| 3. Intensiteettitason nostaminen | |

Näytön kaavio (kuva C)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tilan intensiteettitason ilmaisin | 4. Rintamaidon pumppaamistila |
| 2. Toiminta-ajan ilmaisin | 5. Hierontatila: |
| 3. Akun varaustason ilmaisin | 6. Työajan yksikkö |

Rintapumpun tilat

1. Hierontatila – 9 tasoa. Hieronta simuloi vauvan imetyksen alkuvaihetta imetyksen aikana.
2. 9 pumpputilan tasoa. Tämä tila simuloi vauvan syvempää imemisvaihetta imetyksen aikana.

Rintapumpun kokoaminen

HUOMIO

Varmista, että kaikki maidon kanssa kosketuksissa olevat koneen osat pestään ja desinfioidaan. Jotta laite ei vahingoittuisi, sen kaikkien osien on oltava täysin kuivia. Pese kätesi ennen asennusta. Vältä koskemasta käsilläsi laitteen sisäpintoja ja osia, jotka joutuvat kosketuksiin maidon ja kehosi kanssa.

1. Aseta silikonikalvo maitosäiliöön (kuva 1).
2. Asenna imuventtiili (4, kuva A) liitäntään (2, kuva A). Varmista, että venttiili on työnnetty kokonaan sisään ja oikeaan suuntaan (1, kuva 2).
3. Asenna liitin maitosäiliön silikonikalvoon (kuva 2). Varmista, että liitin on painettu mahdollisimman alas.
4. Aseta silikonisuppilo (1, kuva A) maitosäiliöön (6, kuva A). Asenna silikonisuppilo maitosäiliön ylivuotoaukkoon (kuva 3). Paina nännitunneli (1, kuva A) liitintä vasten ja suppilon kauluksen reunat maitosäiliön reunoja (6, kuva A) vasten molemmin käsin täydellisen tiivistymisen varmistamiseksi. Varmista, että suppilokaulus ja nännitunneli ovat oikein koukussa.
5. Liitä päärunko maitosäiliöön. Varmista, että runko on asennettu oikein.
6. Paina rintapumppu tiukasti rintaa vasten. Varmista, että valittu suppilo sopii hyvin ja että nänni on nännitunnelissa (1, kuva A) ja keskitetty. Aseta laite rintaliiviin (kuva 5).
7. Käytä jäykkiä ja joustamattomia rintaliivejä varten mukana toimitettua rintaliivinsalpaa. Irrota rintaliivihihna, kiinnitä lukko ja säädä pituus mieltymyksesi mukaan (kuva 6).

Ruoan nauttiminen ei saa olla kivuliasta. Jos rintapumpun käyttö aiheuttaa epämukavuutta tai kipua, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Varmista, että laite istuu tiiviisti rintaan ja että rinnan ja silikonisuppilon väliin ei jää tilaa. Huono istuvuus vaikuttaa pumpattavan rintamaidon määrään.

Laitetta voidaan käyttää tavallisten imetysrintaliivien kanssa joko istuen tai seisten. On huolehdittava siitä, että laitteen asento ei muutu sen käytön aikana. Tämä voi keskeyttää laitteen toiminnan. Älä kumarru, kun käytät laitetta.

Käyttötapa

HUOMIO

Lataa laitetta 2 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Pese kädet ennen käyttöä. Varmista, että kaikki rintapumpun osat on koottu oikein kokoonpano-ohjeiden mukaisesti ja että itse laite on sovitettu oikein kehoosi.

Älä käytä liian suurta intensiteettiä, joka aiheuttaa epämukavuutta tai kipua.

1. Kytke laite päälle painamalla päälle/pois päältä ja pidä painettuna kytkintä (1, kuva 7). Laite kytkeytyy päälle viimeiseen tilaan, jossa se toimii edellisessä istunnossa.

2. Voit vaihtaa toimintatilaa käytön aikana painamalla toimintatilan vaihtopainiketta (2, kuva 7).
3. Toimintatilan voimakkuuden tasonilmaisimella (1, kuva C) näyttää yksikön nykyisen toimintatason. Paina intensiteettitason vähennys- ja lisäyspainikkeita vaihtaaksesi tilan intensiteettitasoja välillä 1–9 (3, kuva 7).
4. Paina tauko/käynnistyspainiketta (2, kuva B) pysäyttääksesi laitteen (taukotila). Paina uudelleen jatkaaksesi käyttöä (4, kuva 7). Jos pidempi tauko on pidempi, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 3 minuutin kuluttua.
5. Jos haluat kytkeä taustavalon päälle kerätyn maidon määrän tarkistamista varten, paina tauko/käynnistyspainiketta (4, kuva 7) ja pidä se painettuna. Sammuta taustavalo painamalla painiketta uudelleen ja pitämällä sitä painettuna.
6. Sammuta laite painamalla lyhyesti päälle/pois päältä -kytkintä (1, kuva B). Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 30 minuutin käytön jälkeen, kun mitään toimenpiteitä ei ole tehty. Tuotteessa on muistitoiminto. Kun laite kytkeytyy pois päältä ja vaihtaa toimintatilaa, se muistaa automaattisesti tietyn toimintatilan intensiteettitason edellisestä käytöstä. Ajanilmaisimella (2, kuva B) näyttää laitteen senhetkisen käyttöajan. Jos laite pysäytetään (taukotila), nykyinen käyttöaika näytetään, kunnes laite käynnistetään uudelleen tai sammutetaan. Jos haluat aloittaa uuden pumpppauskerran, kytke laite pois päältä ja päälle painamalla päälle/pois päältä -kytkintä. Jos haluat säätää tietyn tilan intensiteettitason itsellesi sopivaksi, lisää sitä, kunnes tunnet lievää epämukavuutta (ei kipua!), ja vähennä sitten tasoa yhdellä.

Maidon siirtäminen

1. Kun kone on käynnissä, nojaa varovasti eteenpäin varmistaaksesi, että kaikki maito nännitunnelista on valunut säiliöön (1, kuva 8). Sammuta laite:
2. Irrota laite varovasti rintaliiveistä ja irrota pääosa rintaliiveistä (2, kuva 8).
3. Kallista maitosäiliötä niin, että pyöristetty osa on pohjassa. Kaada sitten maito suuttimen (7, kuva A) avulla pulloon tai astiaan, jossa sitä säilytetään (3, kuva 8).

HUOMIO

Älä käytä konetta maidon säilyttämiseen. Älä säilytä laitetta jääkaapissa.

Maidon varastointi ja kuumentaminen

Varastointi

1. Huoneenlämmössä (16–25°C) maitoa voi säilyttää enintään 4 tuntia (erittäin puhtaissa keräysolosuhteissa jopa 6 tuntia).
2. Jääkaapissa (4°C) maitoa voi säilyttää enintään 3 päivää (5 päivää, jos keräysolosuhteet olivat erittäin puhtaat).
3. Pakastimessa (-18°C) maitoa voi säilyttää enintään 6 kuukautta (9 kuukautta, jos keräysolosuhteet olivat erittäin puhtaat).
4. Älä säilytä maitoa jääkaapin ovella.

Sulatus ja uudelleenlämmitys

1. Pakasta maito elintarvikekelpoisissa muovipulloissa tai maidon säilytyspusseissa.
2. Jos haluat pakastaa maitoa, täytä astiasta kolme neljäsosaa, sillä maidon tilavuus kasvaa pakastettaessa.
3. Säilytä maidon ravintoarvo sulattamalla se luonnollisesti jääkaapissa (enintään 24 tuntia) tai huoneenlämmössä (enintään 2 tuntia). Voit sulattaa maidon myös lämpimässä juoksevassa vedessä, jonka lämpötila on enintään 37 °C. Maito on tällöin käytettävä heti sulatuksen jälkeen.
4. Ravista maitosäiliötä kevyesti ennen syöttämistä, jotta se sekoittuu tasaisesti.

HUOMIO

Tarkista aina maidon lämpötila ennen tarjoilua.

Älä sulata pakastettua maitoa mikroaaltouunissa tai kiehuvaassa vedessä, jotta vältät ravintoarvon menetyksen ja lapsen palovammat.

Älä koskaan pakasta uudelleen maitoa, joka on jo kerran sulanut, vaan säilytä se joko huoneenlämmössä tai jääkaapissa.

Älä käytä maitoa pakkauksista, joissa on merkkejä vaurioista.

Lataus

1. Kytke USB-C-kaapelin pistoke laitteen virtapistokkeeseen päärungon (kuva 9) sivulla ja toinen pää USB-pistokkeella USB-sovittimeen (ei sisälly toimitukseen).
2. Latauksen aikana akun varaustason merkkivalo vilkkuu (3, kuva C). Kun se lakkaa vilkkumasta, laite on ladattu täyteen.

HUOMIO

Lataa laitetta 2 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Säilytä laite viileässä paikassa, lataa se ennen kuin akku tyhjenee ja lataa laite täyteen ennen sen varastointia, jotta akku säilyy pitkään.

Käytä lataamiseen 5V DC 1A -sovitinta.

Laitteen purkaminen

1. Kun olet irrottanut päärungon, avaa maitosäiliö alhaalta vetämällä silikonisuppilosta (1, kuva 10).
2. Irrota silikonisuppilo yksiköstä vetämällä ja vedä sitten koottu liitin (2, kuva 10) ulos säiliöstä.
3. Irrota imuventtiili rintapumpun t-kappaleesta (3, kuva 10).

Yksikön puhdistus ja desinfiointi

HUOMIO

Älä puhdista tai desinfioi laitteen runkoa tai virtajohtoa. Nämä osat eivät joudu kosketuksiin elintarvikkeen kanssa.

Pese kaikki kehon ja maidon kanssa kosketuksissa olevat osat erikseen heti käytön jälkeen, jotta ruokajäämät eivät pääse kuivumaan ja bakteerien kasvu estyy. Älä pese laitteen osia astianpesukoneessa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa pese pesuaineella ja steriloi sitten kiehuvalle vedelle kaikki koneen osat, jotka joutuvat kosketuksiin maidon kanssa (maitosäiliö, t-kappale, venttiili ja suppilot), lukuun ottamatta päärunkoa. Noudata alla olevia puhdistus- ja desinfiointiohjeita.

Jokaisen käytön jälkeen

1. Irrota runko käytön jälkeen ja puhdista se kostealla ja pehmeällä liinalla (1, kuva 11).
2. Pura laite jokaisen käyttökerran jälkeen yksittäisiin osiinsa ja huuhtelee kaikki kehon ja maidon kanssa kosketuksissa olevat osat lämpimällä vedellä, jotta mahdolliset maitojäämät saadaan poistettua.
3. Pese kaikki erilliset osat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella ja huuhtelee ne sitten huolellisesti puhtaalla juoksevilla vedellä.
4. Desinfioidaksesi kaikki esineet aseta ne kiehuvaan veteen vähintään 10 minuutiksi. Varmista, että kaikki osat ovat veden alla ja että mikään niistä ei kosketa suoraan astian pohjaa.
5. Jätä kaikki laitteen osat kuivumaan puhtaaseen pyyhkeeseen tai paperipyyhkeeseen päälle.
6. Säilytä laitteen osat puhtaassa pussissa, säiliössä tai muussa puhtaassa paikassa seuraavaan käyttöön asti. Jos osat ovat vielä märkiä, älä säilytä niitä suljetussa astiassa.

HUOMIO

Älä pese runkoa juoksevan veden alla äläkä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita tai hankaavia kankaita. Tämä voi johtaa näytön häiriintymiseen.

Puhdista kehon kanssa kosketuksissa olleet osat kerran päivässä ja jokaisen käytön jälkeen. Varo, ettet vahingoita laitetta puhdistaussi sitä.

Älä käytä teräviä työkaluja silikoniosien puhdistamiseen, sillä se voi vahingoittaa niitä.

Puhdistuksen yhteydessä on varottava vahingoittamasta imuventtiiliä. Jos ne ovat vaurioituneet, laite ei toimi kunnolla.

Irrota imuventtiili laitteesta varovasti. Kun puhdistat sitä, huuhtelee se puhtaalla vedellä. Älä työnä sormeja tai mitään esineitä siihen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.

Älä käytä desinfiointiaineita laitteen puhdistamiseen.

Jos havaitset laitteen osissa valkoisia jäämiä vedessä steriloimisen jälkeen, tämä voi olla merkki siitä, että käytetty vesi on kovaa. Pyyhi jäämät pois puhtaalla pyyhkeellä ja anna osien kuivua itsestään.

Ongelman ratkaisu

Ongelma	Ratkaisu
Laite ei kytkeydy päälle	• Laitteen akku on saattanut tyhjentyä tai joutua suojaustilaan pitkän säilytyksen vuoksi. Liitä laite sovittimeen akun aktivoimiseksi. • Lataa akku täyteen ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen.
Juoksuaikaa ei lasketa alaspäin, kun tauko/käynnistyspainiketta painetaan	• Ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.
Koneen pumppaus pysähtyi (pääkappale ei toimi) tauko/käynnistyspainikkeen painamisen jälkeen	• Varmista, että laite on kytketty päälle. • Ota yhteys laitteen valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Riittämätön imu tai ei imua	• Tarkista, että kaikki yksikön osat ovat puhtaita, kuivia, oikein ja täysin koottuja. Kiinnitä erityistä huomiota imuventtiin oikeaan asennussuuntaan. • Tarkista, että liitin on kunnolla paikoillaan säiliössä. • Tarkista, että laitteen silikonisuppilo istuu tiiviisti rintaan. • Jos imuteho ei ole parantunut, ota yhteys valtuutettuun laitehuoltoon. • Tarkista, että laitteen osissa ei ole halkeamia tai aukkoja.
Kipu tai epämukavuus	• Sääda voimakkuuden tasoa tai vaihda tilaa. • Muuta rintojen asentoa tai linjausta • Jos kipu tai epämukavuus jatkuu, ota yhteys lääkäriin

Kuvat ovat vain havainnollistavia, tuotteiden todellinen ulkonäkö voi poiketa kuvissa esitetystä.

Prezado cliente!

Se tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre o produto que adquiriu, contacte-nos: **help@lionelo.com**

Fabricante:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polónia

IMPORTANTES INFORMAÇÕES

Antes de utilizar o produto, leia este manual para se familiarizar com as suas funções e para o utilizar como pretendido.

O incumprimento das instruções de segurança e a utilização não conforme com as instruções podem provocar danos para a saúde.

Guarde este manual para referência futura.

1. O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como por pessoas sem conhecimentos e experiência relevantes na utilização do aparelho, desde que sejam supervisionadas ou tenham sido previamente instruídas sobre a utilização segura do aparelho e os riscos envolvidos.
2. Este aparelho não é um brinquedo. Não deixe que as crianças brinquem com ele. Manter o aparelho fora do alcance das crianças. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem a supervisão de um adulto.
3. Não reparar nem modificar a unidade. Estas operações só podem ser efetuadas por um centro de assistência autorizado. Utilize apenas as peças sobressalentes originais.
4. Não pôr o aparelho em funcionamento se detetar algum dano. Isto aplica-se tanto ao próprio dispositivo como aos seus acessórios, como o cabo USB.
5. Não utilize o aparelho se este começar a funcionar mal, se tiver caído ou sido submerso em água, se estiver excessivamente quente,

se apresentar descoloração, abaulamento ou outros fenómenos anormais. Contactar o centro de assistência autorizado do fabricante.

6. Nunca deixe um aparelho ligado a uma tomada elétrica sem vigilância.
7. O dispositivo não é resistente a temperaturas elevadas. Utilize a unidade longe de fontes de calor, temperaturas elevadas, superfícies quentes, luz solar direta, fontes de faísca, chamas abertas, óleos e arestas afiadas.
8. Não utilizar produtos químicos para limpar a unidade. Não lavar a unidade principal do motor com água.
9. Desligue o aparelho após cada utilização.
10. Não mergulhar a unidade inteira em água ou noutros líquidos. Não utilizar perto de água.
11. Não utilizar incorretamente o aparelho.
12. Não utilize o aparelho nem toque na fonte de alimentação com as mãos molhadas ou húmidas. Antes de montar o dispositivo, certifique-se de que todos os componentes da bomba tira-leite estão secos.
13. Antes de limpar ou deslocar o aparelho, desligue-o e desconecte-o da fonte de alimentação.
14. Antes e depois de cada utilização, lavar e desinfetar todas as peças que aderem ao corpo e entram em contacto direto com o leite.
15. Antes da utilização e do armazenamento, secar bem cada artigo.
16. Por razões higiénicas, o aparelho deve ser utilizado por uma só pessoa.
17. Se a utilização da bomba tira-leite causar desconforto ou dor, pare imediatamente de a utilizar.
18. Não utilize o dispositivo durante a gravidez.
19. Não utilize o aparelho quando estiver cansado ou a dormir.
20. É necessário um cuidado especial quando se utiliza o aparelho perto de crianças.
21. Não utilize o aparelho enquanto estiver deitado ou durante exercícios ou atividades extenuantes que possam causar ferimentos.
22. Se o leite materno não aparecer durante mais de 5 minutos durante a utilização do aparelho, pare de utilizar a bomba tira-leite e consulte o seu médico.

23. Se tiver um estimulador cardíaco implantado ou outro dispositivo elétrico, é aconselhável consultar o seu médico antes de utilizar o dispositivo.
24. Quando utilizado à temperatura ambiente mais elevada permitida (30°C) durante 30 minutos, o inserto de silicone pode atingir uma temperatura de 45°C.
25. É aconselhável substituir os componentes em contacto com o leite de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, consoante a frequência de utilização do aparelho e se este não for utilizado durante um longo período de tempo.
26. Não exponha o aparelho e as pilhas a temperaturas extremas. O intervalo de temperatura admissível para carregar a pilha é de 5°C - 35°C.
27. Quando a pilha estiver totalmente carregada, desligue imediatamente o aparelho da tomada elétrica.
28. Não utilizar leite de garrafas ou recipientes que apresentem sinais de danos.
29. As pilhas utilizadas neste aparelho não são substituíveis.
30. Tenha em atenção o risco de a tomada USB-C da bomba ou a bateria entrarem em curto-circuito com objetos metálicos ou líquidos.
31. Se um produto elétrico tiver entrado em contacto com água ou outros líquidos, não lhe toque e, se possível, desligue o aparelho da tomada elétrica, desligue-o e contacte o fabricante.
32. Não utilize o aparelho enquanto conduz.
33. Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado em interiores.

Esquema da unidade (Fig. A)

- | | |
|--|---|
| 1. Funil de silicone com túnel para o mamilo | 7. Um orifício para deitar alimentos |
| 2. Conector | 8. Cabo USB |
| 3. Membrana de silicone | 9. Fecho de sutiã |
| 4. Válvula de admissão | 10. Funis com diâmetros de 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm e 24 mm |
| 5. Corpo principal | |
| 6. Recipiente para leite | |

Esquema do corpo principal (Fig. B)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Interruptor de ligar/desligar | 4. Redução do nível de intensidade |
| 2. Botão de pausa/início | |
| 3. Aumentar o nível de intensidade | 5. Comutação de modo |

Esquema de visualização (fig. C)

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Indicador do nível de intensidade do modo | 4. Modo de extração de leite |
| 2. Indicador do tempo de funcionamento | 5. Modo de massagem |
| 3. Indicador do nível da pilha | 6. Unidade de tempo de funcionamento |

Modos da bomba tira-leite

1. Modo de massagem - 9 níveis. A massagem simula a fase inicial de sucção do bebé durante a amamentação.
2. 9 níveis de modo de bombagem. Este modo simula a fase de sucção mais profunda do bebé durante a amamentação.

Montagem da bomba tira-leite

ATENÇÃO

Certifique-se de que todas as partes da máquina em contacto com o leite são lavadas e desinfetadas. Para evitar danos no aparelho, todas as suas partes devem estar completamente secas.

Lavar as mãos antes da instalação. Evite tocar com as mãos nas superfícies interiores do aparelho e nas suas partes que entram em contacto com o leite e o seu corpo.

1. Introduzir a membrana de silicone no reservatório de leite (fig. 1).
2. Montar a válvula de aspiração (4, fig. A) no acoplamento (2, fig. A). Certifique-se de que a válvula está totalmente inserida e virada para a direção correta (1, fig. 2).
3. Encaixe o conetor na membrana de silicone do reservatório de leite (fig. 2). Assegurar que o conetor é pressionado o mais possível para baixo.
4. Introduzir o funil de silicone (1, fig. A) no reservatório de leite. Encaixe o funil de silicone na abertura de descarga (fig. 3) do reservatório de leite.

Pressionar com as duas mãos o túnel da tetina (1, fig. A) contra o conector e os bordos do colar do funil contra os bordos do reservatório de leite (6, fig. A) para garantir uma vedação completa. Verificar se o colar do funil e o túnel da tetina estão corretamente engatados.

5. Ligar o corpo principal ao reservatório de leite (fig. 4). Assegurar-se de que o corpo está corretamente montado.
6. Pressione a bomba tira-leite firmemente contra o peito. Assegure-se de que o funil escolhido se adapta bem e que a tetina se encontra no túnel da tetina (1, fig. A) e está centrada. Colocar o aparelho no sutiã (fig. 5).
7. No caso dos sutiãs rígidos e inflexíveis, utilizar o fecho de sutiã fornecido. Para o fazer, solte a alça do sutiã, depois coloque o fecho e ajuste o comprimento conforme a sua preferência (fig. 6).

A toma de leite não deve ser dolorosa. Se a utilização da bomba tira-leite causar desconforto ou dor, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Certifique-se de que o dispositivo fica bem ajustado à mama e que não existe espaço entre a mama e o funil de silicone. Um mau ajuste afetará a quantidade de leite materno bombeado.

O dispositivo pode ser utilizado com um sutiã de amamentação normal, sentado ou de pé. É necessário ter o cuidado de assegurar que a posição do aparelho não se altera durante o seu funcionamento. Este facto pode interromper o funcionamento do aparelho. Não se dobre durante a utilização do aparelho.

Modo de uso

ATENÇÃO

Antes da primeira utilização, carregue o dispositivo durante 2 horas.

Lavar as mãos antes de utilizar. Certifique-se de que todas as peças da bomba tira-leite foram corretamente montadas de acordo com as instruções de montagem e que o próprio dispositivo está corretamente ajustado ao seu corpo.

Não utilizar um nível de intensidade demasiado elevado que provoque desconforto ou dor.

1. Para ligar a unidade, pressione e mantenha pressionado o interruptor de ligar/desligar (1, fig. 7). O aparelho liga-se no último modo em que funcionava na sessão anterior.

2. Para alterar o modo de funcionamento durante a utilização, pressione o botão do interruptor de modo (2, fig. 7).
3. O indicador do nível de intensidade do modo (1, fig. C) indica o nível de funcionamento atual do aparelho. Pressione os botões de diminuir e aumentar o nível de intensidade (3, fig. 7) para alternar os níveis de intensidade do modo entre 1 e 9.
4. Pressione o botão de pausa/arranque (2, fig. B) para parar a unidade (modo de pausa). Pressionar novamente para retomar a operação (4, fig. 7). Se a pausa no funcionamento se mantiver durante um período prolongado, a unidade desliga-se automaticamente após 3 minutos.
5. Para acender a retroiluminação e verificar o nível de leite recolhido, prima e mantenha premido o botão de pausa/arranque (4, fig. 7). Volte a pressionar e manter pressionado o botão para desligar a retroiluminação.
6. Para desligar o aparelho, pressionar brevemente o interruptor de ligar/desligar (1, fig. B).

O dispositivo desliga-se automaticamente após 30 minutos de funcionamento sem que seja tomada qualquer ação.

O produto tem uma função de memória. Quando um modo é desligado ou alterado, o aparelho memoriza automaticamente o nível de intensidade do respetivo modo da utilização anterior.

O indicador de tempo (2, Fig. C) indica o tempo de utilização atual do aparelho. Se a unidade estiver parada (modo de pausa), o tempo de utilização atual será apresentado até que a unidade seja retomada ou desligada. Se pretender iniciar uma nova sessão de bombagem, desligue e ligue o aparelho pressionando o interruptor on/off.

Para ajustar o nível de intensidade adequado de um determinado modo, aumente-o até sentir um ligeiro desconforto (não dor!) e, em seguida, reduza o nível em uma unidade.

Transferência de leite

1. Com a máquina em funcionamento, incline-se ligeiramente para a frente para se certificar de que todo o leite do túnel da tetina foi escoado para o recipiente (1, fig. 8). Desligar o aparelho.

2. Retirar cuidadosamente o dispositivo do sutiã e desligar o corpo principal do sutiã (2, fig. 8).
3. Incline o reservatório de leite de modo a que a parte arredondada fique no fundo. Em seguida, com a ajuda do orifício de saída (7, fig. A), deitar o leite no biberão ou no recipiente onde será armazenado (3, fig. 8).

ATENÇÃO

Não utilizar a máquina para armazenar leite. Não guardar o aparelho no frigorífico

Armazenar e aquecer o leite

Armazenamento

1. À temperatura ambiente (16-25°C), o leite pode ser armazenado até 4 horas (até 6 horas em condições de recolha muito limpas).
2. No frigorífico (4°C), o leite pode ser conservado até 3 dias (até 5 dias em condições de recolha muito limpas).
3. No congelador (-18°C), o leite pode ser armazenado até 6 meses (até 9 meses em condições de recolha muito limpas).
4. Não guardar o leite na porta do frigorífico.

Descongelar e reaquecer

1. Congelar o leite em garrafas de plástico de qualidade alimentar ou em sacos de armazenamento de leite.
2. Para congelar o leite, encha $\frac{3}{4}$ do recipiente, pois o leite aumenta de volume quando congelado.
3. Para preservar o valor nutricional do leite, descongele-o naturalmente no frigorífico (até 24 horas) ou à temperatura ambiente (até 2 horas). Também se pode descongelar o leite em água corrente quente a uma temperatura máxima de 37°C. O leite deve ser utilizado imediatamente após a descongelação.
4. Antes da alimentação, agitar ligeiramente o recipiente do leite para o misturar uniformemente.

ATENÇÃO

Verificar sempre a temperatura do leite antes de o servir.

Não descongele leite congelado no micro-ondas ou em água a ferver para evitar a perda de valor nutricional e queimaduras no seu bebé.

Nunca volte a congelar leite que já tenha sido descongelado uma vez e guarde-o à temperatura ambiente ou no frigorífico.

Não utilizar leite de embalagens que apresentem sinais de danos.

Carregamento

1. Ligue a ficha do cabo USB-C à tomada de alimentação do dispositivo na parte lateral do corpo principal (fig. 9) e a outra extremidade com a ficha USB ao adaptador USB (não incluído).
2. Durante o carregamento, o indicador do nível da bateria fica intermitente (3, fig. C) Quando deixar de piscar, isso indica que o dispositivo está totalmente carregado.

ATENÇÃO

Antes da primeira utilização, carregue o dispositivo durante 2 horas.

Para preservar a longa duração da pilha, guarde o dispositivo num local fresco, carregue-o antes de a pilha ficar sem carga e carregue totalmente o dispositivo antes de o guardar.

Utilize um adaptador de 5V DC 1A para carregar.

Desmontagem do aparelho

1. Depois de retirar o corpo principal, abra o reservatório de leite por baixo, puxando o funil de silicone (1, fig. 10).
2. Puxando o funil de silicone, separe-o da unidade e, em seguida, puxe o conector montado (2, fig. 10) para fora do recipiente.
3. Separe a válvula de sucção do tê da bomba tira leite (3, fig. 10).

Limpeza e desinfeção do aparelho

ATENÇÃO

Não limpar ou desinfetar o corpo principal ou o cabo de alimentação da unidade. Estas partes não entram em contacto com os alimentos.

Lavar todas as partes em contacto com o corpo e o leite separadamente, imediatamente após a utilização, para evitar a secagem de resíduos alimentares e

impedir o crescimento de bactérias. Não lavar as peças do aparelho na máquina de lavar louça.

Antes da primeira utilização

Antes de utilizar a máquina pela primeira vez, lavar com detergente e esterilizar com água a ferver todas as peças que entram em contacto com o leite (reservatório de leite, tê, válvula e funis), exceto o corpo principal. Siga as instruções de limpeza e desinfecção abaixo.

Após cada utilização

1. Após a utilização, desmontar o corpo principal e limpá-lo com um pano húmido e macio (1, fig. 11).
2. Após cada utilização, desmontar o aparelho nas suas partes individuais e lavar todas as partes separadas em contacto com o corpo e o leite com água morna para remover qualquer resíduo de leite.
3. Lavar todas as peças separadas em água morna com detergente suave e depois enxaguar bem em água corrente limpa.
4. Para desinfetar, coloque todos os artigos em água a ferver durante, pelo menos, 10 minutos. Certifique-se de que todos os componentes estão submersos na água e que nenhum toca diretamente no fundo do recipiente.
5. Deixar secar todas as partes da unidade sobre uma toalha limpa ou uma toalha de papel.
6. Guarde as peças do aparelho num saco limpo, num recipiente ou noutro local limpo até à próxima utilização. Se as peças ainda estiverem húmidas, não as guardar num recipiente fechado.

ATENÇÃO

Não lave o corpo principal em água corrente e não utilize produtos de limpeza ou tecidos abrasivos para o limpar. Isto pode originar numa perturbação do ecrã. Limpar as partes que estiveram em contacto com o corpo uma vez por dia e após cada utilização. Tenha cuidado para não danificar a unidade ao limpá-la. Não utilizar ferramentas afiadas para limpar as peças de silicone, pois podem danificá-las.

Ter cuidado para não danificar a válvula de aspiração durante a limpeza. Se ficar danificado, o aparelho não funcionará corretamente.

Retirar cuidadosamente a válvula de aspiração da unidade. Para o limpar, enxaguar com água limpa. Não introduza o dedo ou nenhum objeto, pois isso pode provocar danos.

Não utilizar desinfetantes para limpar a unidade.

Se, após a esterilização na água, se notar um resíduo branco em algumas partes do aparelho, isso pode indicar que a água utilizada é dura. Limpe os resíduos com um pano limpo e deixe as peças secarem sozinhas.

Resolução de problemas

Problema	Solução
O aparelho não liga	• A pilha do dispositivo pode ter descarregado ou entrado num estado de proteção causado por um armazenamento prolongado. Ligue o dispositivo ao adaptador para ativar a bateria. • A pilha deve ser totalmente carregada antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e após um longo período de armazenamento.
O tempo de funcionamento não é contado regressivamente quando o botão de pausa/ arranque é premido	• Contactar um centro de assistência autorizado.
A unidade deixou de bombear (o corpo principal não funciona) após de pressionar o botão de pausa/ início	• Certifique-se de que o dispositivo está ligado. • Contactar um centro de assistência autorizado

Problema	Solução
Aspiração insuficiente ou inexistente	• Verificar se todas as peças da unidade estão limpas, secas, corretamente e completamente montadas. Deve ser dada especial atenção à direção correta de instalação da válvula de admissão. • Verificar se o conector está corretamente encaixado no recipiente. • Verificar se o funil de silicone do dispositivo se ajusta corretamente ao peito. • Se a potência de aspiração não melhorar, contacte um centro de assistência técnica autorizado. • Verificar a existência de fissuras e cavidades nas partes da unidade.
Dor ou desconforto	• Ajustar o nível de intensidade ou alterar o modo. • Alterar a posição ou o alinhamento dos seios. • Em caso de dor ou desconforto persistentes, consulte o seu médico.

As fotos são para fins ilustrativos, a aparência real dos produtos pode diferir das apresentadas nas fotos.

GR

Αγαπητέ Πελάτη!

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: help@lionelo.com

Κατασκευαστής:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Πολωνία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του και να το χρησιμοποιήσετε όπως προβλέπεται.

Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας και η χρήση του προϊόντος με τρόπο ασύμφωνο προς τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες γιατί μπορεί να τις χρειαστείτε στο μέλλον.

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα χωρίς τις σχετικές γνώσεις και εμπειρία στη χρήση της συσκευής, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν προηγουμένως ενημερωθεί περί της ασφαλούς χρήσης της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχει.
2. Η συσκευή αυτή δεν αποτελεί παιχνίδι. Μην επιτρέψετε στα παιδιά να παίζουν με αυτή. Διατηρείτε τη συσκευή με μέρος μη προσβάσιμο για τα παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
3. Μην επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
4. Μην θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη. Αυτό ισχύει τόσο για την ίδια τη συσκευή όσο και για τα εξαρτήματά της, π.χ. το καλώδιο USB.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αρχίζει να δυσλειτουργεί, έχει πέσει ή έχει βυθιστεί σε νερό, θερμαίνεται υπερβολικά, παρουσιάζονται επάνω της αποχρωματισμοί, διογκώσεις ή άλλα μη φυσιολογικά φαινόμενα. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
6. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα χωρίς επίβλεψη.
7. Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές θερμοκρασίες, καυτές επιφάνειες, άμεσο ηλιακό φως, πηγές σπινθήρων, ανοιχτές φλόγες, λάδια και αιχμηρές άκρες.

8. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της συσκευής. Μην πλένετε με νερό την κύρια μονάδα που περιέχει τον κινητήρα.
9. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
10. Μη βυθίζετε ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μη προβλεπόμενο τρόπο.
12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην αγγίζετε το τροφοδοτικό με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του θηλάστρου είναι στεγνά πριν από τη συναρμολόγηση της συσκευής.
13. Πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
14. Πριν και μετά από κάθε χρήση, πλύνετε και απολυμάνετε όλα τα στοιχεία που κατά τη χρήση εφάπτονται στο σώμα και θα έρθουν σε άμεση επαφή με το γάλα.
15. Στεγνώστε σχολαστικά κάθε αντικείμενο πριν από τη χρήση και την αποθήκευση.
16. Για λόγους υγιεινής, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα άτομο.
17. Εάν η χρήση του θηλάστρου προκαλεί δυσφορία ή πόνο, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
19. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένες ή όταν κοιμάστε.
20. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ είστε ξαπλωμένες ή κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης ή δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
22. Εάν περάσουν παραπάνω από 5 λεπτά και δεν εμφανιστεί μητρικό γάλα κατά τη χρήση της συσκευής, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το θηλάστρο και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
23. Εάν έχετε εμφυτευμένο βηματοδότη ή άλλη ηλεκτρική συσκευή, συνιστάται να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

24. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην υψηλότερη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος (30°C) για 30 λεπτά, το ένθετο σιλικόνης μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία 45°C.
25. Συνιστάται η αντικατάσταση των στοιχείων που έρχονται σε επαφή με το γάλα κάθε περίπου 3-6 μήνες, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης καθώς και σε περίπτωση που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
26. Μην εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες της σε ακραίες θερμοκρασίες. Το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας για τη φόρτιση της μπαταρίας είναι 5°C - 35°C.
27. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
28. Μη χρησιμοποιείτε γάλα από μπουκάλια ή δοχεία που έχουν πάνω τους σημάδια ζημιάς.
29. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
30. Λάβετε υπόψη σας τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος της υποδοχής USB-C της αντλίας ή της μπαταρίας από μεταλλικά αντικείμενα ή υγρά.
31. Εάν ένα ηλεκτρικό προϊόν έχει έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά, μην το αγγίζετε και, εάν είναι δυνατόν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, απενεργοποιήστε την και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
32. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την οδήγηση οχημάτων.
33. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Διάγραμμα συσκευής (εικ. Α)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Χωνάκι σιλικόνης με σήραγγα θηλής | 7. Άνοιγμα έγχυσης γάλακτος |
| 2. Προσαρμογέας | 8. Καλώδιο USB |
| 3. Μεμβράνη σιλικόνης | 9. Κλιπ στηθόδεσμου |
| 4. Βαλβίδα αναρρόφησης | 10. Χωνάκια με διάμετρο 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm και 24 mm |
| 5. Κύριο σώμα | |
| 6. Δοχείο γάλακτος | |

Διάγραμμα του κύριου σώματος (εικ. Β)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | 3. Αύξηση του επιπέδου έντασης |
| 2. Διακόπτης παύσης / έναρξης | 4. Μείωση του επιπέδου έντασης |
| | 5. Αλλαγή τρόπου λειτουργίας |

Διάγραμμα οθόνης (εικ. C)

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Ένδειξη του επιπέδου έντασης της λειτουργίας | 4. Λειτουργία εξαγωγής γάλακτος |
| 2. Ένδειξη του χρόνου λειτουργίας | 5. Λειτουργία μασάζ |
| 3. Ένδειξη στάθμης μπαταριών | 6. Μονάδα χρόνου λειτουργίας |

Λειτουργίες του θηλάστρου

1. Λειτουργία μασάζ - 9 επίπεδα. Το μασάζ προσομοιώνει την αρχική φάση θηλασμού του μωρού κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
2. Λειτουργία άντλησης γάλακτος - 9 επίπεδα. Η λειτουργία αυτή προσομοιώνει τη βαθύτερη φάση θηλασμού του μωρού κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Συναρμολόγηση του θήλαστρου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι πλύνετε και απολυμάνετε όλα τα τμήματα της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το γάλα. Για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή, όλα τα μέρη της πρέπει να είναι εντελώς στεγνά.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν από την εγκατάσταση. Αποφύγετε να αγγίζετε με τα χέρια σας τις εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής και τα μέρη της που έρχονται σε επαφή με το γάλα και τη σάρκα.

1. Εισάγετε τη μεμβράνη σιλικόνης στο δοχείο γάλακτος (εικ. 1).
2. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αναρρόφησης (4, εικ. Α) στον σύνδεσμο (2, εικ. Α). Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα έχει μπει μέχρι τέρμα και ότι είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση (1, εικ. 2).

3. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο πάνω στη μεμβράνη σιλικόνης στο δοχείο γάλακτος (εικ. 2). Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος πιέζεται όσο το δυνατόν περισσότερο.
4. Τοποθετήστε το χωνάκι σιλικόνης (1, εικ. Α) στο δοχείο γάλακτος. Τοποθετήστε το χωνάκι σιλικόνης στο άνοιγμα έγχυσης γάλακτος (εικ. 3) στο δοχείο γάλακτος. Πιέστε και με τα δύο χέρια τη σήραγγα της θηλής (1, εικ. Α) επάνω στο σύνδεσμο και τις άκρες της φλάντζας του χωνιού επάνω στις άκρες του δοχείου γάλακτος (6, εικ. Α) έτσι ώστε να εξασφαλίσετε πλήρη στεγανοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο του χωνιού και η σήραγγα της θηλής έχουν συνδεθεί σωστά.
5. Συνδέστε το κύριο σώμα με το δοχείο γάλακτος (εικ. 4). Βεβαιωθείτε ότι το κύριο σώμα έχει τοποθετηθεί σωστά.
6. Πιέστε το θήλαστρο σφιχτά πάνω στο στήθος. Βεβαιωθείτε ότι το χωνάκι που επιλέξατε ταιριάζει καλά και ότι η θηλή βρίσκεται στη σήραγγα θηλής (1, εικ. Α) και είναι κεντραρισμένη. Τοποθετήστε τη συσκευή στο στήθος (εικ. 5).
7. Για δύσκαμπτους και άκαμπτους στήθοδες, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κούμπωμα για στήθος. Για να το κάνετε αυτό, ξεκρεμάστε την τιράντα του σουτιέν και έπειτα προσαρμόστε το κούμπωμα και ρυθμίστε το μήκος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας (εικ. 6).

Η άντληση γάλακτος δεν πρέπει να είναι επώδυνη. Εάν η χρήση του θήλαστρου προκαλεί δυσφορία ή πόνο, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εφαρμόζει καλά στο στήθος και ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του στήθους και της χωνιού σιλικόνης. Μια κακή εφαρμογή θα επηρεάσει την ποσότητα του αντλούμενου μητρικού γάλακτος.

Η συσκευή μπορεί να φορεθεί με ένα συνηθισμένο στήθος θηλασμού, είτε σε καθιστή είτε όρθια θέση. Πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε η θέση της συσκευής να μην αλλάξει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας της συσκευής. Μην σκύβετε ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Τρόπος χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Φορτίστε τη συσκευή επί 2 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Πλύνετε τα χέρια σας πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του θηλάστρου έχουν συναρμολογηθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και ότι η ίδια η συσκευή είναι σωστά προσαρμοσμένη στο σώμα σας.

Μη χρησιμοποιείτε πολύ υψηλό επίπεδο έντασης που προκαλεί δυσφορία ή πόνο.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (1, εικ. 7). Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί στην τελευταία λειτουργία στην οποία λειτουργούσε κατά την προηγούμενη χρήση.
2. Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας κατά τη διάρκεια της χρήσης, πατήστε το κουμπί αλλαγής τρόπου λειτουργίας (2, εικ. 7).
3. Ο δείκτης επιπέδου έντασης τρόπου λειτουργίας (1, εικ. C) εμφανίζει το τρέχον επίπεδο λειτουργίας της συσκευής. Πιέστε τα πλήκτρα μείωσης και αύξησης του επιπέδου έντασης (3, εικ. 7) για να αλλάξετε τα επίπεδα έντασης της λειτουργίας μεταξύ 1 και 9.
4. Πατήστε το πλήκτρο παύσης / έναρξης (2, εικ. B) για να σταματήσετε τη συσκευή (λειτουργία παύσης). Πιέστε ξανά για συνέχιση της λειτουργίας (4, εικ. 7). Σε περίπτωση μεγαλύτερης παύσης της λειτουργίας η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
5. Για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό ώστε να ελέγξετε τη στάθμη του γάλακτος που έχει συλλεχθεί, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο παύσης / έναρξης (4, εικ. 7). Για να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό, πατήστε παρατεταμένα ξανά το ίδιο πλήκτρο.
6. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (1, εικ. B).

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας εάν δεν λάβει χώρα καμμία ενέργεια.

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία μνήμης. Μετά την αλλαγή ή την απενεργοποίηση μιας λειτουργίας, η συσκευή απομνημονεύει αυτόματα το επίπεδο έντασης της αντίστοιχης λειτουργίας από την προηγούμενη χρήση.

Η ένδειξη ώρας (2, εικ. C) εμφανίζει την τρέχουσα ώρα χρήσης της συσκευής. Εάν η συσκευή σταματήσει (λειτουργία παύσης), θα εμφανίζεται ο τρέχων χρόνος χρήσης μέχρι να συνεχιστεί η λειτουργία ή να απενεργοποιηθεί η

συσκευή. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα περίοδο άντλησης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.

Για να ρυθμίσετε το κατάλληλο επίπεδο έντασης μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, αυξήστε το μέχρι να αισθανθείτε ήπια δυσφορία (όχι πόνο!) και έπειτα μειώστε το επίπεδο κατά ένα.

Έκχυση γάλακτος

1. Ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, σκύψτε ελαφρά προς τα εμπρός για να βεβαιωθείτε ότι όλο το γάλα από τη σήραγγα της θηλής έχει στραγγίξει στο δοχείο (1, εικ. 8). Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε απαλά τη συσκευή από το στηθόδεσμο και αποσυνδέστε το κύριο σώμα από τη συσκευή (2, εικ. 8).
3. Γείρετε το δοχείο γάλακτος έτσι ώστε το στρογγυλεμένο μέρος να βρίσκεται στο κάτω μέρος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το άνοιγμα για την έκχυση του γάλακτος (7, εικ. Α), αδειάστε το γάλα στο μπουκάλι ή στο δοχείο στο οποίο θα αποθηκευτεί (3, εικ. 8).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αποθήκευση γάλακτος. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή στο ψυγείο.

Αποθήκευση και θέρμανση του γάλακτος

Αποθήκευση

1. Σε θερμοκρασία δωματίου (16-25°C) το γάλα μπορεί να διατηρηθεί για έως και 4 ώρες (έως και 6 ώρες σε περίπτωση πολύ καθαρών συνθηκών λήψης του γάλακτος).
2. Στο ψυγείο (4°C) το γάλα μπορεί να διατηρηθεί για έως και 3 ημέρες (έως και 5 ημέρες σε περίπτωση πολύ καθαρών συνθηκών λήψης του γάλακτος).
3. Στην κατάψυξη (-18°C) το γάλα μπορεί να διατηρηθεί για έως και 6 μήνες (έως και 9 μήνες σε περίπτωση πολύ καθαρών συνθηκών λήψης του γάλακτος).
4. Μην αποθηκεύετε το γάλα στην πόρτα του ψυγείου.

Απόψυξη και θέρμανση

1. Καταψύξτε το γάλα σε πλαστικά μπουκάλια για τρόφιμα ή σε σακούλες αποθήκευσης γάλακτος.
2. Για να παγώσετε το γάλα, γεμίστε το δοχείο κατά τα $\frac{3}{4}$ γιατί το γάλα διαστέλλεται όταν παγώσει.
3. Για να διατηρήσετε τη θρεπτική αξία του γάλακτος, αποψύξτε το φυσικά στο ψυγείο (για έως 24 ώρες) ή σε θερμοκρασία δωματίου (για έως 2 ώρες). Μπορείτε επίσης να ξεπαγώσετε το γάλα κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό σε μέγιστη θερμοκρασία 37°C. Στη συνέχεια, το γάλα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την απόψυξη.
4. Πριν ταΐσετε το μωρό, ανακινήστε απαλά το δοχείο με το γάλα ώστε να αναμειχθεί ομοιόμορφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν το τάισμα.

Μην ξεπαγώνετε το κατεψυγμένο γάλα στο φούρνο μικροκυμάτων ή σε βραστό νερό ώστε να αποφύγετε την απώλεια των θρεπτικών αξιών και την πρόκληση εγκαυμάτων στο παιδί σας.

Ποτέ μην ξαναπαγώνετε γάλα που έχει ήδη ξεπαγώσει και μην το αποθηκεύετε ποτέ σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο.

Μη χρησιμοποιείτε γάλα από συσκευασίες που παρουσιάζουν σημάδια ζημιάς.

Φόρτιση

1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου USB-C στην υποδοχή της συσκευής που βρίσκεται στο πλάι του κύριου σώματος (εικ. 9) και το άλλο άκρο με το βύσμα USB σε προσαρμογέα USB (δεν περιλαμβάνεται στο σετ).
2. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας αναβοσβήνει (3, εικ. C). Όταν πάψει να αναβοσβήνει, σημαίνει η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή επί 2 ώρες.

Για να διατηρήσετε τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό μέρος, φορτίστε την πριν αδειάσει εντελώς η μπαταρία και φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.

Για τη φόρτιση χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα 5V DC 1A.

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Αφού αφαιρέσετε το κύριο σώμα, ανοίξτε το δοχείο γάλακτος από το κάτω μέρος τραβώντας το χωνάκι σιλικόνης (1, εικ. 10).
2. Τραβήξτε το χωνάκι σιλικόνης ώστε να το διαχωρίσετε από τη συσκευή και έπειτα αφαιρέστε τη συναρμολογημένη σύνδεση από το δοχείο (2, εικ. 10).
3. Διαχωρίστε τη βαλβίδα αναρρόφησης από τη σύνδεση τύπου T του θηλάστρου (3, εικ. 10).

Καθαρισμός και απολύμανση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καθαρίζετε ή απολυμαίνετε το κύριο σώμα ή το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Αυτά τα μέρη δεν έρχονται σε επαφή με την τροφή.

Πλύνετε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το σώμα και το γάλα χωριστά το ένα από το άλλο, αμέσως μετά τη χρήση, για να αποφύγετε το στέγνωμα των υπολειμμάτων τροφής και την πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων. Μην πλένετε κανένα στοιχείο της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.

Πριν από τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε τη με ένα καθαριστικό και στη συνέχεια αποστειρώστε με βραστό νερό όλα τα μέρη της που θα έρθουν σε επαφή με το γάλα (δοχείο γάλακτος, μπλουζάκι, βαλβίδα τύπου T και χωνάκι), εκτός από το κύριο σώμα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης.

Μετά από κάθε χρήση

1. Μετά τη χρήση, αποσυναρμολογήστε το κύριο σώμα και καθαρίστε το με ένα υγρό και μαλακό πανί (1, εικ. 11).
2. Μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε τη συσκευή σε μεμονωμένα μέρη και πλύνετε όλα τα διαχωρισμένα μέρη που έρχονται σε επαφή με το σώμα και το γάλα με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφής.
3. Πλύνετε όλα τα διαχωρισμένα μέρη σε ζεστό νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό τρεχούμενο νερό.
4. Για την απολύμανση, τοποθετήστε όλα αυτά τα αντικείμενα σε βραστό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα είναι βυθισμένα στο νερό και κανένα δεν αγγίζει απευθείας τον πάτο του δοχείου.
5. Αφήστε όλα τα μέρη της συσκευής να στεγνώσουν επάνω σε μια καθαρή πετσέτα ή χαρτοπετσέτα.
6. Αποθηκεύστε τα εξαρτήματα της συσκευής σε καθαρή σακούλα, δοχείο ή άλλο καθαρό μέρος μέχρι την επόμενη χρήση. Εάν τα εξαρτήματα είναι ακόμα υγρά, μην τα αποθηκεύετε σε αεροστεγώς κλεισμένο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πλένετε το κύριο σώμα κάτω από τρεχούμενο νερό και μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή λειαντικά πανιά για να το καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της λειτουργίας της οθόνης.

Καθαρίζετε τα μέρη που ήρθαν σε επαφή με το σώμα μία φορά την ημέρα καθώς και μετά από κάθε χρήση. Προσέξτε να μην προξενήσετε βλάβη στη συσκευή όταν την καθαρίζετε.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για να καθαρίσετε τα στοιχεία σιλικόνης, καθώς αυτό μπορεί να τα καταστρέψει.

Κατά τον καθαρισμό προσέξτε να μην καταστρέψετε τη βαλβίδα αναρρόφησης. Εάν υποστεί βλάβη, η συσκευή δεν θα λειτουργεί σωστά.

Αφαιρέστε τη βαλβίδα αναρρόφησης από τη συσκευή με προσοχή. Κατά τον καθαρισμό της, ξεπλύνετε την με καθαρό νερό. Μην εισάγετε το δάχτυλό σας ή οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα της, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής.

Εάν, μετά την αποστείρωση σε νερό, παρατηρήσετε λευκά υπολείμματα σε ορισμένα σημεία της συσκευής, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το νερό που χρησιμοποιήσατε είναι σκληρό. Σκουπίστε το υπόλειμμα χρησιμοποιώντας μια καθαρή πετσέτα και αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν μόνα τους.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	• Η μπαταρία της συσκευής μπορεί να έχει αποφορτιστεί ή να έχει περιέλθει σε κατάσταση προστασίας λόγω μακράς αποθήκευσης. Συνδέστε τη συσκευή στον προσαρμογέα για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία. • Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά καθώς και μετά από μακροχρόνια αποθήκευση.
Ο χρόνος λειτουργίας δεν μετράται αντίστροφα μετά το πάτημα του πλήκτρου παύσης / έναρξης	• Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Η συσκευή σταμάτησε να αντλεί γάλα (το κύριο σώμα δεν λειτουργεί) μετά το πάτημα του πλήκτρου παύσης / εκκίνησης	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. • Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της συσκευής.

Πρόβλημα	Λύση
Ανεπαρκής ή μηδενική αναρρόφηση	• Ελέγξτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής είναι καθαρά, στεγνά, σωστά και πλήρως συναρμολογημένα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή κατεύθυνση εγκατάστασης της βαλβίδας αναρρόφησης. • Ελέγξτε ότι ο σύνδεσμος είναι σωστά τοποθετημένος στο δοχείο. • Ελέγξτε ότι το χωνάκι σιλικόνης της συσκευής εφαρμόζει καλά στο στήθος. • Εάν η ισχύς αναρρόφησης δεν έχει βελτιωθεί, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της συσκευής. • Ελέγξτε τα μέρη της συσκευής για ρωγμές και κοιλότητες.
Πόνος ή δυσφορία	• Προσαρμόστε το επίπεδο έντασης ή αλλάξτε τη λειτουργία. • Αλλάξτε τη θέση σας ή τη θέση των μαστών. • Σε περίπτωση συνεχούς πόνου ή δυσφορίας, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Οι φωτογραφίες είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς, η πραγματική εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες που απεικονίζονται.

EE

Lugupeetud kliendid!

Kui teil on ostetud toote kohta mis tahes märkusi või küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil: **help@lionelo.com**

Tootja:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poola

TÄHTIS TEAVE

Enne toote kasutamist lugege see juhend läbi, et tutvuda toote funktsioonidega ja kasutada seda otstarbe kohaselt.

Ohutusjuhiste eiramine ja juhendile mittevastav kasutamine võib põhjustada tervisekahjustusi.

Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. Seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, samuti isikud, kellel puuduvad asjakohased teadmised ja kogemused seadme kasutamise kohta, tingimusel et nende tegevuse üle teostatakse järelevalvet või neid on eelnevalt juhendatud seadme ohutu kasutamise ja sellega seotud ohtude osas.
2. See seade ei ole mänguasi. Ärge laske lastel sellega mängida. Hoidke toode lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi ilma täiskasvanu järelevalveta toodet puhastada ega hooldada.
3. Ärge parandage ega muutke seadet. Neid toiminguid võib teha ainult volitatud teeninduskeskus. Kasutada tohib ainult originaalvaruosi.
4. Ärge kasutage seadet, kui märkate kahjustusi. See kehtib nii seadme enda kui ka selle lisaseadmete, nt USB-kaabli kohta.
5. Ärge kasutage seadet, kui see ei toimi korralikult, kui see on maha kukkunud või vette uputatud, kui see muutub liiga kuumaks, kui esineb värvimuutusi, muljumist või muid ebanormaalseid nähtusi. Võtke ühendust tootja volitatud teenindusega.
6. Ärge kunagi jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelevalveta.
7. Seade ei talu kõrgeid temperatuure. Kasutage seadet eemal soojusallikatest, kõrgetest temperatuuridest, kuumadest pindadest, otsesest päikesevalgusest, sädemeallikatest, lahtisest leegist, õlist ja teravatest servadest.
8. Ärge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale. Ärge peske peamist mootoriüksust veega.
9. Pärast iga kasutamist lülitage seade välja.
10. Ärge kastke kogu seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage vee lähedal.
11. Ärge kasutage seadet vastupidiselt selle ettenähtud otstarbele.

12. Ärge kasutage seadet ega puudutage toiteallikat märgade või niiskete kätega. Enne seadme kokkupanemist veenduge, et kõik rinnapumba osad oleksid kuivad.
13. Enne seadme puhastamist või tiigutamist teise kohta lülitage see välja ja eraldage see toiteallikast.
14. Enne ja pärast iga kasutamist peske ja desinfitseerige kõik keha külge kinnituvad ja piimaga otseselt kokkupuutuvad osad.
15. Kuivatage iga ese enne kasutamist ja ladustamist põhjalikult.
16. Hügieenikaalutlustel peaks seadet kasutama üks inimene.
17. Kui rinnapumba kasutamine põhjustab ebamugavust või valu, lõpetage kohe seadme kasutamine.
18. Ärge kasutage seadet kogu raseduse ajal.
19. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või magamise aegu.
20. Seadme kasutamisel laste läheduses tuleb olla eriti ettevaatlik.
21. Ärge kasutage seadet lamades või pingelise treeningu või tegevuse ajal, mis võib tekitada vigastusi.
22. Kui rinnapiima ei välju seadme kasutamise ajal rohkem kui 5 minuti jooksul, lõpetage pumba kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.
23. Kui teil on implanteeritud südamestimulaator või muu elektriline seade, on soovitatav enne seadme kasutamist konsulteerida arstiga.
24. Kui seadet kasutatakse 30 minuti jooksul kõrgeimal lubatud ümbritseval temperatuuril (30 °C), võib silikoonist sisetükk jõuda temperatuurini 45 °C.
25. Piimaga kokkupuutuvaid elemente on soovitatav vahetada ligikaudu iga 3-6 kuu tagant, olenevalt seadme kasutussagedusest ja kui seadet ei kasutata pikemat aega.
26. Ärge jätke seadet ja selle akusid äärmuslikele temperatuuride kätte. Lubatud temperatuurivahemik, milles akut saab laadida, on 5 °C - 35 °C.
27. Kui aku on täielikult laetud, eemaldage seade kohe vooluvõrgust.
28. Ärge kasutage piima sellistest pudelitest või mahutitest, millel on kahjustuste jäljed.
29. Selles seadmes kasutatavad patareid ei ole vahetatavad.
30. Pidage meeles, et metallesemed või vedelikud võivad pumba USB-C-porti või akut lühistada.

31. Kui elektritoode on kokku puutunud vee või muude vedelikega, ärge seda puudutage ning võimalusel ühendage seade vooluvõrgust lahti, lülitage see välja ja võtke ühendust tootjaga.
32. Ärge kasutage seadet sõidu ajal.
33. See seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

Seadme skeem (joonis A)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nibutunneliga silikoonlehter | 7. Auk toidu kallamiseks |
| 2. Liitmik | 8. USB-C-kaabel |
| 3. Silikoonmembraan | 9. Rinnahoidja lukk |
| 4. Imemisventiil | 10. Lehtrid läbimõõduga 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm ja 24 mm |
| 5. Põhikorpuse | |
| 6. Piimamahuti | |

Põhikorpuse skeem (joonis B)

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sisse/välja lüliti | 4. Intensiivsuse taseme vähendamine |
| 2. Pausi/käivitusnupp | 5. Töörežiimi vahetamine |
| 3. Intensiivsuse taseme tõstmine | |

Ekraani diagramm (joonis C)

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Režiimi intensiivsuse taseme indikaator | 4. Ekstraheerimisrežiim |
| 2. Tööaja indikaator | 5. Massaaži režiim |
| 3. Aku taseme indikaator | 6. Tööaja ühik |

Rinnapumba režiimid

1. Massaažirežiim – 9 taset. Massaaž simuleerib lapse esialgset imemisfaasi imetamise ajal.
2. Ekstraheerimisrežiim – 9 taset. See režiim simuleerib lapse sügavat imemisfaasi imetamise ajal.

Rinnapumba paigaldamine

TÄHELEPANU!

Veenduge, et kõik seadme osad, mis piimaga kokku puutuvad, on pestud ja desinfitseeritud. Seadme kahjustamise vältimiseks peavad kõik osad olema täiesti kuivad.

Enne kokkupanekut peske käed. Vältige seadme sisepindade ja selle piimaga kokkupuutuvate osade ja keha puudutamist kätega.

1. Sisestage silikoonmembraan piimanõusse (joonis 1).
2. Paigaldage imemisventiil (4, joonis A) pistikusse (2, joonis A). Veenduge, et ventiil on täielikult sisestatud ja õiges suunas (1, joonis 2).
3. Paigaldage pistik piimaanuma silikoonmembraanile (joonis 2). Veenduge, et pistik oleks lõpuni vajutatud.
4. Paigaldage silikoonlehter (1, joonis A) piimaanumasse. Paigaldage silikoonlehter piimaanuma piimavalamise avasse (joonis 3). Suruge mõlema käega nibutunnel (1, joonis A) vastu ühenduskohta ja lehtri krae servad vastu piimamahuti servi (6, joonis A), et tagada täielik tihendus. Veenduge, et lehtri krae ja nibutunnel on korralikult haakunud.
5. Ühendage põhikorpuse piimaanumaga (joonis 4). Veenduge, et korpus on õigesti paigaldatud.
6. Suruge rinnapump tihedalt vastu rinda. Veenduge, et valitud lehter sobiks hästi ja et nibu oleks nibutunnelis (1, joonis A) ja selle keskel. Asetage seade rinnahoidjasse (joonis 5).
7. Jäikade ja paindumatute rinnahoidjate puhul kasutage kaasasolevat rinnahoidjakinnitust. Selleks võtke rinnahoidja rihm lahti, kinnitage klamber ja reguleerige pikkust vastavalt oma eelistustele (joonis 6).

Toidu pumpamine ei tohiks olla valus. Kui rinnapumba kasutamine põhjustab ebamugavust või valu, lõpetage kohe seadme kasutamine.

Veenduge, et seade istuks rinnale hästi ning et rinna ja silikoonlehtri vahele ei jääks ruumi. Halb sobivus mõjutab pumbatava rinnapiima kogust.

Seadet saab kanda koos tavalise rinnahoidjaga, kas istudes või seistes. Tuleb jälgida, et seadme asend ei muutuks töö ajal. See võib seadme töö katkestada. Ärge kummarduge seadme kasutamise ajal.

Kasutusjuhend

TÄHELEPANU!

Enne esmakordset kasutamist laadige seadet 2 tundi.

Enne kasutamist peske käed. Veenduge, et rinnapumba kõik osad on vastavalt paigaldusjuhistele õigesti kokku pandud ja seade ise on õigesti korpusega reguleeritud.

Ärge kasutage liiga suurt võimsust, mis võib põhjustada ebamugavustunnet või valu.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all sisse/välja lüliti (1, joonis 7). Seade lülitub sisse viimases režiimis, milles see eelmisel kasutuskorral töötas.
2. Töörežiimi muutmiseks kasutamise ajal vajutage töörežiimi lüliti nuppu (2, joonis 7).
3. Režiimi intensiivsuse taseme indikaator (1, joonis C) näitab seadme hetke töötaset. Vajutage intensiivsuse taseme vähendamise ja suurendamise nuppe (3, joonis 7), et liikuda režiimi intensiivsuse tasemete vahel vahemikus 1 kuni 9.
4. Seadme peatamiseks (pausirežiim) vajutage pausi/käivitusnuppu (2, joonis B). Töö jätkamiseks vajutage uuesti (4, joonis 7). Kui tööpaus kestab pikemat aega, lülitub seade 3 minuti pärast automaatselt välja.
5. Taustvalgustuse sisselülitamiseks kogutud piima taseme kontrollimiseks vajutage ja hoidke all pausi/käivitusnuppu (4, joonis 7). Taustvalgustuse väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti ja hoidke seda all.
6. Seadme väljalülitamiseks vajutage korraks sisse/välja nuppu (1, joonis B). Seade lülitub automaatselt välja pärast 30-minutilist tööd ja kui tegevust ei toimu. Tootel on mälufunktsioon. Kui režiim lülitatakse välja või vahetatakse, jätab seade automaatselt meelde vastava režiimi intensiivsuse taseme eelmisest kasutamisest. Ajaindikaator (2, joonis C) näitab seadme hetke tööaega. Kui seade lakkab töötamast (pausirežiim), kuvatakse hetke kasutusaeg kuni töö jätkamiseni või seadme väljalülitamiseni. Kui soovite alustada uut pumpamisseanssi, lülitage seade sisse ja välja, vajutades sisse/välja lüliti.

Teatud režiimi intensiivsuse taseme reguleerimiseks suurendage seda, kuni tunnete kerget ebamugavustunnet (mitte valu!), seejärel vähendage taset ühe võrra.

Piima valamine

1. Seadme töötamise ajal kallutage veidi ettepoole, veendumaks, et kogu nibutunnelist tulev piim on mahutisse voolanud (1, joonis 8). Lülitage seade välja.
2. Eemaldage seade ettevaatlikult rinnahoidjast ja ühendage põhikorpuse rinnahoidjast lahti (2, joonis 8).
3. Kallutage piima anumale nii, et ümar osa jääks allapoole. Seejärel kandke piim ülevooluava (7, joonis A) abil pudelisse või anumasse, kus seda kavatsetakse säilitada (3, joonis 8).

TÄHELEPANU!

Ärge kasutage seadet piima säilitamiseks. Ärge hoidke seadet külmkapis.

Piima säilitamine ja kuumutamine

Säilitamine

1. Toatemperatuuril (16-25°C) võib piima säilitada kuni 4 tundi (väga puhtates kogumistingimustes kuni 6 tundi).
2. Külmkapis (4°C) võib piima säilitada kuni 3 päeva (väga puhtastes kogumistingimustes korral kuni 5 päeva).
3. Sügavkülmas (-18°C) võib piima säilitada kuni 6 kuud (väga puhtastes kogumistingimustes kuni 9 kuud).
4. Ärge hoidke piima külmiku uksest.

Külmutamine ja soojendamine

1. Külmutage piima toidukõlblikes plastpudelites või piima säilitamise kottides.
2. Piima külmutamiseks täitke anum $\frac{3}{4}$ ulatuses, sest külmumisel piim paisub.
3. Piima toiteväärtuse säilitamiseks sulatage see loomulikult külmkapis (kuni 24 tundi) või toatemperatuuril (kuni 2 tundi). Võite piima sulatada ka jooksva sooja vee all, mille maksimaalne temperatuur on 37 °C. Seejärel tuleks piim pärast sulatamist kohe kasutada.
4. Enne söötmist raputage piimapakendit ettevaatlikult, et see ühtlaselt seguneks.

TÄHELEPANU!

Enne serveerimist kontrollige alati piima temperatuuri.

Ärge sulatage külmutatud piima mikrolaineahjus ega keevas vees, et vältida toiteväärtuse kadumist ja põletusi teie lapsele.

Ärge kunagi uuesti külmutage juba sulanud piima ja ärge kunagi hoidke seda toatemperatuuril või külmkapis.

Ärge kasutage piima pakenditest, millel on kahjustuse tunnused.

Laadimine

1. Ühendage USB-C-kaabli pistik seadme toitepistikupessa põhikorpuse küljel (joonis 9) ja teine ots koos USB-pistikuga USB-adapterisse (ei kuulu komplekti).
2. Laadimise ajal vilgub aku taseme indikaator (3, joonis C). Kui vilkumine peatub, näitab see, et seade on täielikult laetud.

TÄHELEPANU!

Enne esmakordset kasutamist laadige seadet 2 tundi.

Aku pika eluea säilitamiseks hoidke seadet jahedas kohas, laadige seda enne aku nullini tühjenemist ja laadige seade enne hoiustamist täielikult.

Kasutage laadimiseks 5 V DC 1A adapterit.

Seadme lahtivõtmine

1. Pärast põhikorpuse eemaldamist avage piimamahuti altpoolt, tõmmates silikoonist lehtrist (1, joonis 10).
2. Tõmmates silikoonist lehtrit, eraldage see seadmest ja tõmmake seejärel kokkupandud pistik (2, joonis 10) konteinerist välja.
3. Eraldage imemisventiil rinnapumba tükkidest (3, joonis 10).

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine

TÄHELEPANU!

Ärge puhastage ega desinfitseerige seadme korpust ega toitejuhet. Need osad ei puutu toiduga kokku.

Kõik keha ja piimaga kokkupuutuvad osad peske kohe pärast kasutamist üksteisest eraldi, et vältida toidujääkide kuivamist ja bakterite kasvu. Ärge peske seadme ühtegi osa nõudepesumasinas.

Enne esmakordset kasutamist

Enne masina esmakordset kasutamist peske masinat pesuvahendiga ja seejärel steriliseerige keeva veega kõik selle osad, mis piimaga kokku puutuvad (piimamahuti, vahetükk, ventiil ja trummel), välja arvatud põhikorpuse. Järgige allolevaid puhastus- ja desinfitseerimisjuhiseid.

Pärast iga kasutuskorda

1. Pärast kasutamist demonteerige põhikorpuse ja puhastage see niiske ja pehme lapiga (1, joon. 11).
2. Pärast iga kasutuskorda võtke seade üksikuteks osadeks lahti ja peske kõik piimaga kokkupuutuvad osad sooja veega, et piimajäägid kõrvaldada.
3. Peske kõik eraldatud osad soojas vees pehme pesuvahendiga ja seejärel loputage hoolikalt puhta jooksva vee all.
4. Desinfitseerimiseks asetage kõik esemed vähemalt 10 minutiks keevasse vette. Veenduge, et kõik esemed oleksid vette kastetud ja ükski neist ei puudutaks otseselt poti põhja.
5. Laske seadme kõigil osadel puhtal rätikul või paberrätikul kuivada.
6. Hoidke seadme osi kuni järgmise kasutamiseni puhtas kotis, konteineris või muus puhtas kohas. Kui osad on endiselt niisked, ärge hoidke neid tihedalt suletud anumad.

TÄHELEPANU!

Ärge peske põhikorpust jooksva vee all ning ärge kasutage selle puhastamiseks puhastusvahendeid ega abrasiivseid lappe. See võib põhjustada ekraani häireid. Puhastage kehaga kokku puutunud osi üks kord päevas ja pärast iga kasutuskorda. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada seadet selle puhastamisel.

Ärge kasutage silikoonelementide puhastamiseks teravaid tööriistu, kuna see võib neid kahjustada.

Olge ettevaatlik, et puhastamisel imemisventiili mitte kahjustada. Kui see on kahjustatud, ei tööta seade korralikult.

Imemisventiil tuleb seadmest ettevaatlikult eemaldada. Puhastamisel loputage seda puhta veega. Ärge sisestage sinna sõrmi ega mingeid esemeid, sest see võib tekitada kahjustusi.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks desinfitseerimisvahendeid.

Kui pärast veega steriliseerimist märkate seadme osadel valgeid jääke, võib see tähendada, et kasutatav vesi on kõva. Pühkige jäägid puhta rätikuga ja laske osadel ise kuivada.

Tõrkeotsing

Probleem	Lahendus
Seade ei lülitu sisse	- Seadme aku võib olla tühjenenud või sattunud pika hoiustamise tõttu kaitseolekusse. Aku aktiveerimiseks peate oma seadme adapteriga ühendama. - Laadige aku täielikult enne seadme esmakordset kasutamist ja pärast pikaajalist hoiustamist.
Pausi/käivitusnupu vajutamisel tööaeg ei vähene	Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Pärast pausi/käivitamise nupu vajutamist lakkas masin pumpamast (põhikorpust ei tööta)	- Veenduge, et seade on laetud. - Võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega.
Ebapiisav või puuduv imemine	- Kontrollige, kas kõik seadme osad on puhtad, kuivad, õigesti ja täielikult kokku pandud. Erilist tähelepanu tuleks pöörata imemisventiili õigele paigaldussuunale. - Kontrollige, et pistik oleks korralikult konteineris. - Kontrollige, et seadme silikoonlehter sobiks tihedalt rinnaga. - Kui imemisvõimsus ei parane, võtke ühendust seadme volitatud teeninduskeskusega. - Kontrollige seadme osi pragude ja defektide suhtes.

Probleem	Lahendus
Valu või ebamugavustunne	- Reguleerige intensiivsuse taset või muutke töörežiimi. - Muutke oma rindade asendit või paigutust. - Kui valu või ebamugavustunne püsib, pidage nõu oma arstiga.

Fotod on illustratiivsed, toodete tegelik välimus võib erineda fotodel kujutatust.

LV

Dārgais Klient!

Ja Tev ir kādas piezīmes vai jautājumi attiecībā uz iegādāto produktu, sazinies ar mums: **help@lionelo.com**

Ražotājs:

BrandLine Group Sp. z o.o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Polija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Izlasiet šo instrukciju pirms produkta pirmās lietošanas reizes, lai iepazītos ar visām tā funkcijām un izmantotu to atbilstoši paredzētajam lietojumam. Drošības norādījumu neievērošana un lietošana neatbilstoši instrukcijai var radīt kaitējumu veselībai.

Saglabājiet šo instrukciju turpmākai uzziņai.

- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.

2. Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem ar to spēlēties. Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Tīrīšanas un apkopes darbus bērni drīkst veikt tikai atbildīgās personas uzraudzībā.
3. Nedrīkst labot un modificēt ierīci. Šos darbus var veikt tikai pilnvarots serviss. Izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
4. Neieslēdziet ierīci, ja ir redzami bojājumi. Tas attiecas gan uz pašu ierīci, gan uz tās piederumiem, piem. USB kabeli.
5. Nelietojiet ierīci, ja tā darbojas nepareizi, tika nomesta zemē vai iegremdēta ūdenī, pārmērīgi sakarst, rodas krāsa izmaiņas, deformācijas vai ir citas neparastas parādības. Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto servisu.
6. Nekad neatstājiet ierīci, kas pievienota strāvas kontaktligzdai, bez uzraudzības.
7. Šī ierīce nav izturīga pret augstu temperatūru. Sargājiet ierīci no siltuma avotiem, augstām temperatūrām, karstām virsmām, tiešiem saules stariem, dzirkstelēm, atklātas liesmas, eļļām un asām malām.
8. Nelietojiet ķīmiskās vielas ierīces tīrīšanai. Nemazgājiet galveno motora bloku ar ūdeni.
9. Pēc katras mazgāšanas izslēdziet ierīci.
10. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Nelietojiet ūdens tuvumā.
11. Nelietojiet ierīci neatbilstoši paredzētajam mērķim.
12. Nelietojiet ierīci un nepieskarieties strāvas adapterim ar slapjām vai mitrām rokām. Pirms ierīces salikšanas pārliedzinieties, vai visas krūts sūkņa daļas ir sausas.
13. Pirms ierīces tīrīšanas vai pārvietošanas izslēdziet to un atvienojiet to no strāvas avota.
14. Pirms un pēc katras lietošanas reizes nomazgājiet un dezinficējiet visas daļas, kas piegūlēs ķermenim un nonāks tiešā saskarē ar pienu.
15. Pirms lietošanas un uzglabāšanas rūpīgi nosusiniet katru elementu.
16. Higiēnas apsvērumu dēļ ierīci drīkst lietot tikai viena persona.
17. Ja krūts sūkņa lietošana rada diskomfortu vai sāpes, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci.
18. Nelietojiet ierīci visā grūtniecības laikā.

19. Nelietojiet ierīci, kad esat nogurusi vai miega laikā.
20. Ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot ierīci bērnu tuvumā.
21. Nelietojiet ierīci guļus stāvoklī vai veicot intensīvus fiziskus vingrinājumus vai darbības, kas var izraisīt savainojumus.
22. Ja ierīces lietošanas laikā piens no krūts neizdalās ilgāk par 5 minūtēm, pārtrauciet lietot krūts sūkni un konsultējieties ar savu ārstu.
23. Ja jums ir implantēts elektrokardiostimulators vai cita elektriskā ierīce, pirms ierīces lietošanas ieteicams konsultēties ar savu ārstu.
24. Lietojot ierīci visaugstākajā pieļaujamajā temperatūrā (30°C) 30 minūtes, silikona ieliktnis var sasniegt 45°C temperatūru.
25. Daļas, kas nonāk saskarē ar pienu, ieteicams nomainīt aptuveni ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no ierīces lietošanas biežuma un, ja ierīce netiek lietota ilgu laiku.
26. Sargājiet ierīci un tās baterijas no ekstremālām temperatūrām. Pieļaujamais baterijas uzlādes temperatūras diapazons ir 5°C - 35°C.
27. Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas.
28. Nelietojiet pienu no pudelēm vai traukiem, uz kuriem ir bojājumu pazīmes.
29. Šajā ierīcē izmantotās baterijas nav nomaināmas.
30. Ņemiet vērā, ka metāla priekšmeti vai šķidrumi var radīt īssavienojumu sūkņa USB-C pieslēgvietā vai akumulatorā.
31. Ja elektroierīce ir nonākusi saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem, nepieskarieties tai un, ja iespējams, atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas, izslēdziet to un sazinieties ar ražotāju.
32. Neizmantojiet ierīci, vadot automašīnu.
33. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.

Ierīces shēma (att. A)

- | | |
|--|--|
| 1. Silikona piltuve ar krūts gala tuneli | 6. Piena tvertne |
| 2. Savienotājs | 7. Caurums piena pārļiešanai |
| 3. Silikona membrāna | 8. USB kabelis |
| 4. Iesūkšanas vārsts | 9. Krūštura klipsis |
| 5. Galvenais bloks | 10. Piltuves ar diametru 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm un 24 mm |

Galvenā bloka shēma (att. B)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Slēdzis | 4. Intensitātes līmeņa samazināšana |
| 2. Pauzes/starta poga | |
| 3. Intensitātes līmeņa palielināšana | 5. Darbības režīma pārslēgšana |

Displeja shēma (att. C)

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Režīma intensitātes līmeņa indikators | 4. Atslaukšanas režīms |
| 2. Darba laika indikators | 5. Masāžas režīms |
| 3. Baterijas uzlādes līmeņa indikators | 6. Darbības laika vienība |

Krūts sūkņa režīmi

1. Masāžas režīms - 9 līmeņi. Masāža imitē bērna sākotnējo zīšanas fāzi zīdīšanas laikā.
2. Atslaukšanas režīms - 9 līmeņi. Šis režīms imitē dziļāku zīšanas fāzi bērna zīdīšanas laikā.

Krūts sūkņa salikšana

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka visas ierīces daļas, kas nonāk saskarē ar pienu, ir nomazgātas un dezinficētas. Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, visām tās daļām jābūt pilnīgi sausām.

Pirms salikšanas nomazgājiet rokas. Nepieskarieties ar rokām ierīces iekšējām virsmām un tās daļām, kas nonāk saskarē ar pienu un ķermeni.

1. Ievietojiet silikona membrānu piena tvertnē (att. 1).
2. Uztādiet iesūkšanas vārstu (4, att. A) uz savienotāja (2, att. A). Pārliecinieties, ka vārsts ir ievietots līdz galam un vārsts pareizajā virzienā (1, att. 2).
3. Uzlieciet savienotāju uz silikona membrānas piena tvertnē (att. 2). Pārliecinieties, ka savienotājs ir nospiests līdz galam.
4. Ievietojiet silikona piltuvi (1, att. A) piena tvertnē. Ievietojiet silikona piltuvi piena tvertnes pārliešanas atverē (att. 3). Ar abām rokām piespiediet krūtsgala tuneli (1, att. A) pie savienotāja un piltuves atloka malas pie

- piena trauka malām (6, att. A), lai nodrošinātu pilnīgu hermētiskumu. Pārliecinieties, ka piltuves atloks un krūtsgala tunelis ir pareizi piestiprināti.
5. Savienojiet galveno bloku ar piena tvertni (att. 4). Pārliecinieties, ka bloks ir pareizi uzstādīts.
 6. Piespiediet krūts sūkni cieši pie krūts. Pārliecinieties, vai izvēlētā piltuve cieši pieguļ krūtij un ka krūtsgals atrodas krūtsgals tuneļa centrā (1, att. A).. Ievietojiet ierīci krūštūrī (att. 5).
 7. Ja Jums ir ciets un neelastīgs krūštūris, izmantojiet komplektā iekļauto krūštura klipsi. Lai to izdarītu, atsprādzējiet krūštura siksnīņu, pēc tam piestipriniet klipsi un noregulējiet garumu atbilstoši savām vēlmēm (att. 6).
- Piena sūkņēšana nedrīkst būt sāpīga. Ja krūts sūkņa lietošana rada diskomfortu vai sāpes, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci.
- Pārliecinieties, vai ierīce cieši pieguļ krūtij un starp krūti un silikona piltuvi nav atstarpes. Nepareiza pielāgošana ietekmēs iegūtā piena daudzumu.
- Ierīci var nēsāt standarta barošanas krūštūrī gan sēdus, gan stāvus stāvoklī. Uzmanieties, lai ierīces pozīcija darbības laikā nemainītos. Tas var pārtraukt ierīces darbību. Lietojot ierīci, nedrīkst noliekties.

Lietošanas veids

PIEZĪME

Pirms pirmās lietošanas reizes lādējiet ierīci 2 stundas.

Pirms lietošanas nomazgājiet rokas. Pārliecinieties, ka visas krūts sūkņa daļas ir pareizi samontētas saskaņā ar montāžas instrukciju un ka pati ierīce ir pareizi pielāgota ķermenim.

Neizmantojiet pārāk augstu intensitātes līmeni, kas rada diskomfortu vai sāpes.

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un turiet nospiestu slēdzi (1, att. 7). Ierīce ieslēgsies pēdējā režīmā, kurā tā darbojas iepriekšējā sesijā.
2. Lai lietošanas laikā mainītu darba režīmu, nospiediet režīma pārslēgšanas pogu (2, att. 7).
3. Režīma intensitātes līmeņa indikators (1, att. C) rāda ierīces pašreizējo darbības līmeni. Nospiediet intensitātes līmeņa samazināšanas un palielināšanas pogas (3, att. 7), lai pārslēgtu režīma intensitātes līmeņus no 1 līdz 9.

4. Nospiediet pauzes/starta pogu (2, att. B), lai apturētu ierīces darbību (pauzes režīms). Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu darbību (4, att. 7). Ja pauze tiek uzturēta ilgāku laiku, ierīce automātiski izslēgsies pēc 3 minūtēm.
5. Lai ieslēgtu fona apgaismojumu un pārbaudītu savāktā piena daudzumu, nospiediet un turiet nospiestu pauzes/starta pogu (4, att. 7). Vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu pogu, lai izslēgtu fona apgaismojumu.
6. Lai izslēgtu ierīci, īsi nospiediet slēdzi (1, att. B).

Ierīce automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm bezdarbības.

Produktam ir atmiņas funkcija. Izslēdzot vai mainot režīmu, ierīce automātiski saglabās noteiktā režīma intensitātes līmeni no iepriekšējās lietošanas reizes.

Laika indikators (2, att. C) rāda pašreizējo ierīces lietošanas laiku. Ja ierīces darbība tiek apturēta (pauzes režīms), līdz ierīces darbības atsākšanai vai izslēgšanai tiek rādīts pašreizējais lietošanas laiks. Ja vēlaties sākt jaunu atslaukšanas sesiju, izslēdziet un ieslēdziet ierīci, nospiežot slēdzi.

Lai pielāgotu atbilstošu intensitātes līmeni konkrētajam režīmam, palieliniet to, līdz sajūtat vieglu diskomfortu (nevis sāpes!), un pēc tam samaziniet līmeni par vienu.

Piena pārļiešana

1. Kamēr ierīce darbojas, viegli noliecieties uz priekšu, lai pārļiecinātos, ka viss piens no krūstgala tuneļa ir notecējis tvertnē (1, att. 8). Izslēdziet ierīci.
2. Uzmanīgi izņemiet ierīci no krūstura un noņemiet no tā galveno bloku (2, att. 8).
3. Nolieciet piena tvertni tā, lai noapaļotā daļa būtu apakšā. Pēc tam, izmantojot pārļiešanas atveri (7, att. A), pārlejiet pienu pudelē vai tvertnē, kurā tas tiks uzglabāts (3, att. 8).

PIEZĪME

Neizmantojiet ierīci piena uzglabāšanai. Neglabājiet ierīci ledusskapī.

Piena uzglabāšana un uzsildīšana

Uzglabāšana

1. Istabas temperatūrā (16-25 °C) pienu var uzglabāt līdz 4 stundām (līdz 6 stundām ļoti tiros savākšanas apstākļos).

2. Ledusskapī (4 °C) pienu var uzglabāt līdz 3 dienām (līdz 5 dienām ļoti tiros savākšanas apstākļos).
3. Saldētavā (-18 °C) pienu var uzglabāt līdz 6 mēnešiem (līdz 9 mēnešiem ļoti tiros savākšanas apstākļos).
4. Neglabājiet pienu uz ledusskapja durvīm.

Atkausēšana un uzsildīšana

1. Sasaldējiet pienu plastmasas pudelēs, kas paredzētas saskarei ar pārtiku, vai piena uzglabāšanas maisiņos.
2. Lai sasaldētu pienu, piepildiet trauku līdz ¾, jo sasaldējot piens paplašina savu tilpumu.
3. Lai saglabātu piena uzturvērtību, atkausējiet to ledusskapī (līdz 24 stundām) vai istabas temperatūrā (līdz 2 stundām). Pienu var arī atkausēt zem silta tekoša ūdens, kura maksimālā temperatūra ir 37°C. Piens ir jāizlieto uzreiz pēc atkausēšanas..
4. Pirms barošanas viegli sakratiet piena tvertni, lai tas vienmērīgi sajauktos.

PIEZĪME

Pirms piena pasniegšanas vienmēr pārbaudiet tā temperatūru
Neatkausējiet saldētu pienu mikroviļņu krāsnī vai verdošā ūdenī, lai novērstu uzturvērtības zudumu un bērna applaucēšanos.

Nekad atkārtoti nesasaldējiet pienu, kas jau ir atkusis, un nekad neuzglabājiet to istabas temperatūrā vai ledusskapī.

Nelietojiet pienu no iepakojumiem, kuriem ir bojājumu pazīmes.

Uzlāde

1. Pievienojiet USB-C kabeļa spraudni ierīces strāvas padeves ligzdai galvenā bloka sānos (att. 9) un otru galu ar USB spraudni pievienojiet USB adapterim (nav iekļauts komplektā).
2. Uzlādes laikā mirgo baterijas uzlādes līmeņa indikators (3, att. C). Kad tas pārstāj mirgot, tas nozīmē, ka ierīce ir pilnībā uzlādēta.

PIEZĪME

Pirms pirmās lietošanas reizes lādējiet ierīci 2 stundas.

Lai saglabātu baterijas ilgu kalpošanas laiku, glabājiet ierīci vēsā vietā, uzlādējiet to, pirms baterijas izlādējas līdz nullei, un pirms glabāšanas pilnībā uzlādējiet ierīci. Uzlādei izmantojiet 5 V DC 1A adapteri.

Ierīces izjaukšana

1. Pēc galvenā bloka noņemšanas atveriet piena tvertni no apakšas, pavelkot silikona piltuvi (1, att. 10).
2. Pavelkot silikona piltuvi, atdaliet to no ierīces un pēc tam izvelciet no tvertnes uzstādīto savienotāju (2, att. 10).
3. Atvienojiet iesūkšanas vārstu no krūts sūkņa t-veida savienojuma (3, att. 10).

Iekārtas tīrīšana un dezinfekcija

PIEZĪME

Netīriet un nedezinficējiet ierīces galveno bloku vai strāvas vadu. Šīs daļas nenonāk saskarē ar pārtiku.

Visas daļas, kas nonāk saskarē ar ķermeni un pienu, tūlīt pēc lietošanas nomazgājiet atsevišķi vienu no otras, lai izvairītos no pārtikas atlieku izžūšanas un baktēriju vairošanās. Nemazgājiet ierīces daļas trauku mazgājamajā mašīnā.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes nomazgājiet to ar tīrīšanas līdzekli un pēc tam sterilizējiet ar verdošu ūdeni visas tās daļas, kas nonāks saskarē ar pienu (piena tvertni, T-veida savienojumu, vārstu un piltuves), izņemot galveno bloku. Ievērojiet turpmāk sniegtos tīrīšanas un dezinfekcijas norādījumus.

Pēc katras lietošanas reizes

1. Pēc lietošanas noņemiet galveno korpusu un notīriet to ar mitru un mīkstu drānu (1, att. 11).
2. Pēc katras lietošanas reizes izjauciet ierīci atsevišķās daļās un nomazgājiet visas atdalītās daļas, kas nonāk saskarē ar ķermeni un pienu ar siltu ūdeni, lai noņemtu pārtikas paliekas.

3. Mazgājiet visas atdalītās daļas siltā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi noskalojiet zem tīra tekoša ūdens.
4. Lai dezinficētu, ievietojiet visas daļas verdošā ūdenī uz vismaz 10 minūtēm. Pārlicinieties, ka visas sastāvdaļas ir iegremdētas ūdenī un neviena no tām tieši nesaskaras ar trauka dibenu.
5. Atstājiet visas ierīces daļas nožūt uz tīra dvieļa vai papīra dvieļa.
6. Ierīces daļas līdz nākamajai lietošanai uzglabājiet tīrā maisiņā, konteinerā vai citā tīrā vietā. Ja daļas joprojām ir mitras, neglabājiet tās cieši noslēgtā traukā.

PIEZĪME

Nemazgājiet galveno korpusu zem tekoša ūdens, un tā tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus materiālus. Tas var izraisīt ekrāna darbības traucējumus.

Daļas, kas bijušas saskarē ar ķermeni, tīriet reizi dienā un pēc katras lietošanas reizes. Tīrot ierīci, esiet uzmanīgi, lai to nesabojātu.

Silikona detaļu tīrīšanai neizmantojiet asus instrumentus, jo tas var tās sabojāt. Uzmanieties, lai tīrīšanas laikā nesabojātu iesūkšanas vārstu. Ja tas ir bojāts, ierīce nedarbosies pareizi.

Iesūkšanas vārsts no ierīces jānoņem uzmanīgi. Pēc attīrīšanas noskalojiet to tīrā ūdenī. Neievietojiet tajā pirkstu vai citus priekšmetus, jo tas var radīt bojājumus. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus.

Ja pēc sterilizēšanas ūdenī uz ierīces daļām paliek baltas nogulsnes, tas var liecināt par to, ka izmantotais ūdens ir ciets. Noslaukiet atlikumus, izmantojot tīru dvieli, un ļaujiet detaļām nožūt.

Problēmu risinājumi

Problēma	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	- Ierīces baterija var būt izlādējusies vai nonākusi aizsargstāvoklī ilgstošas glabāšanas dēļ. Pievienojiet ierīci adapterim, lai aktivizētu bateriju. - Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes un pēc ilgstošas glabāšanas pilnībā uzlādējiet bateriju.

Problēma	Risinājums
Nospiežot pauzes/ starta pogu, darbības laiks netiek skaitīts atpakaļ	Sazinieties ar pilnvaroto servisu.
Ierīce ir pārtraukusi piena atslaukšanu (galvenais bloks nedarbojas) pēc pauzes/starta pogas nospiešanas	- Pārļiecinieties, ka ierīce ir ieslēgta. - Sazinieties ar pilnvaroto ierīces servisa centru.
Nepietiekams iesūkšanās līmenis vai tā nav vispār	- Pārbaudiet, vai visas ierīces daļas ir tīras, sausas, pareizi un pilnībā samontētas. Īpaša uzmanība jāpievērš pareizajam iesūkšanas vārsta uzstādīšanas virzienam. - Pārbaudiet, vai savienotājs ir pareizi uzstādīts tvertnē. - Pārbaudiet, vai ierīces silikona piltuve cieši pieguļ krūtij. - Ja sūkšanas jauda nav uzlabojusies, sazinieties ar pilnvaroto ierīces servisa centru. - Pārbaudiet, vai ierīces daļās nav plaisu un defektu.
Sāpes vai diskomforts	- Pielāgojiet intensitātes līmeni vai mainiet darbības režīmu. - Mainiet krūts novietojumu. - Ja sāpes vai diskomforts nepāriet, konsultējieties ar savu ārstu.

Fotoattēliem ir tikai ilustratīvs raksturs, patiesais produktu izskats var atšķirties no attēlos redzamā.



EN: The product complies with the requirements of European Union directives.

In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to separate collection. The product should not be disposed of with municipal waste as it may pose

a risk to the environment and human health. Return the used product to the recycling centre for electrical and electronic equipment.

PL: Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DE: Das Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union.

Gemäß Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Das gebrauchte Produkt soll der Recyclinganlage von elektrischen und elektronischen Geräten zugeführt werden.

RU: Продукт соответствует требованиям директив Европейского Союза. В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС этот продукт подлежит выборочному сбору. Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как оно может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Использованный продукт следует сдать в пункт утилизации электрических и электронных устройств.

IT: Il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea.

In conformità con la direttiva 2012/19/UE, questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, in quanto potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente e la salute umana. Il prodotto esausto deve essere restituito ad un punto di riciclaggio per apparecchiature elettriche ed elettroniche.

FR : Le produit est conforme aux exigences des directives de l'Union européenne. Conformément à la directive 2012/19/UE, ce produit est soumis à une collecte séparée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, car il peut constituer une menace pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez retourner votre ancien produit à un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.

ES: El producto cumple con los requisitos de las directivas de la Unión Europea. De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, este producto está sujeto a una recogida separada. El producto no debe eliminarse junto con los residuos municipales, ya que puede suponer un riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El producto usado debe devolverse al punto de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

NL: Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen. In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

LT: Produktas atitinka Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus. Pagal direktyvą 2012/19/ES, šis produktas renkamas atskirai. Produkto negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis, nes tai gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotą produktą reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo punktą.

CS: Výrobek vyhovuje požadavkům směrníc Evropské unie. V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento výrobek tříděnému sběru. Výrobek nevyhazujte s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek odevzdejte na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

HU: A termék megfelel az Európai Unió irányelvei követelményeinek. A 2012/19/EU irányelvnek megfelelően ezt a terméket szelektív hulladékgyűjtés keretén belül kell ártalmatlanítani. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mivel veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. Szolgáltatassa be az elhasznált terméket az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtő pontjába.

RO: Produsul respectă cerințele directivelor Uniunii Europene. În conformitate cu Directiva 2012/19/UE, acest produs face obiectul colectării selective. Produsul nu trebuie eliminat cu deșeuri municipale, deoarece poate prezenta un risc pentru mediu și sănătatea umană. Produsul utilizat trebuie returnat la punctul de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.

SE: Produkten uppfyller kraven enligt Europeiska unionens direktiv. Enligt direktivet 2012/19/EU ska produkten källsorteras. Produkten får inte kastas tillsammans med kommunalt avfall eftersom den kan vara farlig för miljön och människor. Förbrukad produkt ska återvinnas som elektrisk och elektronisk utrustning.

NO: Produktet oppfyller kravene i EU-direktiver.

I samsvar med direktiv 2012/19/EU er dette produktet gjenstand for selektiv innsamling. Produktet skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall, da det kan utgjøre en trussel mot miljøet og menneskers helse. Det brukte produktet skal bringes til et gjenvinningspunkt for elektriske og elektroniske enheter.

DK: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiverne.

I overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU er dette produkt underlagt separat indsamling. Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, da det kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers sundhed. Det brugte produkt skal afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

FI: Tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti tämä tuote kuuluu erilliskeräykseen. Tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, koska se voi aiheuttaa riskin ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Palauta käytetty tuote sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

PT: O produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da União Europeia. Este produto está sujeito a recolha seletiva, conforme com a Diretiva 2012/19/UE. O produto não deve ser eliminado com os resíduos urbanos, uma vez que pode constituir um risco para o ambiente e para a saúde humana. Devolver o produto usado a um centro de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

GR: Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ, το προϊόν αυτό υπόκειται σε χωριστή απόρριψη. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παραδώστε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ένα κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

EE: Toode vastab Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.

Direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb see toode eraldi koguda. Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, kuna see võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist. Kasutatud toode tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõetupunkti.

LV: Produkts atbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām.

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/ES šim produktam ir piemērojama selektīva savākšana. Produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tas var radīt draudus videi un cilvēku veselībai. Izlietotais produkts jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes punktā.

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Подробные условия гарантии доступны на сайте:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
Gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschikbaar op de website:
Išsamias garantijos sąlygas rasite svetainėje:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:
Detaljerade garantivillkor finns tillgängliga på hemsidan:
Detaljerte garantibetingelser er tilgjengelige på hjemmesiden:
Detajerede garantibetingelser kan ses på hjemmesiden:
Yksityiskohtaiset takuuehdot on luettavissa verkkosivuilla:

www.lionelo.com

lionelo
care

www.lionelo.com